



B-05ST mobilny asystor medyczny z szufladą i blatami zabiegowymi ze stali kwasoodpornej



Asystor zabiegowy B-05ST z szufladą na akcesoria zabiegowe i 3 blatami instrumentalnymi ze stali kwasoodpornej na instrumentarium zabiegowe do zastosowania w gabinetach i salach zabiegowych. Blaty instrumentalne posiadają podniesione ranty zabezpieczające narzędzia przed zsunięciem z blatu. Szafka i front szuflady lakierowane są w standardzie na kolor biały a w opcji dodatkowej na kolor wybrany z palety RAL. Stelaż asystora zabiegowego wykonany jest z aluminium lakierowanego w standardzie na kolor biały a w opcji dodatkowej na kolor wybrany z palety RAL. Stelaż umożliwia regulację rozstawu blatów zabiegowych i szafka z szufladą w osi pionowej, co umożliwia zastosowanie asystora zabiegowego do narzędzi medycznych o większych gabarytach.

Nr katalogowy: B-03-BS(1)P-80*

[Zobacz więcej w sklepie](#)

[Aktualna cena i promocja](#)

★ KUP TERAZ ★



Podstawa w asystorze wykonana jest z profili stalowych i lakierowana jest w standardzie na kolor biały a w opcji dodatkowej na kolor wybrany z palety RAL. W podstawie znajdują się kółka kierunkowe, w tym 2 kółka z blokadą (hamulcem) nadające stolikowi zabiegowemu mobilności. W stelażu aluminiowym znajdują się 2 kanały montażowe (zewnątrzny i wewnętrzny) umożliwiające regulację położenia blatów zabiegowych i szafki z szufladą, a w przyszłości także doposażenie asystora w szereg dodatkowych akcesoriów pomocnych przy zabiegach i montowanych do stelaża za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów i przeróbek.

Paleta kolorów lakieru proszkowego



W standardzie

- wszystkie elementy asystora (bez blatów ze stali kwasoodpornej) lakierowane proszkowo na kolor biały
- uchwyt szuflady z anodowanego aluminium lub lakierowany na kolor biały
- szuflada bez zamka

Opcje dodatkowe z dopłatą

- stelaż aluminiowy lakierowany proszkowo na kolor wybrany z palety lakierów (inny niż biały)
- korpus szuflady lakierowany proszkowo na kolor wybrany z palety lakierów (inny niż biały)
- front szuflady lakierowany proszkowo na kolor wybrany z palety lakierów (inny niż biały)
- podstawa stalowa lakierowana proszkowo na kolor wybrany z palety lakierów (inny niż biały)
- szuflada zamykana na zamek patentowy z kluczem
- wybrana listwa zasilająca z adapterem ALZA-01 do zwijania przewodu:
 - LZA-01 - 5 gniazd wtykowych z uziemieniem, 10A/~250V/50Hz, wyłącznik sieciowy z sygnalizacją napięcia, przewód 3 m
 - LZA-02 - 5 gniazd wtykowych z uziemieniem, 10A/~250V/50Hz; zabezpieczenie przeciwprzepięciowe z ochroną linii, dwa bezpieczniki zwłoczne 10A, wyłącznik sieciowy z sygnalizacją napięcia, przewód 2,5 m
 - LZA-03 - 5 gniazd wtykowych z uziemieniem typu schuko, 16A/~250V/50Hz; wyłącznik sieciowy z sygnalizacją napięcia, dwa zaciski ekwipotencjalne wg normy DIN 42801, przewód zasilający 3,0 m

Producent: ZTM Tech-Med sp. z o.o.



Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

533 99 22 01

Nr katalogowy: B-03-BS(1)P-80*

Zobacz więcej w sklepie

Aktualna cena i promocja

★ KUP TERAZ ★

DANE PRODUKTU

Gabaryt przesyłki z produktem	karton do 30 kg
Kraj producenta	Polska
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarancja - gwarant	gwarantem jest producent wyrobu
Serwis	fabryczny producenta
Nr katalogowy wyrobu u producenta	B-03-BS(1)P-80
Wysokość	80 cm
Szerokość	50 cm
Głębokość	40 cm
Blaty zabiegowe / instrumentalne - ilość	3 blaty
Szuflady - ilość	1 szuflada
Szafka	Nie
Miski na odpadki	bez misek
Kółka	Tak
W całości ze stali kwasoodpornej	Nie
Stelaż - materiał	aluminium lakierowane proszkowo
Regulacja rozmieszczenia elementów na stelażu	w osi pionowej
Blaty zabiegowe / instrumentalne - materiał	stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Blaty zabiegowe / instrumentalne - długość (cm)	45
Blaty zabiegowe / instrumentalne - szerokość (cm)	32
Blaty zabiegowe / instrumentalne - maksymalne obciążenie (kg)	10
Szuflady - materiał	stal lakierowana proszkowo
Szuflady - szerokość (cm)	32
Szuflady - głębokość (cm)	45
Szuflady - wysokość (cm)	15,5
Szuflady - zamknięcia	bez zamknięć - zamki w opcjach dodatkowych
Szuflada - maksymalne obciążenie (kg)	10
Szafka - materiał	stal lakierowana proszkowo
Podstawa asystora / stolika zabiegowego	stal lakierowana proszkowo
Kółka - rodzaj	kierunkowe w obudowie ze stali ocynkowanej
Kółka - średnica (mm)	75
Kółka - blokowanie	2 koła z blokadą

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: **sklep@epicmed.pl**

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

BDO 000553124

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>



Nota prawna odnośnie wyrobu medycznego

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974)

Zastrzeżenia

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.