

## SMo2.700

mobilny stojak zabiegowy z 2 misami 7 litrów na  
odpady medyczne



Stojak zabiegowy SMo2.700 mobilny z wyjmowanymi 2 misami na odpady medyczne o pojemności 7 litrów każda (średnica misy 30 cm). Misy na odpady medyczne wykonane są ze stali nierdzewnej. Stojak wraz z podstawą wykonano ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Stojak oparty jest na podstawie 5-ramiennej wyposażonej w kółka kierunkowe (skrętne) o średnicy 50 mm standardowo w obudowie ze stali ocynkowanej, z których 2 posiadają blokadę jazdy (hamulec). W opcjach dodatkowych dostępne są kółka z tworzywa sztucznego lub kółka w obudowie ze stali kwasoodpornej.

Stojaki z misami na odpady medyczne znajdują zastosowanie na salach operacyjnych w szpitalach i klinikach zabiegowych oraz w gabinetach zabiegowych innych placówek ochrony zdrowia, a także w niektórych gabinetach lekarskich, np. w gabinetach stomatologicznych.

Stojak na odpady medyczne SMo2.700 jest wyrobem certyfikowanym, opatrzonym znakiem CE i wyposażonym w deklarację producenta o zgodności wyrobu z obowiązującymi na terenie UE normami i dyrektywami odnoszącymi się do tego typu wyrobów.

Producent: ZTM Tech-Med sp. z o.o.



Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

### Stal kwasoodporna 0H18N9 (AISI 304) - materiał stojaka zabiegowego z podstawą

Stal kwasoodporna 0H18N9 (AISI 304) to austenityczna stal wysokostopowa chromowo-niklowa (PN-71/H-860) o wysokiej odporności na korozję, w szczególności na korozję atmosferyczną i wody morskiej, korozję roztworów alkalicznych i słabszych kwasów oraz wszystkich produktów żywnościowych. Jedną z jej właściwości, równie ważną dla sektora medycznego jak jej kwasoodporność, jest niemagnetyczność tej stali. Najszersze zastosowanie znajduje w przemyśle spożywczym oraz w produkcji sprzętu medycznego i aparatury kriogenicznej.

Gabaryt przesyłki z produktem	karton do 15 kg
Kraj producenta	Polska
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarancja - gwarant	gwarantem jest producent wyrobu
Serwis	fabryczny producenta
Nr katalogowy wyrobu u producenta	SMO1-02-7-0-KO-PI-K2
Stojak - materiał	stal kwasoodporna
Stojak - wysokość	84 cm
Misy   Wiadra - materiał	stal nierdzewna
Misy   Wiadra - ilość na stojaku	2 misy
Misy   Wiadra - pojemność	7 litrów
Stojak - podstawa	5-ramienna z kółkami
Podstawa stojaka - materiał	stal kwasoodporna w gatunku 0H18N9
Podstawa stojaka - średnica [cm]	60
Kola - średnica [mm]	50
Kola - blokowanie	2 koła z blokadą jazdy (hamulcem)
Waga stojaka z misami (wiadrami) [kg]	15

#### Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

#### Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

#### Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: [dk@dkarkadia.pl](mailto:dk@dkarkadia.pl)

<http://dkarkadia.pl>