

## Eco.1

### stolik-wózek pod aparat medyczny



Polski producent  
Polski serwis techniczny





Wyrób medyczny  
MDR 2017/745/EU



Darmowa dostawa  
na terenie Polski



Deklaracja zgodności  
Oznakowanie CE



Mobilny stolik na kółkach po aparat medyczny lub aparat do fizykoterapii. Posiada na wyposażeniu blat (półkę) ze stali lakierowanej proszkowo oraz praktyczny, lakierowany proszkowo koszyk na akcesoria lub kable wykonany z drutu stalowego. Blat posiada podniesione ranty zabezpieczające aparat przed zsunieniem z blatu podczas przetaczania stolika. Stelaż stolika-wózka pod aparat wykonany jest z aluminium lakierowanego proszkowo. Podstawa wykonana jest z profili stalowych lakierowanych proszkowo. W podstawie znajdują się 4 kółka kierunkowe (skrzętne) o średnicy 50 mm z oponkami do twardych powierzchni, nadające stolikowi mobilności w obrębie gabinetu i placówki. 2 kółka posiadają blokadę jazdy (hamulec postojowy). Stolik dostarczany jest w elementach do samodzielnego montażu.

W aluminiowym stelażu stolika znajdują się 2 kanały montażowe (zewnętrzny i wewnętrzny) umożliwiające regulację pionową zamocowania koszyka na akcesoria a w przyszłości także doposażenie stolika w szereg akcesoriów dodatkowych, montowanych do stelaża za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów i przeróbek.

#### LAKIER PROSZKOWY - kolory



#### Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-00009262](https://ec.europa.eu/eudamed/)

#### PRODUCENT



#### Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



Przeznaczenie stolika / wózka	<b>uniwersalne - różne aparaty</b>
Seria produkcyjna stolików pod aparaty	<b>ECO (ZTM Tech-Med)</b>
Konstrukcja stelaża stolika / wózka	<b>aluminium lakierowane</b>
Liczba pólek (blatów) pod aparaty	<b>1 blat</b>
Materiał pólek (blatów) pod aparaty	<b>stal lakierowana</b>
Szuflada/szuflady na akcesoria w standardzie	<b>Nie</b>
Szuflada na akcesoria opcjonalnie	<b>Nie</b>
Stolik z regulacją wysokości	<b>Nie</b>
Wysokość całkowita stolika (wózka) [cm]	<b>100</b>
Szerokość całkowita stolika (wózka) [cm]	<b>50</b>
Głębokość całkowita stolika (wózka) [cm]	<b>46</b>
Uchwyt monitora ekranowego	<b>bez uchwytu do monitora</b>
Wysięgnik podtrzymujący kable	<b>bez wysięgnika kabli</b>
Wysięgnik z głowicą na kropłówki	<b>bez wysięgnika na kropłówki</b>
Koszyk na kable do aparatów	<b>1 koszyk na kable</b>
Listwa zasilająca aparaty	<b>opcjonalnie 5 gniazd</b>
Stolik mobilny na kółkach	<b>Tak</b>
Nośność maksymalna stolika [kg]	<b>15</b>
Stelaż stolika - materiał	<b>profile aluminiowe z kanałami montażowymi</b>
Półki/blaty stolika - materiał	<b>stal lakierowana proszkowo</b>
Półki/blaty stolika - szerokość [cm]	<b>45</b>
Półki/blaty stolika - głębokość [cm]	<b>35</b>
Półka/blat stolika - maksymalne obciążenie [kg]	<b>10</b>
Podstawa stolika	<b>stalowa, mobilna na kółkach</b>
Kółka - rodzaj	<b>skrzętne</b>
Kółka - średnica [mm]	<b>50</b>
Kółka - blokowanie	<b>2 kółka z blokadą</b>
Waga stolika [kg]	<b>13,5</b>
Numer katalogowy produktu	<b>ECO-01-B-100-A-K2-W</b>
Kod PKWiU	<b>32.50.30.0</b>
Kod CN	<b>9018 90 84</b>
Certyfikacja produktu	<b>CE/MDD/MDR</b>
Dokument certyfikacji produktu	<b>deklaracja zgodności</b>

Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	<b>wyrób medyczny</b>
Kod Basic UDI-DI	<b>5904126-ECO/GQ</b>
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	<b>Klasa I, reguła 1</b>
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	<b>Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych</b>
Nazwa zgłoszona do organu	<b>ECO-1 wózek pod aparaturę medyczną serii ECO</b>
Stawka podatku VAT na produkt	<b>8%</b>
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	<b>art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)</b>
Gwarancja ogólna	<b>1 rok</b>
Gwarant udzielający gwarancji	<b>producent wyrobu / produktu</b>
Rodzaj przesyłki z produktem	<b>przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)</b>
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	<b>15</b>
Producent wyrobu	<b>[37] TECH-MED Zakład Techniki Medycznej sp. z o.o. ul. Ernsta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz [Polska] ☎ 52 360 58 50 @ techmed@techmed.com.pl</b>
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	<b>[37] PL-MF-000009262</b>
Serwis techniczny w Polsce	<b>fabryczny producenta</b>
Serwis techniczny - kontakt	<b>☎ 52 360 58 50 w. 41 @ reklamacje@techmed.com.pl</b>
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	<b>producent wyrobu medycznego (dane powyżej)</b>
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	<b>producent (dane powyżej)</b>
Zgłaszanie incydentów medycznych	<b>[36] ☎ 13 464 44 49   biuro@wstech.eu</b>

#### Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym  
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)  
 GSM/SMS: **533 99 22 01**  
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)  
 E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)  
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.  
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

#### Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.  
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.  
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.  
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.  
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

#### Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.  
 ul. Staromiejska 6/10d  
 40-013 Katowice  
 NIP 9542784362  
 NIP UE: PL9542784362  
 REGON 368734116  
 KRS 0000703242  
 Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000  
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24