

C-04/B1.ST

zabiegowy wózek oddziałowy z kuwetami



Polski producent
Polski serwis techniczny



Wyrób medyczny
MDR 2017/745/EU



Darmowa dostawa
na terenie Polski



Deklaracja zgodności
Oznakowanie CE



Oddziałowy wózek szpitalny z blatem zabiegowo-instrumentalnym ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 i uniwersalną półką koszącą ze stali lakierowanej proszkowo oraz stalową półką lakierowaną proszkowo z dwiema wymiowanymi kuwetami z białego tworzywa sztucznego (polipropylen) i stalowym uchwytem do zawieszenia worka na odpady lub brudną bieliznę o pojemności 100-120 litrów. Uchylna pokrywa worka z białego tworzywa sztucznego ABS. Blat posiada podniesione ranty zabezpieczające instrumentarium przed zsunieniem się z blatu podczas przetaczania wózka. Stelaż wózka oddziałowego wykonany jest z aluminium lakierowanego proszkowo. Stelaż umożliwia regulację rozstawu elementów w osi pionowej, co umożliwia zastosowanie wózka do akcesoriów zabiegowych i narzędzi medycznych o większych gabarytach. Podstawa wykonana jest z profili stalowych lakierowanych proszkowo. W podstawie znajdują się 4 kółka kierunkowe (skrętne) o średnicy 75 mm w obudowie ze stali ocynkowanej z oponkami do twardych powierzchni. 2 kółka posiadają blokadę jazdy (hamulec postojowy). Wózek oddziałowy wyposażony jest w stalowe, obustronne uchwyty do przetaczania wózka w obrębie oddziału szpitalnego i placówki.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-00009262](#)

PRODUCENT



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

LAKIER PROSZKOWY - kolory



| | |
|--|---|
| Przeznaczenie wózka oddziałowego | procedury medyczne |
| Konstrukcja wózka oddziałowego | stal + aluminium lakierowane |
| Wysokość wózka | 88 cm |
| Szerokość wózka | 95 cm |
| Wózek z białem/białami zabiegowymi | Tak |
| Błaty zabiegowo-instrumentalne | 1 blat stal kwasoodporna |
| Wózek z tacą/tacami instrumentalnymi | Nie |
| Wózek z szufladą/szufladami | Nie |
| Wózek z półką/półkami koszowymi | Tak |
| Półki koszowe | 1 półka stal lakierowana |
| Wózek z misami zabiegowymi | Nie |
| Wózek z kuwetami | Tak |
| Kuwety | 2 kuwety poj. 8l (polipropylen) |
| Wózek z uchwytem worka na odpady 100-120L | Tak |
| Wózek w całości ze stali kwasoodpornej | Nie |
| Wózek mobilny na kółkach | Tak |
| Nośność maksymalna wózka [kg] | 35 |
| Stelaż wózka - materiał | aluminium lakierowane proszkowo |
| Blat(y) zabiegowe (instrumentalne) - materiał | stal kwasoodporna gatunek 0H18N9 |
| Blat zabiegowy (instrumentalny) - długość [cm] | 70,5 |
| Blat zabiegowy (instrumentalny) - szerokość [cm] | 41,5 |
| Blat - maksymalne obciążenie [kg] | 10 |
| Półki koszowe - materiał | stal lakierowana proszkowo |
| Półka koszowa - szerokość [cm] | 40,5 |
| Półka koszowa - długość [cm] | 65,5 |
| Półka koszowa - głębokość [cm] | 9 |
| Półka koszowa - maksymalne obciążenie [kg] | 10 |
| Półka na kuwety - materiał | stal lakierowana proszkowo |
| Kuwety - materiał | tworzywo sztuczne |
| Kuwety - ilość | 2 |
| Kuweta - długość [cm] | 39,5 |
| Kuweta - szerokość [cm] | 32,5 |
| Kuweta - głębokość [cm] | 6,5 |
| Kuweta - maksymalne obciążenie [kg] | 5 |
| Uchwyt worka na odpady - rodzaj | z pokrywą i podstawą |

| | |
|---|--|
| Uchwyt worka na odpady - materiał pokrywy | tworzywo ABS |
| Uchwyt worka na odpady - materiał podstawy | stal lakierowana proszkowo |
| Podstawa wózka - materiał | stal lakierowana proszkowo |
| Kółka - rodzaj | 4 kółka skrętne |
| Kółka - średnica [mm] | 75 |
| Kółka - blokowanie | 2 koła z blokadą jazdy |
| Szerokość całkowita wózka [cm] | 95 |
| Głębokość całkowita wózka [cm] | 43 |
| Wysokość całkowita wózka [cm] | 88 |
| Ciężar wózka [kg] | 18 |
| Numer katalogowy produktu | C-03-BK(90)Q-66-ST-K5-W |
| Kod PKWiU | 32.50.30.0 |
| Kod CN | 9018 90 84 |
| Certyfikacja produktu | CE/MDD/MDR |
| Dokument certyfikacji produktu | deklaracja zgodności |
| Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR | wyrób medyczny |
| Kod Basic UDI-DI | 5904126-K3/RM |
| Klasa ryzyka wyrobu medycznego | klasa I, reguła 1 |
| Stawka podatku VAT na produkt | 8% |
| Podstawa prawna obniżonej stawki VAT | art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny) |
| Gwarancja ogólna | 1 rok |
| Gwarant udzielający gwarancji | producent wyrobu / produktu |
| Rodzaj przesyłki z produktem | przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak) |
| Waga przesyłki z opakowaniem [kg] | 20 |
| Producent wyrobu | [37] TECH-MED Zakład Techniki Medycznej sp. z o.o. ☒ ul. Ernsta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz [Polska] ☎ 52 360 58 50 @ techmed@techmed.com.pl |
| SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej | [37] PL-MF-00009262 |
| Serwis techniczny w Polsce | fabryczny producenta |
| Serwis techniczny - kontakt | ☎ 52 360 58 50 w. 41 @ reklamacje@techmed.com.pl |
| Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce | producent wyrobu medycznego (dane powyżej) |
| Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu | producent (dane powyżej) |
| Zgłaszanie incydentów medycznych | [37] ☎ 58 360 58 50 techmed@techmed.com.pl |

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
 GSM/SMS: **533 99 22 01**
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
 E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
 ul. Staromiejska 6/10d
 40-013 Katowice
 NIP 9542784362
 NIP UE: PL9542784362
 REGON 368734116
 KRS 0000703242
 identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24