

Relax.55

niska leżanka medyczna 2-częściowa drewniana



Polski producent
Polski serwis techniczny



Wyrób medyczny
MDR 2017/745/EU




Darmowa dostawa
na terenie Polski



Deklaracja zgodności
Oznakowanie CE



Maksymalna waga
pacjenta



Niska leżanka medyczna o stałej wysokości 55 cm wykonana na stabilnej konstrukcji z wyselekcjonowanego drewna bukowego w trzech kolorach wybarwienia do wyboru. Posiada 2-częściowe leże z sekcją zagłówka z 2-pozycyjną regulacją kąta jego pochylecia. Zagłówek wyposażony jest w otwór do oddychania z zatyczką. Leże pokryte jest bezszwową tapicerką z atestowanego i zmywalnego materiału skóropodobnego (paleta Standard Line) lub winylowego (paleta Exclusive Line). W opcjach wyposażenia dodatkowego, za dopłatą leżanka medyczna może zostać wyposażona w wieszak na podkłady higieniczne w rolkach (szerokość rolki 60 cm), a także w 4 kółka kierunkowe zaopatrzone w hamulec postojowy (blokadę jazdy).

Drewniane leżanki medyczne stosowane są szeroko w gabinetach lekarskich do ogólnego badania pacjentów i przeprowadzania badań z użyciem elektrokardiografu oraz w innych placówkach ochrony zdrowia, np. w gabinetach rehabilitacji do prowadzenia zabiegów aparatami do fizykoterapii. Służą też wyśmienicie w salonach kosmetycznych i salonach tatuażu.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000035501](https://www.pl-mf-000035501)

PRODUCENT



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym



Email: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

DANE TECHNICZNE

Leże leżanki medycznej	2-częściowe
Regulowany zagłówek	Tak
Odlączany podglówek	Nie
Podłokietniki w standardzie lub opcjonalnie	Nie
Sekcja podnóżka	Nie
Sekcja podnóżka z regulacją	Nie
Materiał ramy leżanki medycznej	drewno bukowe
Ciemny kolor ramy - opcjonalnie	Tak
Długość całkowita leżanki	200 cm
Szerokość całkowita leżanki	70 cm
Skokowa regulacja wysokości leża leżanki	Nie
Wysokość całkowita leżanki	55 cm
Dopuszczalne obciążenie leżanki	200 kg
Uchwyt na podkłady (standard / opcjonalnie)	Tak
Koła w standardzie lub opcjonalnie	Tak
Materiał ramy dolnej - szczegóły	drewno bukowe
Wytrzymałość statyczna [kg]	200
Sekcja zagłówka	tapicerowana regulowana
Sekcja zagłówka - sposób regulacji	manualny - rastomat
Sekcja zagłówka - zakres regulacji	0-35°
Otwór w zagłówku	otwór z zatyczką
Wieszak na podkłady higieniczne	opcjonalnie
Wieszak na podkłady higieniczne - pojemność	1 rolka o szerokości do 60 cm
Koła	opcjonalnie 4 kółka kierunkowe skrętne
Koła - średnica [mm]	50
Koła - blokowanie	blokada jazdy i skrętu
Długość sekcji zagłówka [cm]	40
Długość sekcji łędźwiowo-nożnej [cm]	158
Waga leżanki [kg]	32,5
Numer katalogowy produktu	RELAX 55
Kod PKWiU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR

Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	590401370lezdrew43
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	klasa I, reguła 1
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	Relax leżanka drewniana
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na konstrukcję	2 lata
Gwarancja na tapicerkę standardową	1 rok
Gwarancja na tapicerkę premium	1 rok
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka gabarytowo ponadnormatywna - waga powyżej 30kg
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	35
Producent wyrobu	[38] Ziółkowski JUVENTAS S.K.A. ☎ Srogów Górny 172, 38-507 Jurowce [Polska] ☎13 463 80 35 @ biuro@juventas.pl
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[38] PL-MF-000035501
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 13 463 80 35 @ reklamacje@juventas.pl
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[38] ☎ 881 090 520 michal@juventas.pl

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
GSM/SMS: **533 99 22 01**
Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
ul. Staromiejska 6/10d
40-013 Katowice
NIP 9542784362
NIP UE: PL9542784362
REGON 368734116
KRS 0000703242
Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24