

SR-P

wysoka kozetka lekarska 2-częściowa



Wysoka kozetka lekarska o stałej wysokości 81 cm na stabilnym stelażu wykonanym z zamkniętych profili stalowych o przekroju kwadratu pokrytych białym lakierem proszkowym odpornym na promieniowanie UV. Kozetka medyczna wyposażona jest w 2-częściowe leże z zagłówkiem regulowanym przy pomocy rastomatu w zakresie +/- od poziomu głównej części leża. Leże kozetki wypełnione jest elastyczną pianką PU i obszyte bezszwowo atestowanym materiałem skóropodobnym w wielu kolorach do wyboru. Kozetka posiada w podstawie podgumowane stopki. Standardowym wyposażeniem kozetki jest wieszak na podkłady higieniczne w rolce o szerokości 50 cm zamontowany pod zagłówkiem.

Producent: U.B.M-Kotasińska



Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

Tapicerka leża kozetki lekarskiej - kolorystyka i właściwości

Tapicerka wykonana jest ze skóropodobnego materiału obiciowego produkowanego przez Sanwil Polska pod nazwą handlową Skaden B-353 dedykowanego do wyposażenia medycznego. Powlekany PCV o podwyższonej odporności na olejki do masażu, oleje, alkohol, płyny ustrojowe (krew, pot, moczu) oraz promieniowanie UV i zadrapania. Zgodny z wymaganiami humanoekologicznymi Oeko-Tex Standard 100 oraz z obowiązującymi w UE regulacjami prawnymi w zakresie stosowania barwników azowych. Jest materiałem uniepalnym. Nie zawiera ftalanów i lateksu. Może być stosowany w wyposażeniu przeznaczonym dla dzieci.



Parametry: grubość 0.9 ±0,2 mm | masa powierzchniowa: 550 ±50 g/m² | wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne ≥30 daN/5cm | wytrzymałość na rozdzieranie wszerz ≥15 daN/5cm | odporność powłoki na ścieranie ≥30.000 cykli wg metody Martindale'a. **Surowce:** powłoka olejoodporna - PCV modyfikowane 100% | nośnik - PES 100%. **Dezynfekcja:** można dezynfekować ogólnodostępnymi środkami do dezynfekcji.



Leże kozetki lekarskiej	2-częściowe
Kozetka niemagnetyczna do MR	Nie
Kozetka składana do transportu	Nie
Kozetka przysięcienna (składana do ściany)	Nie
Regulowany zagłówek	Tak
Otwór w leżu do badań kardiologicznych	Nie
Podłokietniki w standardzie	Nie
Podłokietniki opcjonalnie	Nie
Sekcja podnóżka	Nie
Sekcja podnóżka z regulacją	Nie
Materiał ramy dolnej kozetki	stal lakierowana
Długość całkowita kozetki	188 cm
Szerokość całkowita kozetki	55 cm
Skokowa regulacja wysokości kozetki	Nie
Wysokość całkowita kozetki	81 cm
Dopuszczalne obciążenie kozetki	180 kg
Kozetka z barierkami bocznymi	Nie
Relingi do pasów stabilizujących	Nie
Uchwyt na podkłady w standardzie	Tak
Uchwyt na podkłady opcjonalnie	Nie
Koła w standardzie	Nie
Koła opcjonalnie	Nie
Usługa wniesienia kozetki do lokalu	(nie dotyczy)
Materiał ramy dolnej - szczegóły	zamknięte profile stalowe lakierowane proszkowo na biało
Sekcja zagłówek	tapicerowana
Sekcja zagłówek - sposób regulacji	skokowa (rastomat)
Sekcja zagłówek - zakres regulacji	-40° do +40°
Wieszak na podkłady higieniczne	w standardzie, montowany pod zagłówkiem
Wieszak na podkłady higieniczne - pojemność	1 rolka o szerokości 50 cm
Wieszak na podkłady higieniczne - szerokość [cm]	55
Długość sekcji zagłówek [cm]	42
Długość sekcji łędźwiowo-nożne [cm]	145
Waga kozetki [kg]	29,5
Numer katalogowy produktu	SR-P

Kod PKWU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Kod Basic UDI-DI	59048836100176X
Nomenklatura wg URPLWMIPIB	wyrób medyczny
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	Klasa I, reguła 1
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na konstrukcję	2 lata
Gwarancja na tapicerkę standardową	1 rok
Producent	U.B.M. Katarzyna Kotasińska [7]
Siedziba producenta	[7] ul. Pułaskiego 4b; 46-100 Namysłów [Polska]
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	[7] 77 412 70 78 biuro@meble-medyczne.pl
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Liczba paczek w przesyłce	1
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	31

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: **sklep@epicmed.pl**

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>