

KRD

rotor rehabilitacyjny kończyn dolnych mechaniczny



Rotor rehabilitacyjny Kinesis KRD mechaniczny z ręczną regulacją oporu do aktywnej terapii kończyn dolnych poprzez kontrolowany ruch obrotowy z użyciem siły mięśni pacjenta. Niezwykle prosty w budowie i tym samym łatwy w obsłudze rotor rehabilitacyjny sprawdzi się zarówno w placówkach rehabilitacyjnych jak również w warunkach domowych. Wykonany na bazie konstrukcji ze stali lakierowanej proszkowo zawiera mechanizm rotacyjny z oporem oraz uchwyt na ramieniu z regulacją długości do oparcia rotora na ścianie kabiny UGUL lub na ścianie PUR-a, albo na innej konstrukcji.

Ten typ rotora rehabilitacyjnego najczęściej stosowany jest do terapii w stanach niedowładów kończyn dolnych i w stanach pourazowych, a także w innych stanach o podłożu neurologicznym, reumatologicznym i ortopedycznym. Ćwiczenia z rotorem przyspieszają odbudowę upośledzonej siły mięśniowej kończyn dolnych oraz poprawiają krążenie krwi i koordynację ruchową.

Jako wyposażenie dodatkowe do rotora dostępne są sandały rehabilitacyjne SD1 z zapięciami na stopy pacjenta do ćwiczeń z rotorem rehabilitacyjnym. Sandały umożliwiają mocowanie stopy do pedałów rotora.

Producent: BH Kinesis Andrzej Boruta

KiNESiS

Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

Kraj producenta	Polska
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarancja - gwarant	gwarantem jest producent wyrobu
Serwis	fabryczny producenta
Rodzaj rotora	mechaniczny
Rodzaj terapii	aktywna
Terapia partii ciała	kończyny dolne
Napęd	bez napędu
Regulacja oporu	manualna
Szerokość [cm]	41
Wysokość [cm]	42
Wyposażenie	opcja dodatkowa: drewniane sandały SD1 z zaplećkami na stopy pacjenta
Montaż	do dowolnego elementu pionowego lub poziomego
Montaż do UGUL-a lub PUR-a	przystosowany
Waga rotora [kg]	4

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>