


## MBX.F

mankiet uciskowy 24-komorowe spodnie BOA z  
pasem biodrowym



Mankiet uciskowy 24-komorowe spodnie z pasem biodrowym do sekwencyjnego drenażu limfatycznego aparatem BOA Max 2 produkcji Metrum Cryoflex. Konstrukcja mankieta oparta jest na technologii overlappingu z zachodzącymi na siebie komorami powietrznymi. Spodnie uciskowe wyposażone są w komplet przewodów ciśnieniowych do połączenia z aparatem do presoterapii. Mankiet uciskowy można dezynfekować powszechnie dostępnymi preparatami dezynfekcyjnymi ze spryskiwaczem.

Mankiet spodni do zastosowania na kończyny dolne, a pas biodrowy na obszary bioder, pośladków i brzucha w leczeniu obrzęków kończyn oraz zaburzeń układu limfatycznego, a także do przeprowadzania masażu uciskowego w celu detoksykacji organizmu. Spodnie uciskowe stosuje się również przy masażach odchudzających i zwalczających cellulitis. Nakładające się na siebie komory spodni zapewniają bardziej delikatne i jednorodne zabiegi sekwencyjnego masażu uciskowego w połączeniu z elektronicznym systemem kontroli ucisku w aparacie do presoterapii.

Wykonując u wielu pacjentów zabiegi pneumatycznego masażu uciskowego z zastosowaniem jednego mankieta uciskowego należy do każdego zabiegu stosować specjalne wkłady higieniczne jednorazowego użytku wykonane z fizeliny. Są one dostępne w naszym sklepie w dwóch wersjach: oddychającej do stosowania w suchych zabiegach fizykoterapeutycznych presoterapii i w wersji nieprzemakalnej do zabiegów mokrych z użyciem preparatów kosmetycznych lub maści i kremów.

Mankiet uciskowy 24-komorowe spodnie są wyrobem medycznym zgodnie z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych i w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, zgłoszonym do Rejestru Wyrobów Medycznych prowadzonego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, wyposażonym w deklarację zgodności producenta i opatrzonym znakiem CE.

Producent: **Metrum Cryoflex**



Dystrybucja: **EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne**



32 720 94 11

#### Wyposażenie dodatkowe mankieta

- MBX.K TA04N100020 zestaw dwóch poszerzaczy do spodni uciskowych

Gabaryt przesyłki z produktem	paczka do 10 kg
Kraj producenta	Polska
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarancja - gwarant	gwarantem jest producent wyrobu
Serwis	fabryczny producenta
Rodzaj mankietu uciskowego	spodnie 24-komorowe
Mankiet uciskowy do aparatu	BOA Max 2
Rozmiar mankietu	uniwersalny z regulacją zapięciami
Zastosowanie mankietu	kończyny dolne z biodrami, pośladkami i częścią brzucha
Liczba komór	24
Zapinanie mankietu	zamek błyskawiczny [suwak]

#### Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

#### Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

#### Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: [dk@dkarkadia.pl](mailto:dk@dkarkadia.pl)

<http://dkarkadia.pl>