

## C-04/C1.KO

zabiegowy wózek oddziałowy ze stali kwasoodpornej z misami i kuwetami

Polski producent  
Polski serwis technicznyWyrób medyczny  
MDR 2017/745/EUDarmowa dostawa  
na terenie PolskiDeklaracja zgodności  
Oznakowanie CE

Oddziałowy wózek szpitalny w całości wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Posiada blat zabiegowo-instrumentalny z podniesionymi rantami zabezpieczającymi instrumentalium przed zsunieniem się z blatu podczas przetaczania wózka i półkę z dwiema wyjmowanymi kuwetami z białego tworzywa sztucznego (polipropylen) oraz dwie chowane pod blat misy zabiegowe o pojemności 2,5 litra (średnica misy 220 mm) wykonane ze stali nierdzewnej i stalowy uchwyt do zawieszenia worka na odpady lub brudną bieliznę o pojemności 100-120 litrów. W podstawie znajdują się 4 kółka kierunkowe (skrętne) o średnicy 75 mm w obudowie ze stali ocynkowanej z oponkami do twardych powierzchni. 2 kółka posiadają blokadę jazdy (hamulec postojowy). Wózek oddziałowy wyposażony jest w stalowe, obustronne uchwyty do przetaczania wózka w obrębie oddziału szpitalnego i placówki.

## Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000009262](https://www.eudamed.eu/PL-MF-000009262)

PRODUCENT

ZTM  
TECHMED

Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

# DANE PRODUKTU

Przeznaczenie wózka oddziałowego	<b>procedury medyczne</b>
Konstrukcja wózka oddziałowego	<b>stal kwasoodporna</b>
Wysokość wózka	<b>88 cm</b>
Szerokość wózka	<b>95 cm</b>
Wózek z białem/białami zabiegowymi	<b>Tak</b>
Błaty zabiegowo-instrumentalne	<b>1 blat stal kwasoodporna</b>
Wózek z tacą/tacami instrumentalnymi	<b>Nie</b>
Wózek z szufladą/szufladami	<b>Nie</b>
Wózek z półką/półkami koszowymi	<b>Nie</b>
Wózek z misami zabiegowymi	<b>Tak</b>
Misy zabiegowe	<b>2 misy 2,5l ø22 cm stal nierdzewna</b>
Wózek z kuwetami	<b>Tak</b>
Kuwety	<b>2 kuwety poj. 8l (polipropylen)</b>
Wózek z uchwytem worka na odpady 100-120L	<b>Tak</b>
Wózek w całości ze stali kwasoodpornej	<b>Tak</b>
Wózek mobilny na kółkach	<b>Tak</b>
Nośność maksymalna wózka [kg]	<b>30</b>
Stelaż wózka - materiał	<b>stal kwasoodporna gatunek 0H18N9</b>
Blat(y) zabiegowe (instrumentalne) - materiał	<b>stal kwasoodporna gatunek 0H18N9</b>
Blat zabiegowy (instrumentalny) - długość [cm]	<b>71,5</b>
Blat zabiegowy (instrumentalny) - szerokość [cm]	<b>41,5</b>
Blat - maksymalne obciążenie [kg]	<b>10</b>
Misy zabiegowe - materiał	<b>stal nierdzewna szczołkowana</b>
Misa zabiegowa - pojemność [ml]	<b>2500</b>
Misa zabiegowa - średnica [mm]	<b>220</b>
Misa zabiegowa - maksymalne obciążenie [kg]	<b>2</b>
Półka na kuwety - materiał	<b>stal kwasoodporna gatunek 0H18N9</b>
Kuwety - materiał	<b>tworzywo sztuczne</b>
Kuwety - ilość	<b>2</b>
Kuweta - długość [cm]	<b>39,5</b>
Kuweta - szerokość [cm]	<b>32,5</b>
Kuweta - głębokość [cm]	<b>6,5</b>
Kuweta - maksymalne obciążenie [kg]	<b>5</b>
Uchwyt worka na odpady - rodzaj	<b>z pokrywą i podstawą</b>
Uchwyt worka na odpady - materiał pokrywy	<b>tworzywo ABS</b>

Uchwyt worka na odpady - materiał podstawy	<b>stal kwasoodporna gatunek 0H18N9</b>
Podstawa wózka - materiał	<b>stal kwasoodporna gatunek 0H18N9</b>
Kółka - rodzaj	<b>4 kółka skrętne</b>
Kółka - średnica [mm]	<b>75</b>
Kółka - blokowanie	<b>2 koła z blokadą jazdy</b>
Szerokość całkowita wózka [cm]	<b>95</b>
Głębokość całkowita wózka [cm]	<b>43</b>
Wysokość całkowita wózka [cm]	<b>88</b>
Ciężar wózka [kg]	<b>20</b>
Numer katalogowy produktu	<b>C-02-BQ-66-KO-K5-W   UPO2.KO.0.KO.2,5-UMU   STW2.01.KO.PI.ABS6-200</b>
Kod PKWiU	<b>32.50.30.0</b>
Kod CN	<b>9018 90 84</b>
Certyfikacja produktu	<b>CE/MDD/MDR</b>
Dokument certyfikacji produktu	<b>deklaracja zgodności</b>
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	<b>wyrób medyczny</b>
Kod Basic UDI-DI	<b>5904126-K3/RM</b>
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	<b>klasa I, reguła 1</b>
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	<b>Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych</b>
Nazwa zgłoszona do organu	<b>C-02-66 stolik oddziałowy wielofunkcyjny serii K-3</b>
Stawka podatku VAT na produkt	<b>8%</b>
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	<b>art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)</b>
Gwarancja ogólna	<b>1 rok</b>
Gwarant udzielający gwarancji	<b>producent wyrobu / produktu</b>
Rodzaj przesyłki z produktem	<b>przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)</b>
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	<b>20</b>
Producent wyrobu	<b>[37] TECH-MED Zakład Techniki Medycznej sp. z o.o. ul. Ernsta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz [Polska] ☎ 52 360 58 50 @ techmed@techmed.com.pl</b>
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	<b>[37] PL-MF-000009262</b>
Serwis techniczny w Polsce	<b>fabryczny producenta</b>
Serwis techniczny - kontakt	<b>☎ 52 360 58 50 w. 41 @ reklamacje@techmed.com.pl</b>
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	<b>producent wyrobu medycznego (dane powyżej)</b>
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	<b>producent (dane powyżej)</b>
Zgłaszanie incydentów medycznych	<b>[37] ☎ 58 360 58 50   techmed@techmed.com.pl</b>

## Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym  
Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)  
GSM/SMS: **533 99 22 01**  
Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)  
E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)  
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.  
Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należącą potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

## Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.  
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.  
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.  
Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.  
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

## Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.  
ul. Staromiejska 6/10d  
40-013 Katowice  
NIP 9542784362  
NIP UE: PL9542784362  
REGON 368734116  
KRS 0000703242  
Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000  
e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24