

Aspel GOLD 07.101

elektrokardiograf 12-kanałowy



Polski producent
Polski serwis techniczny





Wyrób medyczny
MDR 2017/745/EU



Darmowa dostawa
na terenie Polski



Deklaracja zgodności
Oznakowanie CE



Wysokiej klasy i prosty w obsłudze 12-kanałowy elektrokardiograf z pełnym zakresem 12 odprowadzeń, umożliwiający wykonywanie zapisu elektrokardiogramu u dorosłych pacjentów i u dzieci. Aparat EKG opracowany w oparciu o nowoczesne technologie mikroprocesorowe oferuje manualny i automatyczny tryb rejestracji zapisu EKG z automatyczną analizą i interpretacją wyniku zależną od wieku i płci pacjenta. Pamięć wewnętrzna elektrokardiografu obejmuje 10 000 rekordów pamięci do zapisania wynikami badań i danymi pacjentów. Aparat umożliwia zmianę prędkości i czułości w parametrach przebiegów.

Aparat EKG GOLD 07.101 posiada kolorowy ekran dotykowy LCD TFT 7" i alfanumeryczną klawiaturę membranową z przyciskami funkcyjnymi oraz wbudowaną drukarkę termiczną (papier 210 mm) z głowicą wysokiej rozdzielczości i akumulator pozwalający na wykonanie do 340 badań bez zasilania z sieci. Jego obsługa jest intuicyjna i prosta dzięki graficznemu menu ekranowemu i przyciskom funkcyjnym na klawiaturze alfanumerycznej. Wyposażony jest w port USB do połączenia z komputerem lub zapisywania na dysku zewnętrznym i eksportowania wybranych wyników w formacie PDF i DICOM.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000018796](https://eudamed.europa.eu/en/registration-numbers/PL-MF-000018796)

PRODUCENT

ASPEL
SPRZĘT MEDYCZNY

Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym



Email: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

Zastosowanie w dziedzinie	medycyna
Seria aparatu EKG	GOLD
EKG ilość kanałów	12 kanałowy
EKG ilość odprowadzeń	12 odprowadzeń
Analiza i interpretacja wyników	Tak
Pulsoksymetr w zestawie	Nie
EKG ekran / wyświetlacz	LCD TFT dotykowy 7"
Klawiatura w aparacie EKG	alfanumeryczna i funkcyjna
Zasilanie aparatu EKG	sieć i akumulator
Porty (gniazda) aparatu EKG	USB
Komunikacja Wi-Fi	Nie
Protokół HL7	Nie
Drukarka wewnętrzna EKG	termiczna EKG 210 mm
Wózek do aparatu EKG	dostępny opcjonalnie
Aparat EKG - tryb rejestracji	ręczny, automatyczny
Aparat EKG - tryb automatyczny	z wydrukiem danych pacjenta i danych gabinetu
Drukarka wewnętrzna - szczegóły	termiczna na papier w rolkach 210 mm
Drukarka wewnętrzna - tryb wydruku	wydruk 1, 3, 6 lub 12 kanałów
Drukarka wewnętrzna - opcje wydruku	prezentacja na wyświetlaczu i wydruk 3, 6 lub 12 przebiegów EKG w układzie standardowym lub Cabrera
Zapis EKG - czułość zapisu	regulowana w trybie manual
Zapis EKG - prędkość zapisu	regulowana w trybie manual
Filtr zakłóceń sieciowych	50 Hz 60 Hz (cyfrowa filtracja)
Filtr zakłóceń mięśniowych	25 Hz 35 Hz 45 Hz (cyfrowa filtracja)
Filtr izolinii	0,15 Hz 0,45 Hz 0,75 Hz 1,5 Hz (cyfrowy filtr pływania izolinii)
Filtr dolnoprzepustowy	75 Hz 100 Hz 125 Hz 150 Hz
Filtr autosadaptacyjny	tak
Funkcje EKG - moduł analityczny	analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-25 (baza CSE)
Funkcje EKG - detekcja QRS	automatyczna detekcja zespołów QRS
Funkcje EKG - detekcja HR	ciągły pomiar HR z prezentacją na wyświetlaczu
Funkcje EKG - prezentacja krzywych	w układzie standardowym lub Cabrera
Funkcje EKG - detekcja częstości akcji serca	wybór dowolnego kanału do detekcji częstości akcji serca
Funkcje EKG - detekcja pobudzeń	sygnalizacja dźwiękowa
Funkcje EKG - detekcja stymulatora serca	tak
Funkcje EKG - inne funkcje	aparat przystosowany do bezpośredniej pracy na otwartym sercu
Funkcje EKG - detekcja odpięcia elektrody	niezależna dla każdej elektrody
Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym	tak
Ekran aparatu EKG - typ	ekran dotykowy LCD TFT WVGA 800x480
Ekran aparatu EKG - przekątna	7"
Ekran aparatu EKG - funkcje	prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG graficzne menu ekranowe

Pamięć aparatu EKG	baza danych pamięci 10 000 rekordów (10 000 badań lub pacjentów)
Klawiatura aparatu EKG- rodzaj	membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi
Komunikacja - USB	port USB
Komunikacja - funkcje	eksport badań PDF, DICOM
Menu aparatu EKG	j. polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski i serbski
Zasilanie sieciowe	AC 100-230 V 50/60 Hz
Zasilanie akumulatorowe	wbudowany akumulator do 340 badań automatycznych na akumulatorze
Szerokość aparatu [cm]	37
Głębokość aparatu [cm]	37,2
Wysokość aparatu [cm]	9,5
Waga aparatu[kg]	3,9
Numer katalogowy produktu	07-101-0309
Kod PKWU	26.60.12.0
Kod CN	9018 11 00
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	wyrób medyczny
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	klasa IIa, reguła 10
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	Elektrokardiograf ASPEL ECG GOLD
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na aparat	2 lata
Gwarancja na akcesoria	1 rok
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	5
Producent wyrobu	[2] ASPEL S.A. ∞ os. H. Sieniewicza 33; 32-080 Zabierzów [Polska] ☎ 285 22 22 @ sklep@aspel.com.pl
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[2] PL-MF-000018796
Serwis techniczny w Polsce	krajowa sieć serwisowa producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 694 423 953 https://aspel.com.pl/serwis,47 @ serwis@aspel.com.pl
Zdalna pomoc techniczna	☎ 694 423 953 🕒 7:00 - 15:00 @ serwis@aspel.com.pl
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[2] ☎ 508 295 181 eudamed@aspel.com.pl

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
GSM/SMS: **533 99 22 01**
Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.
Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
ul. Staromiejska 6/10d
40-013 Katowice
NIP 9542784362
NIP UE: PL9542784362
REGON 368734116
KRS 0000703242
Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24