

KTM

tablica manualna z oporem i regulacją wysokości



Tablica manualna z oporem wyposażona w obrotowy blat terapeutyczny z przybarami rehabilitacyjnymi do terapii i ćwiczeń manualnych dłoni oraz nadgarstka u dzieci i dorosłych. Blat oparty jest na stabilnej podstawie z kolumną wyposażoną w ręczną regulację wysokości blatu od podłoża. Do każdego przyrządu rehabilitacyjnego umieszczonego na blacie terapeutycznym zamocowane są linki oporowe zakończone obciążnikami o wadze 250 gram. Mocowanie obciążników na haczykach typu S (esiki) pozwala szybko zdejmować i zakładać obciążnik w zależności od potrzeb terapii.

Tablice manualne stosowane są w placówkach rehabilitacyjnych do usprawniania dłoni i nadgarstków po urazach i przy niedowładach, a także w chorobach o podłożu neurologicznym. Są również szeroko używane przez pacjentów bezpośrednio w warunkach domowych. Ćwiczenia z użyciem tablic manualnych przyczyniają się przede wszystkim do poprawy ruchomości stawów oraz zwiększają siłę mięśni dłoni i palców.

Producent: BH Kinesis Andrzej Boruta

KINESIS

Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

Wyposażenie blatu tablicy manualnej KTM z oporem

- obrotowy wałek drewniany z linką i obciążnikiem
- spirala pionowa z linką i obciążnikiem
- obrotowe koło drewniane z linką i obciążnikiem
- korytko drewniane do stabilizacji przedramienia przy ćwiczeniach z kołem obrotowym
- kłapka dłoni do ćwiczeń oporowych z linką i obciążnikiem
- uchwyt dłoni

Kraj producenta	Polska
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarancja - gwarant	gwarantem jest producent wyrobu
Serwis	fabryczny producenta
Nr katalogowy wyrobu u producenta	KTM
Sprzęt do terapii dłoni	tablica z oporem
Blat - szerokość [cm]	52
Blat - długość [cm]	72
Regulacja wysokości blatu	ręczna
Wysokość do blatu [cm]	54-86
Opór - liczba obciążników	5
Opór - waga obciążnika	250 g
Waga tablicy manualnej [kg]	12

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>