

Bona

taboret lekarski na kółkach regulowany



Polski producent
Polski serwis techniczny



Wyrób medyczny
MDR 2017/745/EU



Darmowa dostawa
na terenie Polski



Deklaracja zgodności
Oznakowanie CE



Maksymalna waga
pacjenta



1 biały	4 zielony ciemny	5 błękitny	6 niebieski	7 beżowy
8 złoty	9 zielony jasny	10 niebieski jasny	11 pomarańczowy jasny	12 bordowy
13 czerwony	15 pomarańczowy	16 beżowy jasny	17 morski	18 czarny
19 żółty	20 szary	21 zielony trawiasty	22 brązowy ciemny	23 różowy
24 fioletowy	25 limonka	26 patyna miedzi	TAPICERKA paleta STANDARD Line	

Taboret lekarski oparty na stabilnej, 5-ramiennej podstawie z czarnego tworzywa sztucznego i wyposażonej w kółka skrętne z bieżnikami do twardych podłoży. Posiada okrągłe, obrotowe siedzisko z regulacją wysokości przy pomocy siłownika pneumatycznego (sprężyny gazowe) z osłoną chromowaną oraz regulowany podnózek (obręcz pod stopy) ze stali chromowanej. Dźwignia regulacyjna umiejscowiona jest pod siedziskiem. Siedzisko taboretu lekarskiego wypełnione jest średnio twardą pianką poliuretanową i obszyte jest atestowanym materiałem tapicerskim w kolorze do wyboru z palety Standard Line lub palety Exclusive Line. Obie wersje tapicerki są zmywalne i poddają się dezynfekcji.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000035501](https://www.pl-mf-000035501)

PRODUCENT

JUVENTAS

Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym



Email: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

Rodzaj taboretu	taboret / stolec bez oparcia
Kształt siedziska taboretu	obrotowe okrągłe
Rodzaj siedziska taboretu	tapicerowane
Szerokość siedziska	ø34 cm
Regulacja wysokości siedziska	pneumatyczna - siłownik gazowy
Sposób regulacji wysokości	ręczny
Zakres regulacji wysokości	62-80 cm
Mechanizm TILT siedziska	Nie
Podnóżek - obręcz pod stopy	z obręczą
Podstawa taboretu	5-ramienna na kółkach
Materiał podstawy taboretu	tworzywo sztuczne
Maksymalne obciążenie	120 kg
Wyrób medyczny [MDD/MDR]	Tak
Sposób regulacji wysokości siedziska	sprężyna gazowa -dźwignia ręczna pod siedziskiem
Podnóżek - materiał	obręcz ze stali chromowanej, wsporniki stalowe lakierowane
Regulacja podnóżka	w pionie śrubą dociskową w zakresie 20-47 cm
Średnica podstawy [cm]	60
Kółka - materiał	tworzywo sztuczne
Kółka - średnica [mm]	50
Szerokość całkowita [cm]	60
Głębokość całkowita [cm]	60
Wysokość całkowita [cm]	80
Waga taboretu [kg]	7,8
Numer katalogowy produktu	BONA
Kod PKWiU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	59050807714RE
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	klasa I, reguła 1
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Nazwa zgłoszona do organu	BONA taboret/stolec lekarski
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na konstrukcję	2 lata
Gwarancja na elementy pneumatyczne	2 lata
Gwarancja na tapicerkę standardową	1 rok
Gwarancja na tapicerkę premium	1 rok
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	9
Producent wyrobu	[38] Ziółkowski JUVENTAS S.K.A. ☎ Srogów Górny 172, 38-507 Jurowce [Polska] ☎13 463 80 35 @ biuro@juventas.pl
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[38] PL-MF-000035501
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 13 463 80 35 @ reklamacje@juventas.pl
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[38] ☎ 881 090 520 michal@juventas.pl

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
 GSM/SMS: **533 99 22 01**
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
 E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
 ul. Staromiejska 6/10d
 40-013 Katowice
 NIP 9542784362
 NIP UE: PL9542784362
 REGON 368734116
 KRS 0000703242
 Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24