


## Thera-Band XactStretch 12932

taśma do kinesiotalingu 5cm rolka 5m zielono-

żółta op. 6 rolek



Taśma do kinesiotalingu Thera-Band XactStretch 12932 opakowanie 6 rolek koloru zielonego o szerokości 5 cm i długości 5 m ze wskaźnikami naciągnięcia taśmy (XactStretch Technology) w kolorze żółtym. Taśma, w zależności od sposobu i miejsca jej zaaplikowania, charakteryzuje się działaniem łagodzącym objawy bólowe lub wspierającym parametry ruchowe stawów oraz siłę i dynamikę mięśni, a także oddziałuje korzystnie na układ limfatyczny oraz wspomaga osiągnięcie efektów neurologicznych w mięśniach, w szczególności zakresu propriocepcji mięśni i ścięgien. Prawidłowo zaaplikowana taśma nie odkleja się i skutecznie spełnia swoje funkcje nawet do 5 dni od aplikacji, a dzięki wodoodpornym właściwościom kleju i samej taśmy może być stosowana w środowisku mokrym, np. na basenie i pod prysznicem. Wykonana jest w 98% z naturalnej bawełny i w 2% ze spandexu (elastomer poliuretanowy). Nie zawiera lateksu i przepuszcza powietrze nie powodując tym samym podrażnień na skórze - dotyczy to również przebadanego pod tym kątem kleju akrylowego.

Kinesiotalingu, jako metoda terapeutyczna wspomagająca leczenie schorzeń o podłożu ortopedycznym i neurologicznym została opracowana przez dr Kenzo Kasego – japońskiego chiropraktyka – i stosowana jest od lat 70-tych XX wieku. W Polsce nazywana jest też plastrowaniem dynamicznym, bowiem polega na oklejaniu specjalnymi plasterkami i taśmami (plastrowaniu) różnych części ciała. Mniej więcej od połowy lat 90-tych kinesiotalingu zagościł na dobre w medycynie sportowej i jest stosowany zarówno przez sportowców wyczynowych, jak i amatorów, a także przez miłośników fitnessu i ćwiczeń na siłowni.

Taśma Kinesiologii Taping XactStretch jest wyrobem medycznym zgodnie z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych i w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, zgłoszonym do Rejestru Wyrobów Medycznych prowadzonego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, wyposażonym w deklarację zgodności producenta i opatrzonym znakiem CE.

Producent: Thera Band

Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

Gabaryt przesyłki z produktem	paczka do 2 kg
Kraj producenta	USA
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarancja - gwarant	gwarantem jest producent wyrobu
Serwis	przedstawiciela producenta w Polsce
Nr katalogowy wyrobu u producenta	12932 x 6
Szerokość taśmy / plastra	5 cm
Opakowanie	taśma 5m - 6 rolek
Bez lateksu	Tak
Kolor taśmy / plastra	zielono-żółty
Skład taśmy / plastra	98% bawełna, 2% spandex
Warstwa klejąca	antyalergiczna, wodoodporna

#### Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

#### Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

#### Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: [dk@dkarkadia.pl](mailto:dk@dkarkadia.pl)

<http://dkarkadia.pl>