



SBN-02/80/65 przewijak ścienny do pielęgnacji i badania niemowląt




Składane stanowisko – przewijak ścienny – do badania lub pielęgnacji niemowląt na montowanej do ściany konstrukcji stalowej malowanej proszkowo na kolor wybrany z palety RAL. Stanowisko wyposażone jest w opuszczany blat zabiegowy o wymiarach 80x65 cm z wymiowanym materacykiem, zabezpieczony z trzech stron osłonami z pianki poliuretanowej. Blat i materacyk w całości pokryte są atestowanym materiałem skóropodobnym poddającym się dezynfekcji. Stanowisko zapewnia pełną stabilność podczas badania niemowląt lub zabiegów pielęgnacyjnych. Mechanizm opuszczania blatu posiada zabezpieczenie przed samoczynnym opadnięciem a stopki oporowe nadające blatowi stabilności przy rozłożonym blacie zabezpieczone są miękkimi nakładkami niepowodującymi uszkodzenia ściany.

Nr katalogowy: WS-SBN-02/80x65*

[Zobacz więcej w sklepie](#)

[Aktualna cena i promocja](#)

★ **KUP TERAZ** ★



W standardzie

- tapicerka z palety Standard - 2 lata gwarancji


Wyposażenie dodatkowe z dopłatą

- tapicerka z palety Prestige - 5 lat gwarancji

Tapicerka stanowiska do pielęgnacji i badania niemowląt - paleta Standard



Kolorystyka konstrukcji stalowej stanowiska do pielęgnacji i badania niemowląt - lakier proszkowy



Producent: WS TECH S.C.



Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11
533 99 22 01

Nr katalogowy: WS-SBN-02/80x65*

[Zobacz więcej w sklepie](#)

[Aktualna cena i promocja](#)

[★ KUP TERAZ ★](#)

Gabaryt przesyłki z produktem	przesyłka gabarytowa powyżej 30 kg
Kraj producenta	Polska
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarancja na konstrukcję	2 lata
Gwarancja na tapicerkę	Standard - 2 lata Prestige - 5 lat
Gwarancja - gwarant	gwarantem jest producent wyrobu
Serwis	fabryczny producenta
Nr katalogowy wyrobu u producenta	SBN-02
Rodzaj stanowiska	blat ścienny
Ogrzewacz noworodków	Nie
Wysokość całkowita	dowolna - uchwyt ścienny
Szerokość całkowita	80 cm
Głębokość całkowita	65 cm
Wymiary blatu	80 x 65 cm
Ostony blatu	piankowe tapicerowane
Wyposażenie - szafka	bez szafki
Wyposażenie - szuflady	bez szuflad
Wyposażenie - półki dolne	bez półek dolnych
Wyposażenie - półki koszowe	bez półek koszowych
Wyposażenie - półka frontowa wysuwana	bez wysuwanej półki frontowej
Wyposażenie - półki boczne	bez półek bocznych
Opcje podstawy	bez podstawy [blat ścienny]
Dopuszczalne maksymalne obciążenie [kg]	40
Stelaż - konstrukcja	stalowa lakierowana proszkowo
Blat - szerokość [cm]	80
Blat - głębokość [cm]	65
Blat - wypełnienie	pianka PU
Masa własna [kg]	34

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczone terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

BDO 000553124

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>



Nota prawna odnośnie wyrobu medycznego

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974)

Zastrzeżenia

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.