

Podgrzewacz kamieni POD3

Charakterystyka i zalety podgrzewacza

- pojemność 18 litrów (18000 cm³)
- chromowana obudowa
- posiada wymowany wkład metalowy
- wkład jednorazowo mieści małe i średnie oraz duże zestawy kamieni do masażu
- możliwość podgrzewania pojedynczych dużych kamieni do masażu
- regulator temperatury z płynną jej regulacją
- dioda sygnalizująca pracę grzałki
- odpowiedni do kamieni bazaltowych i pólslachetnych, jak i do zwykłych kamieni do masażu
- wewnętrzne powłoki teflonowe ułatwiają mycie i zapobiegają pojawianiu się rdzy
- łyżka do kamieni oraz termometr na wyposażeniu podgrzewacza
- uchwyty boczne i uchwyt pokrywy z tworzywa sztucznego nie przewodzącego ciepła
- darmowa dostawa na terenie Polski



Dane techniczne

Gabaryt przesyłki z produktem: paczka do 10 kg
 Kraj producenta: Polska
 Gwarancja ogólna: 1 rok
 Gwarancja - gwarantem jest producent wyrobu
 Serwis: fabryczny producenta
 Nr katalogowy wyrobu u producenta: POD3
 Rodzaj podgrzewacza: elektryczny
 Pojemność podgrzewacza: 18.0 l
 Regulacja temperatury: płynna
 Termostat: bez termostatu
 Moc podgrzewacza: 1450 W
 Waga podgrzewacza [kg]: 6,5
 Zasilanie podgrzewacza: AC | 230 V | 50 Hz
 Obudowa podgrzewacza: ze stali chromowanej
 Wkład na kamienie: metalowy
 Pokrywa podgrzewacza: metalowa



[zobacz produkt w sklepie](#) | [sprawdź aktualną cenę](#)



SPRZEDAWCA



EpicMED sklep online
 ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
 E-mail: sklep@epicmed.pl Internet: epicmed.pl
 Telefon: 32 720 94 11 GSM/SMS: 533 99 22 01
 Faks 32 720 94 16