

TB4Rm

taboret lekarski ze stali kwasoodpornej na kółkach regulowany


 Polski producent
Polski serwis techniczny

 Wyrób medyczny
MDR 2017/745/EU

 Darmowa dostawa
na terenie Polski

 Deklaracja zgodności
Oznakowanie CE

 Maksymalna waga
pacjenta

TAPICERKA kolory

Taboret lekarski oparty na stabilnej, 5-ramiennej podstawie wykonanej ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 i wyposażonej w kółka kierunkowe z miękkim bieżnikiem do zastosowania na twardych podłożach. Posiada okrągłe, obrotowe siedzisko z regulacją wysokości przy pomocy krótkiego siłownika pneumatycznego (sprężyny gazowej) i regulowane w pionie oparcie. Dźwignia regulacyjna umiejscowiona jest pod siedziskiem. Siedzisko taboretu lekarskiego obszyte jest tapicerką ze zmywalnego materiału skóropodobnego poddającego się dezynfekcji, zaś wypełnienie siedziska wykonane jest z elastycznej i średnio twardej pianki poliuretanowej. W podstawie taboretu znajduje się nieruchomy podnóżek (obwód pod stopy). Przed zmianą oznaczeń przez producenta taboret posiadał indeks TB-04KO.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-00009262](https://eudamed.europa.eu/entry/PL-MF-00009262)
PRODUCENT

Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

 Email: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



DANE TECHNICZNE

Rodzaj taboretu	taboret z oparciem
Kształt siedziska taboretu	obrotowe okrągłe
Rodzaj siedziska taboretu	tapicerowane
Szerokość siedziska	ø35 cm
Regulacja wysokości siedziska	pneumatyczna - siłownik gazowy
Sposób regulacji wysokości	ręczny
Zakres regulacji wysokości	48-60 cm
Mechanizm TILT siedziska	Nie
Podnózek - obręcz pod stopy	z obręczą
Podstawa taboretu	5-ramienna na kółkach
Materiał podstawy taboretu	stal kwasoodporna
Maksymalne obciążenie	150 kg
Wyrób medyczny [MDD/MDR]	Tak
Głębokość siedziska [cm]	35
Sposób regulacji wysokości siedziska	sprężyna gazowa -dźwignia ręczna pod siedziskiem
Oparcie pod plecy	tapicerowane 30x20 cm
Regulacja oparcia	w pionie +/- 5 cm
Podnózek - materiał	stal kwasoodporna w gatunku 0H18N9
Regulacja podnóżka	bez regulacji
Średnica podstawy [cm]	60
Kółka - materiał	tworzywo sztuczne z miękkim bieżnikiem, ostony ze stali ocynkowanej
Kółka - średnica [mm]	50
Kółka - blokada jazdy	2 kółka z hamulcem
Szerokość całkowita [cm]	60
Głębokość całkowita [cm]	60
Wysokość całkowita [cm]	95
Waga taboretu [kg]	13
Numer katalogowy produktu	TB-02-110-RM-T_-K2
Kod PKWiU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności

Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	5904126-TB/UC
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	Klasa I, reguła 1
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	TB-02 taboret serii TB
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na konstrukcję	1 rok
Gwarancja na elementy pneumatyczne	1 rok
Gwarancja na tapicerkę standardową	1 rok
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	15
Producent wyrobu	[37] TECH-MED Zakład Techniki Medycznej sp. z o.o. ul. Ernsta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz [Polska] ☎ 52 360 58 50 @ techmed@techmed.com.pl
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[37] PL-MF-000009262
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 52 360 58 50 w. 41 @ reklamacje@techmed.com.pl
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[36] ☎ 13 464 44 49 biuro@wstech.eu

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
GSM/SMS: **533 99 22 01**
Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
ul. Staromiejska 6/10d
40-013 Katowice
NIP 9542784362
NIP UE: PL9542784362
REGON 368734116
KRS 0000703242
Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24