

STM.2

podest 2-stopnicowy metalowy




Polski producent
Polski serwis techniczny




Darmowa dostawa
na terenie Polski



Maksymalna waga
pacjenta



Kolorystyka ramy metalowej lakier proszkowy



Podest 2-stopnicowy wykonany na podstawie z profili stalowych lakierowanych proszkowo na kolor wybrany z palety kolorów i wyposażony w 2 stopnice z płyty HPL w kolorze szarym odpornych na ścieranie i uszkodzenia (mechaniczne, chemiczne, termiczne). Nóżki stopnia posiadają nakładki przeciwpoślizgowe.

Podest STM.2 znajduje zastosowanie w placówkach ochrony zdrowia i placówkach opiekuńczych, a także w gabinetach lekarskich i zabiegowych. Może ułatwić pacjentom wchodzenie na wyższe kozetki lekarskie, stoły rehabilitacyjne, fotele ginekologiczne i zabiegowe, a także ułatwiać schodzenie z nich. Jest wykorzystywany również do różnego rodzaju badań, np. kończyn dolnych, czy stóp. Jest przydatny także osobom w podeszłym wieku i osobom o niższym wzroście przy szeregu czynności domowych.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000045163](https://www.eudamed.eu/PL-MF-000045163)

PRODUCENT



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

Typ podestu	2-stopniowy
Podest niemagnetyczny MR	Nie
Konstrukcja podestu	stal lakierowana
Materiał stopnic	plyta HPL
Zabezpieczenie stopnic przed poślizgiem	Nie
Poręcze	Nie
Dopuszczalne maksymalne obciążenie	150 kg
Wysokość całkowita podestu	39,4 cm
Szerokość całkowita podestu	55,5 cm
Głębokość całkowita podestu	46 cm
Wysokość stopnic [cm]	dolna 19,4 cm górna 20 cm
Szerokość stopnic [cm]	50
Głębokość stopnic [cm]	23
Waga podestu [kg]	13,8
Numer katalogowy produktu	STM-2
Kod PKWiU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Stawka podatku VAT na produkt	23%
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	17
Producent wyrobu	[36] WS TECH Lorens sp.j. • ul. Leopolda Okulickiego 43; 38-500 Sanok [Polska] ☎ 13 464 44 49 @ biuro@wstech.eu
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 13 464 44 49 @ biuro@wstech.eu
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
 Infolinia.: 32 720 94 11 (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
 GSM/SMS: 533 99 22 01
 Faks: 32 720 94 16 (czynny całą dobę)
 E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowi reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
 ul. Staromiejska 6/10d
 40-013 Katowice
 NIP 9542784362
 NIP UE: PL9542784362
 REGON 368734116
 KRS 0000703242
 Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24