

PT.1

parawan teleskopowy ścienny z zasłoną zmywalną

Polski producent
Polski serwis technicznyWyrób medyczny
MDR 2017/745/EUDarmowa dostawa
na terenie PolskiDeklaracja zgodności
Oznakowanie CE

ZASŁONA PARAWANU - kolory



Teleskopowy, przysięenny parawan lekarski o rozpiętości wysięgnika teleskopowego 70-200 cm. Wysięgnik teleskopowy wraz z uchwytem ściennym wykonane są ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Uchwyt ścienny wyposażony jest w otwory montażowe oraz w śrubę regulacyjną pozwalającą poziomować ramię wysięgnika teleskopowego. Zakres obrotu parawanu w osi pionowej na sworzniu uchwyty ściennego wynosi 180°. Parawan wyposażony jest w zasłonę zmywalną o szerokości 220cm i wysokości 150cm wykonaną z tkaniny poliestrowej Panama PU z powłoką wodoodporną. Parawan dostarczany jest wraz z kompletem montażowym zawierającym kołki rozporowe ze śrubami oraz maskownice śrub montażowych.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-00009262](#)

PRODUCENT



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: sklep@epicmed.pl<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



| | |
|---|---|
| Mocowanie parawanu | uchwyt ścienny |
| Materiał wysięgnika teleskopowego | stal kwasoodporna AISI |
| Rozpiętość teleskopu parawanu | 70-200 cm |
| Materiał zasłony parawanu | Panama PU |
| Zasłona zmywalna | Tak |
| Wymiary zasłony (szer. x wys.) [cm] | 220x150 |
| Uchwyt parawanu | ścienny ze stali kwasoodpornej |
| Adapter do ścian karton-gips | opcjonalnie |
| Zakres obrotu w osi pionowej | 0-180° |
| Szerokość podstawy [cm] | stal kwasoodporna |
| Wymiary zasłony/ekranu w parawanie [cm] | opcjonalnie |
| Ciężar parawanu [kg] | 4,1 |
| Numer katalogowy produktu | PT1-S-200-Z |
| Kod PKWiU | 32.50.30.0 |
| Kod CN | 9018 90 84 |
| Certyfikacja produktu | CE/MDD/MDR |
| Dokument certyfikacji produktu | deklaracja zgodności |
| Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR | wyrób medyczny |
| Kod Basic UDI-DI | 5904126-parawany/9V |
| Klasa ryzyka wyrobu medycznego | klasa I, reguła 1 |
| Organ zgłoszenia wyrobu medycznego | Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych |
| Nazwa zgłoszona do organu | PT-01 parawan teleskopowy Typ PT |
| Stawka podatku VAT na produkt | 8% |
| Podstawa prawna obniżonej stawki VAT | art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny) |
| Gwarancja ogólna | 1 rok |
| Gwarant udzielający gwarancji | producent wyrobu / produktu |
| Rodzaj przesyłki z produktem | przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak) |
| Waga przesyłki z opakowaniem [kg] | 5 |
| Producent wyrobu | [37] TECH-MED Zakład Techniki Medycznej sp. z o.o. <small>☎</small> ul. Ernsta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz [Polska] ☎ 52 360 58 50 @ techmed@techmed.com.pl |

| | |
|---|--|
| SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej | [37] PL-MF-000009262 |
| Serwis techniczny w Polsce | fabryczny producenta |
| Serwis techniczny - kontakt | ☎ 52 360 58 50 w. 41 @ reklamacje@techmed.com.pl |
| Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce | producent wyrobu medycznego (dane powyżej) |
| Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu | producent (dane powyżej) |
| Zgłaszanie incydentów medycznych | [36] ☎ 13 464 44 49 biuro@wstech.eu |

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
GSM/SMS: **533 99 22 01**
Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
ul. Staromiejska 6/10d
40-013 Katowice
NIP 9542784362
NIP UE: PL9542784362
REGON 368734116
KRS 0000703242
Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24