

## Donna.180

### kozetka lekarska 2-częściowa składana



Polski producent  
Polski serwis techniczny



Wyrób medyczny  
MDR 2017/745/EU




Darmowa dostawa  
na terenie Polski



Deklaracja zgodności  
Oznakowanie CE



Maksymalna waga  
pacjenta



Składana kozetka lekarska ze skokową regulacją wysokości przy pomocy zacisków śrubowych na nogach kozetki. Wykonana na stabilnej konstrukcji z lakierowanych proszkowo profili stalowych. Kozetka posiada 2-częściowe leże wypełnione elastyczną pianką PU z regulowanym zagłówkiem wyposażonym w otwór do oddychania z zatyczką. W tylnej części leża wyposażona jest w podłużny otwór do stabilizacji wraz z zatyczką. Leże pokryte jest beższwową tapicerką z atestowanego i zmywalnego materiału skóropodobnego (paleta Standard Line) lub winylowego (paleta Exclusive Line). Wzdłuż leża znajdują się obustronne relingi do pasów stabilizujących pacjenta. W opcjach wyposażenia dodatkowego kozetkę za dopłatą można doposażyć w uchwyt na podkłady higieniczne w rolce o szerokości 70 cm.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny  
(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-00035501](#)

PRODUCENT



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



# DANE PRODUKTU

Leże kozetki lekarskiej	<b>2-częściowe</b>
Kozetka niemagnetyczna do MR	<b>Nie</b>
Kozetka składana do transportu	<b>Tak</b>
Kozetka przysięcienna (składana do ściany)	<b>Nie</b>
Regulowany zagłówek	<b>Tak</b>
Otwór w leżu do badań kardiologicznych	<b>Nie</b>
Podłokietniki w standardzie	<b>Nie</b>
Podłokietniki opcjonalnie	<b>Nie</b>
Sekcja podnóżka	<b>Nie</b>
Sekcja podnóżka z regulacją	<b>Nie</b>
Materiał ramy dolnej kozetki	<b>stal lakierowana</b>
Długość całkowita kozetki	<b>180 cm</b>
Szerokość całkowita kozetki	<b>69 cm</b>
Skokowa regulacja wysokości kozetki	<b>Tak</b>
Wysokość całkowita kozetki	<b>55-80 cm</b>
Dopuszczalne obciążenie kozetki	<b>200 kg</b>
Kozetka z barierkami bocznymi	<b>Nie</b>
Relingi do pasów stabilizujących	<b>Nie</b>
Uchwyt na podkłady w standardzie	<b>Nie</b>
Uchwyt na podkłady opcjonalnie	<b>Tak</b>
Koła w standardzie	<b>Nie</b>
Koła opcjonalnie	<b>Nie</b>
Usługa wniesienia kozetki do lokalu	<b>niedostępna</b>
Materiał ramy dolnej - szczegóły	<b>zamknięte profile stalowe lakierowane proszkowo</b>
Sposób regulacji wysokości leża	<b>skokowa zaciskami śrubowymi na nogach kozetki</b>
Zakresy skokowej regulacji wysokości	<b>55-80</b>
Sekcja zagłówka	<b>tapicerowana</b>
Sekcja zagłówka - sposób regulacji	<b>skokowa (rastomat)</b>
Sekcja zagłówka - zakres regulacji	<b>0-35°</b>
Otwór w zagłówku	<b>otwór na twarz</b>
Zasłepka otworu w zagłówku	<b>w standardzie</b>
Otwory w leżu	<b>otwór w tylnej części leża</b>
Zasłepki otworów w leżu	<b>w standardzie</b>
Wieszak na podkłady higieniczne	<b>opcjonalnie</b>
Wieszak na podkłady higieniczne - pojemność	<b>1 rolka o szerokości 60 cm</b>

Wieszak na podkłady higieniczne - szerokość [cm]	<b>70</b>
Długość sekcji zagłówka [cm]	<b>53</b>
Długość sekcji leżwiowo-nożnej [cm]	<b>125</b>
Waga kozetki [kg]	<b>34</b>
Numer katalogowy produktu	<b>DONNA 180</b>
Kod PKWIU	<b>32.50.30.0</b>
Kod CN	<b>9018 90 84</b>
Certyfikacja produktu	<b>CE/MDD/MDR</b>
Dokument certyfikacji produktu	<b>deklaracja zgodności</b>
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	<b>wyrób medyczny</b>
Kod Basic UDI-DI	<b>590401370kozmetG4</b>
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	<b>Klasa I, reguła 1</b>
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	<b>Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych</b>
Nazwa zgłoszona do organu	<b>DONNA 180 kozetka lekarska metalowa</b>
Stawka podatku VAT na produkt	<b>8%</b>
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	<b>art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)</b>
Gwarancja ogólna	<b>2 lata</b>
Gwarant udzielający gwarancji	<b>producent wyrobu / produktu</b>
Gwarancja na konstrukcję	<b>2 lata</b>
Gwarancja na tapicerkę standardową	<b>1 rok</b>
Gwarancja na tapicerkę premium	<b>1 rok</b>
Rodzaj przesyłki z produktem	<b>przesyłka gabarytowo ponadnormatywna - waga powyżej 30kg</b>
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	<b>36</b>
Producent wyrobu	<b>[38] Ziółkowski JUVENTAS S.K.A. ☎ Srogów Górny 172, 38-507 Jurowce[Polska] ☎13 463 80 35 @ biuro@juventas.pl</b>
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	<b>[38] PL-MF-000035501</b>
Serwis techniczny w Polsce	<b>fabryczny producenta</b>
Serwis techniczny - kontakt	<b>☎ 13 463 80 35 @ reklamacje@juventas.pl</b>
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	<b>producent wyrobu medycznego (dane powyżej)</b>
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	<b>producent (dane powyżej)</b>
Zgłaszanie incydentów medycznych	<b>[38] ☎ 881 090 520   michal@juventas.pl</b>

## Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym  
Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)  
GSM/SMS: **533 99 22 01**  
Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)  
E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)  
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.  
Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

## Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.  
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.  
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.  
Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.  
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

## Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.  
ul. Staromiejska 6/10d  
40-013 Katowice  
NIP 9542784362  
NIP UE: PL9542784362  
REGON 368734116  
KRS 0000703242  
identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000  
e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24