

C-02/B1.KO

zabiegowy wózek oddziałowy ze stali kwasoodpornej



Oddziałowy wózek szpitalny w całości wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Posiada dwa blaty zabiegowo-instrumentalne i praktyczną szufladę na akcesoria zabiegowe oraz stalowy uchwyt do zawieszenia worka na odpady lub brudną bieliznę o pojemności 100-120 litrów. Blaty zabiegowe posiadają podniesione ranty zabezpieczające instrumentarium przed zsunieniem się z blatu podczas przetaczania wózka. Szuflada bez zamka z uchwytem frontowym do jej wysuwania i wsuwania. Uchylna pokrywa worka z szarego tworzywa sztucznego ABS. W podstawie znajdują się 4 kółka kierunkowe (skrętne) o średnicy 75 mm w obudowie ze stali ocynkowanej z oponkami do twardych powierzchni. 2 kółka posiadają blokadę jazdy (hamulec postojowy). Wózek oddziałowy wyposażony jest w stalowe, obustronne uchwyty do przetaczania wózka w obrębie oddziału szpitalnego i placówki.

Producent: ZTM Tech-Med sp. z o.o.



Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

Stal kwasoodporną 0H18N9 (AISI 304)

Stal kwasoodporna 0H18N9 (AISI 304) to austenityczna stal wysokostopowa chromowo-niklowa (PN-71/H-860) o wysokiej odporności na korozję, w szczególności na korozję atmosferyczną i wody morskiej, korozję roztworów alkalicznych i słabszych kwasów oraz wszystkich produktów żywnościowych. Jedną z jej właściwości, równie ważną dla sektora medycznego jak jej kwasoodporność, jest niemagnetyczność tej stali. Najszersze zastosowanie znajduje w przemyśle spożywczym oraz w produkcji sprzętu medycznego i aparatury kriogenicznej.

Przeznaczenie wózka oddziałowego	procedury medyczne
Konstrukcja wózka oddziałowego	stal kwasoodporna
Wysokość wózka	88 cm
Szerokość wózka	95 cm
Wózek z białem/białami zabiegowymi	Tak
Błaty zabiegowo-instrumentalne	2 białe stal kwasoodporna
Wózek z tacą/tacami instrumentalnymi	Nie
Wózek z szufladą/szufladami	Tak
Szuflady	1 szuflada stal kwasoodporna
Wózek z półką/półkami koszowymi	Nie
Wózek z misami zabiegowymi	Nie
Wózek z kuwetami	Nie
Wózek z uchwytem worka na odpady 100-120L	Tak
Wózek w całości ze stali kwasoodpornej	Tak
Wózek mobilny na kółkach	Tak
Nośność maksymalna wózka [kg]	35
Stelaż wózka - materiał	stal kwasoodporna gatunek 0H18N9
Błat(y) zabiegowe (instrumentalne) - materiał	stal kwasoodporna gatunek 0H18N9
Błat zabiegowy (instrumentalny) - długość [cm]	górnymy 70,5 dolnymy 65,5
Błat zabiegowy (instrumentalny) - szerokość [cm]	41,5
Błat - maksymalne obciążenie [kg]	10
Korpus szuflad - materiał	stal kwasoodporna gatunek 0H18N9
Korpus szuflad - długość [cm]	65,5
Korpus szuflad - szerokość [cm]	38,5
Korpus szuflad - wysokość [cm]	15,5
Szuflady - materiał	stal kwasoodporna gatunek 0H18N9
Szuflada - długość [cm]	58
Szuflada - szerokość [cm]	34,5
Szuflada - wysokość [cm]	12,5
Szuflada - zamknięcie	opcjonalnie zamek patentowy z kluczem
Szuflada - maksymalne obciążenie [kg]	10
Uchwyt worka na odpady - rodzaj	z pokrywą i podstawą
Uchwyt worka na odpady - materiał pokrywy	tworzywo ABS

Uchwyt worka na odpady - materiał podstawy	stal kwasoodporna gatunek 0H18N9
Podstawa wózka - materiał	stal kwasoodporna gatunek 0H18N9
Kółka - rodzaj	4 kółka skrętne
Kółka - średnica [mm]	75
Kółka - blokowanie	2 koła z blokadą jazdy
Szerokość całkowita wózka [cm]	95
Głębokość całkowita wózka [cm]	43
Wysokość całkowita wózka [cm]	88
Ciężar wózka [kg]	26
Numer katalogowy produktu	C-02-S(1)P-66-KO-K5-W
Kod PKWiU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Kod Basic UDI-DI	5904126-K3/RM
Nomenklatura wg URPLWMIpB	wyrób medyczny
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	Klasa I, reguła 1
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Producent	Zakład Techniki Medycznej "TECH-MED" Sp. z o.o. [5]
Siedziba producenta	[5] ul. Ernsta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz [Polska]
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	[5] 52 360 58 50 w. 41 reklamacje@techmed.com.pl
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Liczba paczek w przesyłce	1
Szerokość paczki [cm]	55
Długość paczki [cm]	110
Wysokość paczki [cm]	110
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	30

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: **sklep@epicmed.pl**

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>