

## D-01/A1.KO

## zabiegowy wózek oddziałowy ze stali kwasoodpornej z tacami



Polski producent  
Polski serwis techniczny



Wyrób medyczny  
MDR 2017/745/EU



Darmowa dostawa  
na terenie Polski



Deklaracja zgodności  
Oznakowanie CE



Oddziałowy wózek szpitalny w całości wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Posiada trzy stalowe ramy (półki) pod trzy zdejmowane i pogłębione tace instrumentalne oraz stalowy uchwyt do zawieszania worka na odpady lub brudną bieliznę o pojemności 100-120 litrów i praktyczny koszyk stalowy na akcesoria. W tym modelu zabiegowego wózka oddziałowego blatami zabiegowo-instrumentalnymi są tace umieszczone na ramach półek. W podstawie znajdują się 4 kółka kierunkowe (skrętne) o średnicy 75 mm w obudowie ze stali ocynkowanej z oponkami do twardych powierzchni. 2 kółka posiadają blokadę jazdy (hamulec postojowy). Wózek oddziałowy wyposażony jest w stalowe, obustronne uchwyty do przetaczania wózka w obrębie oddziału szpitalnego i placówki.

**Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny**

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000009262](https://www.eudamed.eu/PL-MF-000009262)

**PRODUCENT****Autoryzowany dystrybutor producenta**

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

# DANE TECHNICZNE

Przeznaczenie wózka oddziałowego	<b>procedury medyczne</b>
Konstrukcja wózka oddziałowego	<b>stal kwasoodporna</b>
Wysokość wózka	<b>89 cm</b>
Szerokość wózka	<b>100 cm</b>
Wózek z białem/białami zabiegowymi	<b>Nie</b>
Wózek z tacą/tacami instrumentalnymi	<b>Tak</b>
Tace instrumentalne (zdejmowane)	<b>3 tace stal kwasoodporna</b>
Wózek z szufladą/szufladami	<b>Nie</b>
Wózek z półką/półkami koszowymi	<b>Nie</b>
Wózek z misami zabiegowymi	<b>Nie</b>
Wózek z kuwetami	<b>Nie</b>
Wózek z uchwytem worka na odpady 100-120L	<b>Tak</b>
Wózek w całości ze stali kwasoodpornej	<b>Tak</b>
Wózek mobilny na kółkach	<b>Tak</b>
Nośność maksymalna wózka [kg]	<b>20</b>
Stelaż wózka - materiał	<b>stal kwasoodporna gatunek 0H18N9</b>
Tace zabiegowe - materiał	<b>stal kwasoodporna gatunek 0H18N9</b>
Taca zabiegowa - długość [cm]	<b>górną 70,5   dolną 65</b>
Taca zabiegowa - szerokość [cm]	<b>39</b>
Taca zabiegowa - pogłębienie użytkowe [mm]	<b>17</b>
Taca zabiegowa - maksymalne obciążenie [kg]	<b>5</b>
Uchwyt worka na odpady - rodzaj	<b>z pokrywą i podstawą</b>
Uchwyt worka na odpady - materiał pokrywy	<b>tworzywo ABS</b>
Uchwyt worka na odpady - materiał podstawy	<b>stal kwasoodporna gatunek 0H18N9</b>
Podstawa wózka - materiał	<b>stal kwasoodporna gatunek 0H18N9</b>
Kółka - rodzaj	<b>4 kółka skrętne</b>
Kółka - średnica [mm]	<b>75</b>
Kółka - blokowanie	<b>2 koła z blokadą jazdy</b>
Szerokość całkowita wózka [cm]	<b>100</b>
Głębokość całkowita wózka [cm]	<b>43</b>
Wysokość całkowita wózka [cm]	<b>89</b>
Ciężar wózka [kg]	<b>19</b>
Numer katalogowy produktu	<b>D-03-B2T-66-KO-K5-W   KR2.(295)x95x85.KO.EP-200   STW2.01.KO.PL.ABS6-200</b>
Kod PKWiU	<b>32.50.30.0</b>
Kod CN	<b>9018 90 84</b>

Certyfikacja produktu	<b>CE/MDD/MDR</b>
Dokument certyfikacji produktu	<b>deklaracja zgodności</b>
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	<b>wyrób medyczny</b>
Kod Basic UDI-DI	<b>5904126-K3/RM</b>
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	<b>klasa I, reguła 1</b>
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	<b>Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych</b>
Nazwa zgłoszona do organu	<b>D-03-66 stólik oddziałowy wielofunkcyjny serii K-3</b>
Stawka podatku VAT na produkt	<b>8%</b>
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	<b>art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)</b>
Gwarancja ogólna	<b>1 rok</b>
Gwarant udzielający gwarancji	<b>producent wyrobu / produktu</b>
Rodzaj przesyłki z produktem	<b>przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)</b>
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	<b>20</b>
Producent wyrobu	<b>[37] TECH-MED Zakład Techniki Medycznej sp. z o.o. ul. Ernsta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz [Polska] ☎ 52 360 58 50 @ techmed@techmed.com.pl</b>
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	<b>[37] PL-MF-000009262</b>
Serwis techniczny w Polsce	<b>fabryczny producenta</b>
Serwis techniczny - kontakt	<b>☎ 52 360 58 50 w. 41 @ reklamacje@techmed.com.pl</b>
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	<b>producent wyrobu medycznego (dane powyżej)</b>
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	<b>producent (dane powyżej)</b>
Zgłaszanie incydentów medycznych	<b>[37] ☎ 58 360 58 50   techmed@techmed.com.pl</b>

## Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym  
Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)  
GSM/SMS: **533 99 22 01**  
Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)  
E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)  
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.  
Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

## Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.  
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.  
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.  
Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.  
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

## Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.  
ul. Staromiejska 6/10d  
40-013 Katowice  
NIP 9542784362  
NIP UE: PL9542784362  
REGON 368734116  
KRS 0000703242  
Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000  
e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24