

StEL.22R

stół rehabilitacyjno-zabiegowy 2-częściowy elektryczny


 Polski producent
Polski serwis techniczny

 Wyrób medyczny
MDR 2017/745/EU

 Darmowa dostawa
na terenie Polski

 Deklaracja zgodności
Oznakowanie CE

 Maksymalna waga
pacjenta


Stół stacjonarny rehabilitacyjno-zabiegowy wyposażony w elektryczną regulację wysokości przewodowym pilotem ręcznym. Stół StEL.22R oferuje 2-częściowe leże z zagłówkiem regulowanym elektrycznie z pilota ręcznego w zakresie +/- . Wypełnienie leża wykonano z pianki PU wysokiej jakości. Leże pokryte jest bezzwłówną tapicerką z atestowanego materiału skóropodobnego w wielu kolorach do wyboru. Zagłówek może być wyposażony w otwór do oddychania z wyjmowaną zatyczką. Przy sekcji łędźwiowo-nożnej znajdują się obustronne uchwyty do mocowania pasów stabilizujących pacjenta, które w opcji wyposażenia dodatkowego mogą być zamienione na obustronne barierki składane do poziomu poniżej leża. Stół w jego tylnej części wyposażony jest w uchwyt na podkłady higieniczne w rolce zamontowany do ramy leża.

Stół rehabilitacyjno-zabiegowy wykonany jest na stabilnej ramie stalowej lakierowanej proszkowo na biało lakierem o podwyższonej odporności na ścieranie i zadrapania oraz promieniowanie UV. Podstawa stołu wyposażona jest standardowo w cztery duże koła kierunkowe (skrętne) o średnicy 125 mm nadające stolowi mobilności w obrębie gabinetu lekarskiego i placówki medycznej. Koła ułatwiają manewrowanie stołem oraz posiadają bieżniki nie niszczące twardej podłogi i wszystkie wyposażone są w blokadę jazdy (hamulec postojowy).

Stacjonarny stół rehabilitacyjno-zabiegowy StEL.22R cechuje stabilność, niezawodność i prostota użytkowania. Znajdzie zastosowanie do prowadzenia zabiegów z wykorzystaniem leczniczego masażu lub innych terapii mających na celu przywrócenie sprawności poszczególnym partiom ciała pacjenta. Może być stosowany również w kinezyterapii do ćwiczeń z pacjentem w kabinie UGUL lub z użyciem innych systemów do ćwiczeń w podwieszeniu. Może być także używany z powodzeniem do zabiegów z użyciem aparatów leczniczych, czy lamp naświetlających, oraz do badania pacjenta i drobnych zabiegów w każdej innej placówce ochrony zdrowia.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny
(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000043708](https://ec.europa.eu/eudamed/)

PRODUCENT



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



Przeznaczenie stołu stacjonarnego	rehabilitacja badania i zabiegi
Barierki boczne	barierki boczne opcjonalnie
Regulacja wysokości leża	elektryczna ręczna (pilot)
Zakres regulacji wysokości leża od podłoża	54-94 cm
Liczba sekcji leża	2 sekcje (2-częściowe)
Sekcja zagłówka	regulowana +/- poziomu leża
Sekcja lędźwiowo-nożna	bez regulacji
Wymiary obrysowe leża (dl. x szer.)	195 x 70 cm
Pozycja Pivota	Nie
Funkcja fotela	Nie
Pozycja Trendelenburga	Nie
Pozycja antyTrendelenburga	Nie
Funkcja CPR	Nie
System jezdny	4 koła w standardzie
Dopuszczalne obciążenie	250 kg
Usługa wniesienia stołu do lokalu	dostępna
Model/seria produkcyjna stołu	STEL (UBM)
Barierki boczne - rodzaj	opcjonalnie składane
Barierki boczne - materiał	lakierowane profile stalowe
Statyczna wytrzymałość leża [kg]	250
Rodzaj ramy dolnej stołu	prostokątna
Materiał ramy dolnej stołu	lakierowane profile stalowe
System podnoszenia leża	silownik elektryczny
Pilot ręczny przewodowy	w standardzie
Sposób regulacji zagłówka	elektryczny pilotem ręcznym
Zakres regulacji zagłówka	od -74° do +43°
Otwór w zagłówku	opcjonalnie otwór w zagłówku z zaślepką
Wieszak na podkłady higieniczne	w standardzie
System jezdny - typ	4 koła kierunkowe ø 125mm z blokadą jazdy
Zasilanie elektryczne	AC 230 V 50 Hz
Waga stołu bez wyposażenia dodatkowego [kg]	90
Numer katalogowy produktu	STEL22 z pilotem ręcznym
Kod PKWU	32.50.21.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR

Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	59048836100206L
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	klasa I, reguła 13
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	STEL22 wielofunkcyjny stół zabiegowy
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na konstrukcję	2 lata
Gwarancja na elementy elektryczne	1 rok
Gwarancja na elementy pneumatyczne	1 rok
Gwarancja na tapicerkę standardową	2 lata
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka paletowa
Rodzaj palety	paleta przemysłowa bezzwrotna
Gabaryt produktu na palecie	200x70x80 cm
Waga przesyłki wraz z paletą (paletami) [kg]	110
Usługa wniesienia towaru do lokalu odbiorcy	odpłatna
Producent wyrobu	[34] U.B.M. Katarzyna Kotasińska [®] ul. Pułaskiego 4b; 46-100 Namysłów[Polaska] ☎77 410 52 57 @ info@meble-medyczne.pl
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[34] PL-MF-000043708
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 77 412 70 78 @ biuro@meble-medyczne.pl
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[34] ☎ 77 410 52 57 info@meble-medyczne.pl

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
 GSM/SMS: **533 99 22 01**
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
 E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
 Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
 ul. Staromiejska 6/10d
 40-013 Katowice
 NIP 9542784362
 NIP UE: PL9542784362
 REGON 368734116
 KRS 0000703242
 Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24