

## PM-01/95

## parawan lekarski 1-skrzydłowy w ramie metalowej

Polski producent  
Polski serwis technicznyWyrób medyczny  
MDR 2017/745/EUDarmowa dostawa  
na terenie PolskiDeklaracja zgodności  
Oznakowanie CE

Wolnostojący parawan lekarski 1-skrzydłowy o wysokości 170 cm i szerokości całkowitej 95 cm. Wyposażony w zasłonę z tkaniny wykonanej z elanobawełny. Zasłona jest nieprzezierna i zapewnia pacjentowi pełną intymność. Rama parawanu wykonana jest z profili stalowych (rurki) z powłoką lakierowaną proszkowo o podwyższonej odporności na promieniowanie UV i zarysowania. Podstawa na podgumowanych kółkach z hamulcem (blokadą) nadaje parawanowi mobilności i pozwala na jego łatwe przemieszczanie w obrębie gabinetu i placówki. Zamiast kółek parawan może być wyposażony w podgumowane stopki.

Parawan medyczny PM-01/95 znajduje zastosowanie w gabinetach lekarskich i zabiegowych, a także w placówkach opiekuńczych, zapewniając pacjentom podstawową intymność podczas badań i zabiegów. Spełni swoją rolę również jako parawan kosmetyczny, np. w salonach kosmetycznych, gabinetach masażu i salonach tatuażu.

ZASŁONA PARAWANU  
elanobawełna koloryelanobawełna  
białyelanobawełna  
niebieskielanobawełna  
zielony

## Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000045163](https://ec.europa.eu/eudamed/)

## PRODUCENT

WSTECH

## Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

Zbadane na substancje szkodliwe  
według Oeko-Tex® Standard 100

# DANE PRODUKTU

Rodzaj parawanu	<b>1-skrzydłowy</b>
Materiał ramy parawanu	<b>stal lakierowana</b>
Materiał ekranu (zasłony) w parawanie	<b>tkanina niezmywalna - elanobawełna</b>
Wysokość całkowita parawanu	<b>170 cm</b>
Szerokość całkowita parawanu	<b>95 cm</b>
Rodzaj podstawy parawany	<b>ze stopkami (kółka opcjonalnie)</b>
Parawan niemagnetyczny MR	<b>Nie</b>
Konstrukcja parawanu	<b>profile stalowe</b>
Wykończenie konstrukcji	<b>lakier proszkowy</b>
Tkanina zasłony parawanu	<b>Elanobawełna</b>
Kółka - rodzaj	<b>opcjonalnie kierunkowe skrętne</b>
Kółka - średnica [mm]	<b>50</b>
Kółka - materiał	<b>tworzywo sztyczne</b>
Głębokość podstawy [cm]	<b>50</b>
Wymiary zasłony/ekranu w parawanie [cm]	<b>140x91</b>
Ciężar parawanu [kg]	<b>5,8</b>
Numer katalogowy produktu	<b>PM-01 170x95</b>
Kod PKWiU	<b>32.50.30.0</b>
Kod CN	<b>9018 90 84</b>
Certyfikacja produktu	<b>CE/MDD/MDR</b>
Dokument certyfikacji produktu	<b>deklaracja zgodności</b>
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	<b>wyrób medyczny</b>
Kod Basic UDI-DI	<b>5900415491ParawanyGP</b>
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	<b>klasa I, reguła 1</b>
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	<b>Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych</b>
Nazwa zgłoszona do organu	<b>PM-01 parawan</b>
Stawka podatku VAT na produkt	<b>8%</b>
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	<b>art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)</b>
Gwarancja ogólna	<b>2 lata</b>
Gwarant udzielający gwarancji	<b>producent wyrobu / produktu</b>
Gwarancja na konstrukcję	<b>2 lata</b>
Rodzaj przesyłki z produktem	<b>przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)</b>

Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	<b>7</b>
Producent wyrobu	<b>[36] WS TECH Lorens sp.j. ☎ ul. Leopolda Okulickiego 43; 38-500 Sanok [Polska] ☎ 13 464 44 49 @ biuro@wstech.eu</b>
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	<b>[36] PL-MF-000045163</b>
Serwis techniczny w Polsce	<b>fabryczny producenta</b>
Serwis techniczny - kontakt	<b>☎ 13 464 44 49 @ biuro@wstech.eu</b>
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	<b>producent wyrobu medycznego (dane powyżej)</b>
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	<b>producent (dane powyżej)</b>
Zgłaszanie incydentów medycznych	<b>[36] ☎ 13 464 44 49   biuro@wstech.eu</b>

## Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym  
Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)  
GSM/SMS: **533 99 22 01**  
Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)  
E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)  
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.  
Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

## Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.  
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.  
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.  
Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.  
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

## Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.  
ul. Staromiejska 6/10d  
40-013 Katowice  
NIP 9542784362  
NIP UE: PL9542784362  
REGON 368734116  
KRS 0000703242  
Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000  
e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24