



Basic-TIM H011B/48L ręczny wózek inwalidzki stalowy



Ręczny wózek inwalidzki z siedziskiem o szerokości użytkowej 48 cm przeznaczony do samodzielnego poruszania się osoby o ograniczonej zdolności chodzenia lub jej braku, jak również do poruszania się w asyście opiekuna. Wózek inwalidzki oparty jest na lakierowanej proszkowo stalowej ramie krzyżakowej, co zapewnia możliwość jego składania do transportu lub przechowywania. Wytrzymałe oparcie i siedzisko wózka wykonane zostały ze zmywalnej tkaniny nylonowo-bawełnianej. Użytkowanie wózka inwalidzkiego jest możliwe zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz budynków. Wózek dystrybuowany jest w kolorystyce jak na zdjęciach i grafikach w galerii produktu.

Nr katalogowy: TMG-H011B/48L*

[Zobacz więcej w sklepie](#)

[Aktualna cena i promocja](#)

★ [KUP TERAZ](#) ★



Basic-TIM H011B/48L

ręczny wózek inwalidzki stalowy



Wózek inwalidzki Basic-TIM H011B/48L posiada 24 calowe tylne koła szprychowe z lanymi oponami wykonanymi z utwardzonej gumy o podwyższonej odporności na ścieranie oraz z ciągiem wykonanym z tworzywa sztucznego, a także 8 calowe przednie koła kierunkowe (skrętne) z felgą wykonaną z tworzywa sztucznego (włókno węglowe) i lanymi oponkami wykonanymi z twardego poliuretanu. Wózek inwalidzki jest ponadto wyposażony w amortyzatory siedziska i w hamulec główny użytkownika oraz w odchylane podłokietniki, parę zdejmowanych i uchylanych podnóżków, a także w uchwyty do prowadzenia wózka przez asystenta osoby niepełnosprawnej, w pas ochronny na tyłki i praktyczną kieszeń za oparciem wózka.

Wózek może zostać doposażony w poduszkę na siedzisko w rozmiarze dopasowanym do wymiarów siedziska, a także w odłączany stolik blatowy mocowany do ramy wózka inwalidzkiego. Poduszka wykonana jest z elastycznej i sprężystej pianki poliuretanowej o grubości 5 cm i zaopatrzona w pokrowiec zapinany na suwak, który po zdjęciu może być podany praniu w warunkach domowych. Pokrowiec i poduszkę można dezynfekować ogólnodostępnymi środkami do dezynfekcji powierzchni medycznych. Blat stolika wykonany jest z wytrzymałych tworzyw sztucznych i zaopatrzony jest w stalowe uchwyty mocujące. Stolik blatowy jest łatwy w montażu i pozwala na wykonywanie wielu czynności życia codziennego przez osobę poruszającą się na wózku.

Zawartość dostawy

- wózek inwalidzki Basic-TIM nr katalogowy H011BL rozmiar 48 - 1 szt.
- zestaw kluczy - 1 kpl.
- papierowa instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna

Opcjonalne wyposażenie dodatkowe z dopłatą

- R-POD poduszka na siedzisko 48x40 cm z pokrowcem zdejmowanym - 1 kpl.
- H011B STOLIK blatowy z uchwytami montażowymi - 1 kpl.

Producent: Timago International Group



Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11
533 99 22 01

Nr katalogowy: TMG-H011B/48L*

Zobacz więcej w sklepie

Aktualna cena i promocja

★ KUP TERAZ ★

Rodzaj oferty	standard: pojedyncze sztuki
Użytkownik wózka inwalidzkiego	osoba dorosła
Rozmiar siedziska (szerokość) [cm]	48
Rodzaj wózka inwalidzkiego	pokojowy
Poruszanie się wózkiem inwalidzkim	samodzielne lub z opiekunem
Składanie wózka inwalidzkiego	Tak
Materiał ramy wózka	stal precyzyjna (narzędziowa)
Koła przednie	8" kierunkowe PU
Koła tylne	24" lane z ciągiem
Szybkozłączki kół	Nie
Hamulec pomocniczy opiekuna	Nie
Maksymalna waga użytkownika [kg]	115
Ciężar wózka inwalidzkiego [kg]	16-18
Szerokość całkowita wózka [cm]	67
Szerokość całkowita wózka po złożeniu [cm]	32
Długość całkowita wózka [cm]	101
Długość całkowita wózka po złożeniu [cm]	101
Wysokość całkowita wózka [cm]	90
Wysokość całkowita wózka po złożeniu [cm]	90
Siedzisko - szerokość użytkowa [cm]	48
Siedzisko - głębokość użytkowa [cm]	40
Siedzisko - wysokość przedniej krawędzi od podłoża [cm]	48
Oparcie - wysokość [cm]	50
Podłokietniki	proste, odchylane
Podnóżki	dzielone, zdejmowane, uchylne
Koła tylne - typ	szprychowe, niepompowane
Koła tylne - rozmiar	24 cale
Koła przednie - typ	skrętne
Koła przednie - rozmiar	8 cali
Stabilność statyczna przy pochyłości bocznej	12°
Stabilność statyczna pod górę	10°
Stabilność statyczna w poprzek	12°
Zdolność pokonywania przeszkód	do 6 cm

DANE PRODUKTU

Waga całkowita wózka [kg]	17,5
Numer katalogowy produktu	H011 BL 48
Certyfikacja produktu	CE/MDD
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg URPLWMIpB	wyrób medyczny
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na konstrukcję	5 lat (rama)
Producent	Timago International Group sp. z o.o. sp.k. [66]
Siedziba producenta	[66] ul. Karpacka 24/12; 43-316 Bielsko-Biała [Polska]
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	[66] 32 271 02 59; 600 669 007 serwis@timago.com
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	20

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczone terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

BDO 000553124

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>



Nota prawna odnośnie wyrobu medycznego

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974)

Zastrzeżenia

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.