

## JSK.3/J-03

składany stojak kroplówki regulowany 2 koszyki z pokrowcem

Polski producent  
Polski serwis technicznyWyrób medyczny  
MDR 2017/745/EUDarmowa dostawa  
na terenie PolskiDeklaracja zgodności  
Oznakowanie CE

Składany stojak kroplówek wyposażony w wysuwany wysięgnik teleskopowy i głowicę J-03 z 2 koszykami na butelki z płynami. Stojak w całości wykonany ze stali nierdzewnej INOX. Wysięgnik teleskopowy osadzony jest składanym do transportu trójnogu. Stojak wyposażony jest w pokrowiec transportowy z pasem naramiennym.

Składane stojaki medyczne znajdują zastosowanie do podawania kroplówek, wlewów dożylnych i infuzji w szpitalach oraz w innych placówkach ochrony zdrowia. Idealnie sprawdzą się podczas zabiegów w domu pacjenta na wizytach domowych lub do użytku przez samych pacjentów w warunkach domowych. Są też odpowiednie na wyposażenie szpitali polowych oraz polowych ambulatoriów rozwijanych np. w czasie katastrof lub klęsk żywiołowych, a także na wyposażenie polowych punktów medycznych i drużyn pierwszej pomocy podczas zabezpieczania imprez masowych, zlotów i obozów harcerskich, rajdów samochodowych, itp.

**Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny**

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000035501](https://ec.europa.eu/eudamed/entry/PL-MF-000035501)**PRODUCENT****Autoryzowany dystrybutor producenta**

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



Regulacja wysokości głowicy	z regulacją
Wysokość całkowita stojaka	70-226 cm
Typ głowicy infuzyjnej	2 koszyki
Materiał głowicy	stal nierdzewna
Materiał kolumny stojaka	stal nierdzewna
Podstawa stojaka kropłówki	3-ramienna
Materiał podstawy stojaka	stal nierdzewna
Półka pod pompę infuzyjną	niedostępna
Wyposażenie dodatkowe	niedostępne
Niemagnetyczny stojak kropłówki	Nie
Stojak składany z pokrowcem	Tak
Stojak mobilny na kółkach	Nie
Dopuszczalne obciążenie głowicy	1 kg na 1 koszyk
Szerokość podstawy [cm]	45
Waga stojaka z głowicą [kg]	4
Numer katalogowy produktu	JSK 3 + J-03
Kod PKWiU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	590401370stojkrop9U
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	klasa I, reguła 1
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	JSK 3 stojak do kropłówek
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	5
Producent wyrobu	[38] Ziółkowski JUVENTAS S.K.A. ☎ Srogów Góry 172, 38-507 Jurówce [Polska] ☎13 463 80 35 @ biuro@juventas.pl
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[38] PL-MF-000035501
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta

Serwis techniczny - kontakt	☎ 13 463 80 35 @ reklamacje@juventas.pl
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[38] ☎ 881 090 520   michal@juventas.pl

#### Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym  
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)  
 GSM/SMS: **533 99 22 01**  
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)  
 E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)  
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.  
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowi reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

#### Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.  
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.  
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.  
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.  
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

#### Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.  
 ul. Staromiejska 6/10d  
 40-013 Katowice  
 NIP 9542784362  
 NIP UE: PL9542784362  
 REGON 368734116  
 KRS 0000703242  
 Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000  
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24