

## TB3Nm

taboret lekarski ze stali kwasoodpornej na kółkach regulowany



Polski producent  
Polski serwis techniczny



Wyrób medyczny  
MDR 2017/745/EU



Darmowa dostawa  
na terenie Polski



Deklaracja zgodności  
Oznakowanie CE



Maksymalna waga  
pacjenta



Taboret lekarski oparty na stabilnej, 5-ramiennej podstawie wykonanej ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 i wyposażonej w kółka kierunkowe z miękkim bieżnikiem do zastosowania na twardych podłożach. Posiada okrągłe, obrotowe siedzisko z nożną regulacją wysokości przy pomocy krótkiego siłownika pneumatycznego (sprężyny gazowej). Nożna dźwignia regulacyjna umiejscowiona jest w podstawie taboretu. Siedzisko taboretu lekarskiego obszyte jest tapicerką ze zmywalnego materiału skóropodobnego poddającego się dezynfekcji, zaś wypełnienie siedziska wykonane jest z elastycznej i średnio twardej pianki poliuretanowej. W podstawie taboretu znajduje się nieruchomy podnóżek (obrzęcz pod stopy). Przed zmianą oznaczeń przez producenta taboret posiadał indeks TB-03KO/A.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-00009262](https://ec.europa.eu/eudamed/)

PRODUCENT



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



# DANE WYROBU

Rodzaj taboretu	<b>taboret / stołek bez oparcia</b>
Kształt siedziska taboretu	<b>obrotowe okrągłe</b>
Rodzaj siedziska taboretu	<b>tapicerowane</b>
Szerokość siedziska	<b>ø35 cm</b>
Regulacja wysokości siedziska	<b>pneumatyczna - siłownik gazowy</b>
Sposób regulacji wysokości	<b>nożny</b>
Zakres regulacji wysokości	<b>48-60 cm</b>
Mechanizm TILT siedziska	<b>Nie</b>
Podnózek - obręcz pod stopy	<b>z obręczą</b>
Podstawa taboretu	<b>5-ramienna na kółkach</b>
Materiał podstawy taboretu	<b>stal kwasoodporna</b>
Maksymalne obciążenie	<b>150 kg</b>
Wyrób medyczny [MDD/MDR]	<b>Tak</b>
Głębokość siedziska [cm]	<b>35</b>
Sposób regulacji wysokości siedziska	<b>sprężyna gazowa -przycisk nożny</b>
Podnózek - materiał	<b>stal kwasoodporna w gatunku 0H18N9</b>
Regulacja podnóżka	<b>bez regulacji</b>
Średnica podstawy [cm]	<b>60</b>
Kółka - materiał	<b>tworzywo sztuczne z miękkim bieżnikiem, osłony ze stali ocynkowanej</b>
Kółka - średnica [mm]	<b>50</b>
Kółka - blokada jazdy	<b>2 kółka z hamulcem</b>
Szerokość całkowita [cm]	<b>60</b>
Głębokość całkowita [cm]	<b>60</b>
Wysokość całkowita [cm]	<b>60</b>
Waga taboretu [kg]	<b>6,9</b>
Numer katalogowy produktu	<b>TB-02-100-NM-T_K2</b>
Kod PKWiU	<b>32.50.30.0</b>
Kod CN	<b>9018 90 84</b>
Certyfikacja produktu	<b>CE/MDD/MDR</b>
Dokument certyfikacji produktu	<b>deklaracja zgodności</b>
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	<b>wyrób medyczny</b>
Kod Basic UDI-DI	<b>5904126-TB/UC</b>

Klasa ryzyka wyrobu medycznego	<b>Klasa I, reguła 1</b>
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	<b>Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych</b>
Nazwa zgłoszona do organu	<b>TB-02 taboret serii TB</b>
Stawka podatku VAT na produkt	<b>8%</b>
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	<b>art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)</b>
Gwarancja ogólna	<b>1 rok</b>
Gwarant udzielający gwarancji	<b>producent wyrobu / produktu</b>
Gwarancja na konstrukcję	<b>1 rok</b>
Gwarancja na elementy pneumatyczne	<b>1 rok</b>
Gwarancja na tapicerkę standardową	<b>1 rok</b>
Rodzaj przesyłki z produktem	<b>przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)</b>
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	<b>8</b>
Producent wyrobu	<b>[37] TECH-MED Zakład Techniki Medycznej sp. z o.o. ul. Ernsta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz [Polska] ☎ 52 360 58 50 @ techmed@techmed.com.pl</b>
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	<b>[37] PL-MF-000009262</b>
Serwis techniczny w Polsce	<b>fabryczny producenta</b>
Serwis techniczny - kontakt	<b>☎ 52 360 58 50 w. 41 @ reklamacje@techmed.com.pl</b>
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	<b>producent wyrobu medycznego (dane powyżej)</b>
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	<b>producent (dane powyżej)</b>
Zgłaszanie incydentów medycznych	<b>[36] ☎ 13 464 44 49   biuro@wstech.eu</b>

## Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym  
Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)  
GSM/SMS: **533 99 22 01**  
Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)  
E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)  
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.  
Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowi reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

## Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.  
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.  
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.  
Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.  
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

## Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.  
ul. Staromiejska 6/10d  
40-013 Katowice  
NIP 9542784362  
NIP UE: PL9542784362  
REGON 368734116  
KRS 0000703242  
Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000  
e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24