

B-06ST

mobilny asystor medyczny z szufladami i blatami



LAKIER PROSZKOWY - kolory



Mobilny asystor zabiegowy z dwoma blatami zabiegowo-instrumentalnymi ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 i dwiema użytkowymi szufladami na akcesoria zabiegowe. Blaty posiadają podniesione ranty zabezpieczające narzędzia przed zsunięciem z blatu. Obudowy (korpusy) szuflad oraz szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo na kolor biały. Szuflady bez zamków z uchwytami frontowymi do ich wysuwania i wsuwania. Stelaż asystora zabiegowego wykonany jest z aluminium lakierowanego proszkowo w standardzie na kolor biały. Stelaż umożliwia regulację rozstawu korpusu szuflad i blatów instrumentalnych w osi pionowej, co umożliwia zastosowanie tego asystora do akcesoriów zabiegowych i narzędzi medycznych o większych gabarytach. Podstawa wykonana jest z profili stalowych lakierowanych proszkowo w standardzie na kolor biały. W podstawie znajdują się 4 kółka kierunkowe (skrętne) o średnicy 75 mm w obudowie ze stali ocynkowanej z oponkami do twardych powierzchni, nadające asystorowi zabiegowemu mobilności w obrębie gabinetu i placówki. 2 kółka posiadają blokadę jazdy (hamulec postojowy).

W aluminiowym stelażu asystora zabiegowego znajdują się 2 kanały montażowe (zewnętrzny i wewnętrzny) umożliwiające regulację położenia blatów zabiegowych i korpusów szuflad, a w przyszłości także doposażenie asystora w szereg dodatkowych akcesoriów pomocnych przy zabiegach i montowanych do stelaża za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów i przeróbek.

Producent: ZTM Tech-Med sp. z o.o.



Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

Opcjonalne wyposażenie dodatkowe asystora

- szuflady asystora wyposażone w zamki patentowe z kluczem lub w 1 zamek centralny
- wybrana listwa zasilająca z adapterem do zwijania przewodu:
 - LZA-01 - 5 gniazd wtykowych z uziemieniem, 10A/~250V/50Hz, wyłącznik sieciowy z sygnalizacją napięcia, przewód 3 m
 - LZA-02 - 5 gniazd wtykowych z uziemieniem, 10A/~250V/50Hz; zabezpieczenie przeciwprzepięciowe z ochroną linii, dwa bezpieczniki zwłoczne 10A, wyłącznik sieciowy z sygnalizacją napięcia, przewód 2,5 m
 - LZA-03 - 5 gniazd wtykowych z uziemieniem typu schuko, 16A/~250V/50Hz; wyłącznik sieciowy z sygnalizacją napięcia, dwa zaciski ekwipotencjalne wg normy DIN 42801, przewód zasilający 3,0 m

Paleta kolorów asystora medycznego - lakier proszkowy

Paleta kolorów RAL lakieru proszkowego dla asystorów medycznych. Kolor RAL 9003 (biały) jest podstawowym kolorem nanoszenia proszkowej powłoki malarskiej na stelaże i podstawy asystorów medycznych i oferowany jest bez dopłaty. Pozostałe kolory objęte są dopłatami. Farby proszkowe to substancje termoutwardzalne na bazie polimerów, należące do najbardziej przyjaznych dla środowiska naturalnego systemów tworzenia powłok malarskich. Nanoszone są metodą natrysku elektrostatycznego lub elektrokinetycznego. Lakier proszkowy, który jest nakładany na konstrukcje stalowe asystorów medycznych produkcji ZTM Tech-Med, to hybryda żywicy poliestrowej i żywicy epoksydowej zmieszana w stosunku 60/40% objętości żywic z domieszką pigmentu, wypełniacza i środków pomocniczych.



Lakiery poliestrowo-epoksydowe stosuje się do użytku wewnętrznego ze względu na zawartość żywicy epoksydowej, która jest nieco mniej odporna na długotrwałe działanie promieniowania słonecznego. Posiadają za to bardzo dobre właściwości mechaniczne, antykorozyjne oraz dużą odporność chemiczną. Trudno ulegają ścieraniu i zarysowaniom oraz są odporne na działanie wysokich temperatur.

Konstrukcja asystora	stal + aluminium lakierowane
Wysokość asystora	80 cm
Szerokość asystora	50 cm
Asystor z 1 blatem zabiegowym (instrumentalnym)	Nie
Asystor z 2 blatami zabiegowymi (instrumentalnymi)	Tak
Asystor z 3 blatami zabiegowymi (instrumentalnymi)	Nie
Asystor z 4 blatami zabiegowymi (instrumentalnymi)	Nie
Blat(y) ze stali lakierowanej	Nie
Blat(y) ze stali kwasoodpornej	Tak
Asystor z 1 szufladą	Nie
Asystor z 2 szufladami	Tak
Asystor z 3 szufladami	Nie
Asystor z 4 szufladami	Nie
Mobilny asystor na kółkach	Tak
Nośność maksymalna asystora [kg]	20
Stelaż asystora - materiał	aluminium lakierowane proszkowo
Blat zabiegowy (instrumentalny) - materiał	stal kwasoodporna gatunek 0H18N9
Blat zabiegowy (instrumentalny) - szerokość [cm]	45
Blat zabiegowy (instrumentalny) - głębokość [cm]	32
Blat zabiegowy (instrumentalny) - maksymalne obciążenie [kg]	5
Szuflada(y) - materiał	stal lakierowana proszkowo
Szuflada - szerokość [cm]	37,5
Szuflada - głębokość [cm]	28
Szuflada - wysokość [cm]	10,5
Szuflada(y) - zamknięcia	opcjonalnie zamek patentowy z kluczem
Szuflada - maksymalne obciążenie [kg]	5
Podstawa asystora	stalowa lakierowana proszkowo
Kółka - rodzaj	4 kółka skrętne
Kółka - średnica [mm]	75
Kółka - blokowanie	2 koła z blokadą jazdy
Szerokość całkowita asystora [cm]	50
Głębokość całkowita asystora [cm]	40

Wysokość całkowita asystora [cm]	80
Waga asystora [kg]	28
Numer katalogowy produktu	B-02-2S(1)-80-K5
Kod PKWiU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Kod Basic UDI-DI	5904126-K6/RW
Nomenklatura wg URPLWMIPIB	wyrób medyczny
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	Klasa I, reguła 1
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Producent	Zakład Techniki Medycznej "TECH-MED" Sp. z o.o. [5]
Siedziba producenta	[5] ul. Ernsta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz [Polska]
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	[5] 52 360 58 50 w. 41 reklamacje@techmed.com.pl
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka paletowa
Rodzaj palety	półpaleta EUR 6 (80x60 cm) bezzwrotna
Waga przesyłki wraz z paletą [kg]	40

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: **sklep@epicmed.pl**

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>