



Intelect Mobile 2 Stim aparat do elektroterapii



Aparat do elektroterapii oferujący 2-kanalową elektroterapię o szerokiej gamie prądów z niezależnymi obwodami zabiegowymi łączy w sobie prostotę obsługi z osiągnięciami najnowszych technologii i wiedzy medycznej. Posiada możliwości dalszej rozbudowy o dedykowany wózek pod aparat bądź moduł do elektroterapii podciśnieniowej Vacuum. Wyposażony jest w intuicyjny i czytelny panel sterujący z przyciskami funkcyjnymi i dużym pokrętkiem nawigacyjnym oraz w wyświetlacz LCD 7 cali wysokiej rozdzielczości z kolorowym ekranem dotykowym.

Nr katalogowy: DJO-15-1202*

[Zobacz więcej w sklepie](#)

[Aktualna cena i promocja](#)

★ KUP TERAZ ★



Intelect Mobile 2 Stim

aparat do elektroterapii



Aparat umożliwia ustawianie parametrów zabiegu, między innymi czasu trwania zabiegu i natężenia prądu, a także sprzężoną 4-polową elektroterapię u jednego pacjenta lub prowadzenie niezależnej 2-polowej terapii u dwóch pacjentów jednocześnie. Moduł prądowy aparatu generuje między innymi prądy TENS, VMS, interferencyjne, diadynamiczne, galwaniczne, Träberta, Kotz'a, HVPC i impulsowe. Do dyspozycji terapeuty aparat Intelect Mobile 2 Stim oddaje wbudowaną w pamięć aparatu bazę zasobów klinicznych opartą na aktualnie dostępnej wiedzy klinicznej. W bazie, oprócz atlasu anatomicznego i graficznych wskazówek umieszczenia elektrod w polu zabiegowym, znajdują się zdefiniowane protokoły zabiegowe wybierane po rodzaju typowych schorzeń lub jednostkach chorobowych. Aparat oferuje także tryb manualny z pełną kontrolą parametrów zabiegu i możliwością zapasania w pamięci urządzenia 25 własnych sekwencji zabiegowych.

Po zakupie aparatu Intelect Mobile 2 Stim i jego zarejestrowaniu na wskazanej w instrukcji obsługi stronie internetowej producenta użytkownik uzyskuje dostęp do darmowych aktualizacji oprogramowania aparatu i bazy zasobów klinicznych. Aktualizacje pobierane są online na komputer, po czym, przy pomocy znajdującego się na wyposażeniu aparatu dysku zewnętrznego USB, wgrywane są do pamięci aparatu.

Wyposażenie fabryczne

- 15-1202 aparat do elektroterapii Intelect Mobile 2 Stim - 1 szt.
- 70010-1 kabel pacjenta dla kanału nr 1 zielony - 1 szt.
- 70010-2 kabel pacjenta dla kanału nr 2 niebieski - 1 szt.
- 79967 elektroda węglowa 6x8 cm - 4 szt.
- 42197 elektroda samoprzylepna Dura-Stick Plus ø5cm okrągła - 4 szt.
- 15-0144 przewód zasilający - 1 szt.
- 6522055 pasek Chattanooga Strap do mocowania elektrod - 4 szt.
- 42198 żel do elektrod - 1 op.
- 15-1140 USB Drive zewnętrzny dysk pamięci - 1 szt.
- 13-1604 drukowana skrócona instrukcja obsługi

Producent: DJO France SAS - Chattanooga, DJO Global Group



Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11
533 99 22 01

Nr katalogowy: DJO-15-1202*

Zobacz więcej w sklepie

Aktualna cena i promocja

★ KUP TERAZ ★

Elektroterapia	2-kanalowa 4-polowa
Gotowe protokoły zabiegowe	Tak
Programy użytkownika	Tak
Prądy diadynamiczne	Tak
Prądy interferencyjne	Tak
Prądy TENS	Tak
Prądy Träbertha	Tak
Prądy Kotza	Tak
Prądy VMS	Tak
Prądy EMS	Nie
Elektrostymulacja	Tak
Elektrodiagnostyka	Nie
Galwanizacja	Tak
Jonoforeza	Nie
Mikroprądy	Tak
Tonoliza	Nie
HVPC	Tak
Zasilanie akumulatorowe	opcjonalnie
Port USB	Tak
Moduł Bluetooth	Nie
Moduł Wi-Fi	Nie
W wyposażeniu stolik-wózek do aparatu	Nie
Elektroterapia - zegar zabiegowy	1-60 minut
Elektroterapia - Tryby pracy	CC stałe natężenie CV stałe napięcie
Elektroterapia - Programy zabiegowe	protokoły zabiegowe pogrupowane według efektów terapeutycznych
Elektroterapia - Wskazania do terapii	biblioteka zasobów klinicznych
Elektroterapia - Programy użytkownika	definiowanie i zapis 25 protokołów zabiegowych
Kompatybilność z aparatem podciśnieniowym	Intellect Mobile 2 Vacuum
Menu - język polski	dostępny
Zgodność z Dyrektywą MDD 93/42/EEC	zgodny (deklaracja producenta)
Zgodność z Dyrektywą MDR 2017/745/ UE	zgodny (deklaracja producenta)
Klasa wg MDD/MDR	Ila

Klasa i typ ochronności	Klasa I / Typ BF
Zasilanie sieciowe	AC 230 V 50 - 60 Hz
Zasilanie akumulatorowe	DC 18V 3350 mAh
Stopień ochrony obudowy	IP21
Dedykowany stolik/wózek do aparatu	15-1136 Intelect Mobile Cart 2
Szerokość aparatu [cm]	34
Głębokość aparatu [cm]	35,5
Wysokość aparatu [cm]	15
Waga aparatu[kg]	3,1
Numer katalogowy produktu	15-1202-INT
Kod PKWiU	32.50.21.0
Kod CN	9018 90 75
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg URPLWMiPB	wyrób medyczny
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na aparat	2 lata
Gwarancja na aplikatory	6 miesięcy
Gwarancja na akcesoria	1 rok
Producent	DJO France SAS - Chattanooga, DJO Global Group [19a]
Siedziba producenta	[19a] Centre Européen de Frêt 3 rue de Bethar, 64990 Mouguerre [Francja]
Autoryzowany dystrybutor producenta w Polsce	Meden-Inmed sp. z o.o. [10]
Siedziba dystrybutora	[10] ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin
Serwis techniczny w Polsce	autoryzowany dystrybutora
Serwis techniczny - kontakt	[10] meden.com.pl/serwis
Pomoc techniczna producenta - kontakt	support@DJOglobal.com
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	5

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczone terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

BDO 000553124

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>



Nota prawna odnośnie wyrobu medycznego

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974)

Zastrzeżenia

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.