

KO-2M

teleskopowy wisięgnik kroplówki ścienny ze stali
kwasoodpornej



Teleskopowy wisięgnik przyścienny ZTM Tech-Med KO-2M do kroplówek o rozpiętości od 70 do 200 cm, wykonany w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Wisięgnik składa się z czterech nierozłącznych elementów rurowych, jednego trwale zespolonego z uchwytem ściennym i trzech spasowanych ze sobą elementów wysuwanych teleskopowo. Wyposażony jest w głowicę z dwoma haczykami do zawieszania woreczków z kroplówkami i płynami infuzyjnymi. Uchwyt ścienny umożliwia obrót ramienia wisięgnika do kroplówek w zakresie 180° (od ściany do ściany) i wyposażony jest w odbój pozwalający na regulację kąta nachylenia ramienia. Montaż do ściany 4 punktowy.

Producent: ZTM Tech-Med sp. z o.o.



Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

Długość [cm]	86
Szerokość [cm]	30
Wysokość [cm]	15
Waga [kg]	5
Kraj producenta	Polska
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarancja - gwarant	gwarantem jest producent wyrobu
Serwis	fabryczny producenta
Nr katalogowy wyrobu u producenta	WTK1-01-S-200(G2)
Typ wysięgnika	teleskopowy
Zasięg ramienia wysięgnika	70-200 cm
Głowica wysięgnika	2 haczyki
Materiał wysięgnika	stal kwasoodporna
Montaż wysięgnika	przyścienny
Montaż (szczegóły)	montaż 4 punktowy do ściany (uchwyt ścienny w zestawie)
Zakres obrotu ramienia wysięgnika	180° w płaszczyźnie poziomej
Blokada nachylenia ramienia	odbój z regulacją nachylenia
Waga wysięgnika [kg]	3,8

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>