



FK-01P stanowisko do pobierania krwi



Fotel zabiegowy WSTech FK-01P - stanowisko do pobierania krwi oraz do iniekcji w gabinetach zabiegowych i lekarskich. Fotel do pobierania krwi wykonany na lakierowanym proszkowo stelażu z profili stalowych zapewniającym stabilność podczas zabiegów. Wyposażony w tapicerowane siedzisko i oparcie pleców z regulowanym podgłówkiem oraz w obustronne podłokietniki z manualną regulacją w dwóch płaszczyznach ułatwiające przeprowadzanie zabiegów na lewym lub prawym przedramieniu pacjenta. W podstawie fotela znajdują się podgumowane stopki, w tym jedna stopka z regulacją do poziomowania fotela na podłożu gabinetu.

Nr katalogowy: WS-FK-01P*

[Zobacz więcej w sklepie](#)

[Aktualna cena i promocja](#)


★ [KUP TERAZ](#) ★



WYPOSAŻENIE DODATKOWE



stalowy blat zabiegowy



W standardzie

- tapicerka z palety Standard - 2 lata gwarancji


Wyposażenie dodatkowe z dopłatą

- tapicerka z palety Prestige - 5 lat gwarancji
- blat zabiegowy przy lewym lub prawym podłokietniku
- lakier proszkowy antybakteryjny

Tapicerka fotela [stanowiska] do pobierania krwi - kolory palety Standard



Kolorystyka ramy fotela [stanowiska] do pobierania krwi - lakier proszkowy



Producent: WS TECH S.C.



Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11
533 99 22 01

Nr katalogowy: WS-FK-01P*

[Zobacz więcej w sklepie](#)

[Aktualna cena i promocja](#)

[★ KUP TERAZ ★](#)

DANE PRODUKTU

Gabaryt przesyłki z produktem	paczka do 30 kg
Kraj producenta	Polska
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarancja na konstrukcję	2 lata
Gwarancja na tapicerkę	Standard - 2 lata Prestige - 5 lat
Gwarancja - gwarant	gwarantem jest producent wyrobu
Serwis	fabryczny producenta
Nr katalogowy wyrobu u producenta	FK-01
Regulacja oparcia pleców	bez regulacji
Podłokietniki	obustronne
Regulacja podłokietników	Tak
Błat zabiegowy	bez blatu
Podnóżek	bez podnóżka
Kółka w podstawie	Nie
Maksymalne obciążenie	150 kg
Konstrukcja	stalowa lakierowana proszkowo
Wysokość (cm)	120
Szerokość (cm)	54
Głębokość (cm)	80
Oparcie pleców	tapicerowane
Sposób regulacji oparcia pleców	bez regulacji
Siedzisko	tapicerowane
Sposób regulacji siedziska	bez regulacji
Wysokość siedziska od podłoża (cm)	50
Podglówek	tapicerowany z regulacją
Podłokietniki - materiał	obustronne, tapicerowane
Sposób regulacji podłokietników	manualny
Zakres regulacji podłokietników - wysokość	25 cm
Zakres regulacji podłokietników - obrót w poziomie	+/-90°
Podstawa	podgumowane stopki (1 stopka z regulacją)
Waga (kg)	25

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczone terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

BDO 000553124

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>



Nota prawna odnośnie wyrobu medycznego

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974)

Zastrzeżenia

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.