



## Basic-TIM H011B/46L ręczny wózek inwalidzki stalowy



Ręczny wózek inwalidzki z siedziskiem o szerokości użytkowej 46 cm przeznaczony do samodzielnego poruszania się osoby o ograniczonej zdolności chodzenia lub jej braku, jak również do poruszania się w asyście opiekuna. Wózek inwalidzki oparty jest na lakierowanej proszkowo stalowej ramie krzyżakowej, co zapewnia możliwość jego składania do transportu lub przechowywania. Wytrzymałe oparcie i siedzisko wózka wykonane zostały ze zmywalnej tkaniny nylonowo-bawełnianej. Użytkowanie wózka inwalidzkiego jest możliwe zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz budynków. Wózek dystrybuowany jest w kolorystyce jak na zdjęciach i grafikach w galerii produktu.

Nr katalogowy: TMG-H011B/46L\*

[Zobacz więcej w sklepie](#)

[Aktualna cena i promocja](#)

★ [KUP TERAZ](#) ★



# Basic-TIM H011B/46L

## ręczny wózek inwalidzki stalowy



Wózek inwalidzki Basic-TIM H011B/46L posiada 24 calowe tylne koła szprychowe z lanymi oponami wykonanymi z utwardzonej gumy o podwyższonej odporności na ścieranie oraz z ciągiem wykonanym z tworzywa sztucznego, a także 8 calowe przednie koła kierunkowe (skrętne) z felgą wykonaną z tworzywa sztucznego (włókno węglowe) i lanymi oponkami wykonanymi z twardego poliuretanu. Wózek inwalidzki jest ponadto wyposażony w amortyzatory siedziska i w hamulec główny użytkownika oraz w odchylane podłokietniki, parę zdejmowanych i uchylonych podnóżków, a także w uchwyty do prowadzenia wózka przez asystenta osoby niepełnosprawnej, w pas ochronny na tydki i praktyczną kieszeń za oparciem wózka.

Wózek może zostać doposażony w poduszkę na siedzisko w rozmiarze dopasowanym do wymiarów siedziska, a także w odłączany stolik blatowy mocowany do ramy wózka inwalidzkiego. Poduszka wykonana jest z elastycznej i sprężystej pianki poliuretanowej o grubości 5 cm i zaopatrzona w pokrowiec zapinany na suwak, który po zdjęciu może być podany praniu w warunkach domowych. Pokrowiec i poduszkę można dezynfekować ogólnodostępnymi środkami do dezynfekcji powierzchni medycznych. Blat stolika wykonany jest z wytrzymałych tworzyw sztucznych i zaopatrzone jest w stalowe uchwyty mocujące. Stolik blatowy jest łatwy w montażu i pozwala na wykonywanie wielu czynności życia codziennego przez osobę poruszającą się na wózku.

### Zawartość dostawy

- wózek inwalidzki Basic-TIM nr katalogowy H011BL rozmiar 46 - 1 szt.
- zestaw kluczy - 1 kpl.
- papierowa instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna

### Opcjonalne wyposażenie dodatkowe z dopłatą

- R-POD poduszka na siedzisko 46x40 cm z pokrowcem zdejmowanym - 1 kpl.
- H011B STOLIK blatowy z uchwytami montażowymi - 1 kpl.

Producent: Timago International Group



Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11  
533 99 22 01

Nr katalogowy: TMG-H011B/46L\*

Zobacz więcej w sklepie

Aktualna cena i promocja

★ KUP TERAZ ★

Rodzaj oferty	<b>standard: pojedyncze sztuki</b>
Użytkownik wózka inwalidzkiego	<b>osoba dorosła</b>
Rozmiar siedziska (szerokość) [cm]	<b>46</b>
Rodzaj wózka inwalidzkiego	<b>pokojowy</b>
Poruszanie się wózkiem inwalidzkim	<b>samodzielne lub z opiekunem</b>
Składanie wózka inwalidzkiego	<b>Tak</b>
Materiał ramy wózka	<b>stal precyzyjna (narzędziowa)</b>
Koła przednie	<b>8" kierunkowe PU</b>
Koła tylne	<b>24" lane z ciągiem</b>
Szybkozłączki kół	<b>Nie</b>
Hamulec pomocniczy opiekuna	<b>Nie</b>
Maksymalna waga użytkownika [kg]	<b>115</b>
Ciężar wózka inwalidzkiego [kg]	<b>16-18</b>
Szerokość całkowita wózka [cm]	<b>64</b>
Szerokość całkowita wózka po złożeniu [cm]	<b>31</b>
Długość całkowita wózka [cm]	<b>101</b>
Długość całkowita wózka po złożeniu [cm]	<b>101</b>
Wysokość całkowita wózka [cm]	<b>90</b>
Wysokość całkowita wózka po złożeniu [cm]	<b>90</b>
Siedzisko - szerokość użytkowa [cm]	<b>46</b>
Siedzisko - głębokość użytkowa [cm]	<b>40</b>
Siedzisko - wysokość przedniej krawędzi od podłoża [cm]	<b>48</b>
Oparcie - wysokość [cm]	<b>50</b>
Podłokietniki	<b>proste, odchylane</b>
Podnóżki	<b>dzielone, zdejmowane, uchylne</b>
Koła tylne - typ	<b>szprychowe, niepompowane</b>
Koła tylne - rozmiar	<b>24 cale</b>
Koła przednie - typ	<b>skrętne</b>
Koła przednie - rozmiar	<b>8 cali</b>
Stabilność statyczna przy pochyłości bocznej	<b>12°</b>
Stabilność statyczna pod górę	<b>10°</b>
Stabilność statyczna w poprzek	<b>12°</b>
Zdolność pokonywania przeszkód	<b>do 6 cm</b>

## DANE PRODUKTU

Waga całkowita wózka [kg]	17,2
Numer katalogowy produktu	H011 BL 46
Certyfikacja produktu	CE/MDD
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg URPLWMIpB	wyrób medyczny
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na konstrukcję	5 lat (rama)
Producent	Timago International Group sp. z o.o. sp.k. [66]
Siedziba producenta	[66] ul. Karpacka 24/12; 43-316 Bielsko-Biała [Polska]
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	[66] 32 271 02 59; 600 669 007   serwis@timago.com
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	18

**EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym**

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: **sklep@epicmed.pl**

<https://epicmed.pl>

**Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.**

**Realizujemy zamówienia z odroczone terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.**

**Operator sklepu EpicMED**

---

**Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.**

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

BDO 000553124

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: [dk@dkarkadia.pl](mailto:dk@dkarkadia.pl)

<http://dkarkadia.pl>



**Nota prawna odnośnie wyrobu medycznego**

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974)

**Zastrzeżenia**

---

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.