

## MB3.H6EP

### zabiegowy wózek oddziałowy z tacami instrumentalnymi



Polski producent  
Polski serwis techniczny



Wyrób medyczny  
MDR 2017/745/EU



Darmowa dostawa  
na terenie Polski



Deklaracja zgodności  
Oznakowanie CE



Oddziałowy wózek szpitalny z profilowanym (pogłębianym) blatem zabiegowo-instrumentalnym wykonanymi z wytrzymałego i lekkiego tworzywa ABS oraz dwiema stalowymi ramami (półkami) lakierowanymi proszkowo pod dwie zdejmowane i pogłębione tace wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N, a także lakierowanym proszkowo stalowym uchwytem do zawieszenia worka na odpady lub brudną bieliznę o pojemności 100-120 litrów. Uchylna pokrywa worka z tworzywa ABS. Pogłębienie blatu i tac instrumentalnych zabezpiecza instrumentarium przed zsunieniem się podczas przetaczania wózka. Stelaż wózka oddziałowego wykonany jest z lekkich profili aluminiowych lakierowanych proszkowo. Stelaż umożliwia regulację rozstawu elementów w osi pionowej, co umożliwiło zastosowanie wózka do akcesoriów zabiegowych i narzędzi medycznych o większych gabarytach. Podstawa wykonana jest z profili stalowych z estetyczną nakładką wykonaną z tworzywa sztucznego ABS. Cięższa podstawa stalowa nadaje stabilności całej konstrukcji wózka poprzez obniżenie jego środka ciężkości. W podstawie znajdują się 4 kółka kierunkowe (skrótnie) o średnicy 75 mm w obudowie z białego tworzywa sztucznego z oponkami nie rysującymi twardych podłoży. Dwa kółka posiadają blokadę jazdy (hamulec postojowy). Uzupełnieniem konstrukcji wózka oddziałowego jest praktyczny uchwyt do jego przetaczania w obrębie oddziału szpitalnego i placówki.

W aluminiowym stelażu wózka oddziałowego znajdują się zewnętrzne i wewnętrzne kanały montażowe. Kanały wewnętrzne umożliwiają regulację położenia elementów zawieszonych na stelażu, a kanały zewnętrzne służą do montowania wyposażenia dodatkowego, jak również w przyszłości także doposażenia wózka w szereg dodatkowych akcesoriów pomocnych przy zabiegach i montowanych do stelaża za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów i przeróbek. Kanały montażowe zaślepione są maskownicami z tworzywa sztucznego stanowiącymi element dekoracyjny wózka oddziałowego i zapobiegają zbieraniu się brudu w kanałach montażowych.

#### Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-00009262](https://www.pl-mf-00009262)

#### PRODUCENT



#### Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

#### LAKIER PROSZKOWY - kolory



## DANE TECHNICZNE

Przeznaczenie wózka oddziałowego	<b>procedury medyczne</b>
Konstrukcja wózka oddziałowego	<b>stal + aluminium lakierowane</b>
Wysokość wózka	<b>88 cm</b>
Szerokość wózka	<b>102 cm</b>
Wózek z białem/białami zabiegowymi	<b>Tak</b>
Błaty zabiegowo-instrumentalne	<b>1 biał tworzywo ABS</b>
Wózek z tacą/tacami instrumentalnymi	<b>Tak</b>
Tace instrumentalne (zdejmowane)	<b>2 tace stal kwasoodporna</b>
Wózek z szufladą/szufladami	<b>Nie</b>
Wózek z półką/półkami koszowymi	<b>Nie</b>
Wózek z misami zabiegowymi	<b>Nie</b>
Wózek z kuwetami	<b>Nie</b>
Wózek z uchwytem worka na odpady 100-120L	<b>Tak</b>
Wózek w całości ze stali kwasoodpornej	<b>Nie</b>
Wózek mobilny na kółkach	<b>Tak</b>
Nośność maksymalna wózka [kg]	<b>40</b>
Stelaż wózka - materiał	<b>aluminium lakierowane proszkowo</b>
Błat(y) zabiegowe (instrumentalne) - materiał	<b>tworzywo sztuczne ABS</b>
Błat zabiegowy (instrumentalny) - długość [cm]	<b>74</b>
Błat zabiegowy (instrumentalny) - szerokość [cm]	<b>41</b>
Błat - maksymalne obciążenie [kg]	<b>10</b>
Tace zabiegowe - materiał	<b>stal kwasoodporna gatunek 0H18N9</b>
Taca zabiegowa - długość [cm]	<b>65</b>
Taca zabiegowa - szerokość [cm]	<b>39</b>
Taca zabiegowa - pogłębienie użytkowe [mm]	<b>17</b>
Taca zabiegowa - maksymalne obciążenie [kg]	<b>5</b>
Uchwyt worka na odpady - rodzaj	<b>z pokrywą i podstawą</b>
Uchwyt worka na odpady - materiał pokrywy	<b>tworzywo ABS</b>
Uchwyt worka na odpady - materiał podstawy	<b>stal lakierowana proszkowo</b>
Podstawa wózka - materiał	<b>stal pokryta tworzywem ABS</b>
Kółka - rodzaj	<b>4 kółka skrętne w obudowie z tworzywa ABS</b>
Kółka - średnica [mm]	<b>75</b>
Kółka - blokowanie	<b>2 koła z blokadą jazdy</b>
Szerokość całkowita wózka [cm]	<b>102</b>
Głębokość całkowita wózka [cm]	<b>45,5</b>

Wysokość całkowita wózka [cm]	<b>88</b>
Ciężar wózka bez wyposażenia dodatkowego [kg]	<b>19</b>
Numer katalogowy produktu	<b>H-03-B2T-ABS3-0000-K6.3-W</b>
Kod PKWiU	<b>32.50.30.0</b>
Kod CN	<b>9018 90 84</b>
Certyfikacja produktu	<b>CE/MDD/MDR</b>
Dokument certyfikacji produktu	<b>deklaracja zgodności</b>
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	<b>wyrób medyczny</b>
Kod Basic UDI-DI	<b>5904126-MB3/FS</b>
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	<b>klasa I, reguła 1</b>
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	<b>Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych</b>
Nazwa zgłoszona do organu	<b>H-06 stolik oddziałowy wielofunkcyjny serii MB-3 Typ H</b>
Stawka podatku VAT na produkt	<b>8%</b>
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	<b>art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)</b>
Gwarancja ogólna	<b>1 rok</b>
Gwarant udzielający gwarancji	<b>producent wyrobu / produktu</b>
Rodzaj przesyłki z produktem	<b>przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)</b>
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	<b>20</b>
Producent wyrobu	<b>[37] TECH-MED Zakład Techniki Medycznej sp. z o.o. ul. Ernsta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz [Polska] ☎ 52 360 58 50 @ techmed@techmed.com.pl</b>
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	<b>[37] PL-MF-000009262</b>
Serwis techniczny w Polsce	<b>fabryczny producenta</b>
Serwis techniczny - kontakt	<b>☎ 52 360 58 50 w. 41 @ reklamacje@techmed.com.pl</b>
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	<b>producent wyrobu medycznego (dane powyżej)</b>
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	<b>producent (dane powyżej)</b>
Zgłaszanie incydentów medycznych	<b>[37] ☎ 58 360 58 50   techmed@techmed.com.pl</b>

### Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym  
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)  
 GSM/SMS: **533 99 22 01**  
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)  
 E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)  
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.  
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

### Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.  
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.  
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.  
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.  
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

### Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.  
 ul. Staromiejska 6/10d  
 40-013 Katowice  
 NIP 9542784362  
 NIP UE: PL9542784362  
 REGON 368734116  
 KRS 0000703242  
 identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000  
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24