

## KO2-2M

teleskopowy wisięgnik kroplówki ścienny ze stali  
kwasoodpornej



Teleskopowy wisięgnik przyścienny ZTM Tech-Med KO2-2M do kroplówek z dwoma ramionami o rozpiętości od 70 do 200 cm każde, wykonany w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Każde ramię wisięgnika składa się z czterech nierozłącznych elementów rurowych, jednego trwale zespolonego z uchwytem ściennym i trzech spasowanych ze sobą elementów wysuwanych teleskopowo. Wyposażony jest w 2 głowice z dwoma haczykami do zawieszania woreczków z kroplówkami i płynami infuzyjnymi. Uchwyt ścienny umożliwia obrót każdego ramienia wisięgnika do kroplówek w zakresie 180° (od ściany do ściany) i wyposażony jest w odbój pozwalający na regulację kąta nachylenia ramienia. Montaż do ściany 4 punktowy.

Producent: ZTM Tech-Med sp. z o.o.



Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

Gabaryt przesyłki z produktem	karton do 10 kg
Kraj producenta	Polska
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarancja - gwarant	gwarantem jest producent wyrobu
Serwis	fabryczny producenta
Nr katalogowy wyrobu u producenta	WTK1-02-S-200(G2)-200(G2)
Typ wysięgnika	teleskopowy podwójny
Zasięg ramienia wysięgnika	70-200 cm
Głowica wysięgnika	2 głowice x 2 haczyki
Materiał wysięgnika	stal kwasoodporna
Montaż wysięgnika	przyścienny
Montaż (szczegóły)	montaż 4 punktowy do ściany (uchwyt ścienny w zestawie)
Zakres obrotu ramienia wysięgnika	180° w płaszczyźnie poziomej
Blokada nachylenia ramienia	odbój z regulacją nachylenia

**Biuro handlowe sklepu**

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)GSM/SMS: **533 99 22 01**Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

**Zastrzeżenia dotyczące dokumentu**

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

**Operator sklepu EpicMED**

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: [dk@dkarkadia.pl](mailto:dk@dkarkadia.pl)<http://dkarkadia.pl>