

StoRe Basic

kozetka lekarska 2-częściowa



Polski producent
Polski serwis techniczny



Wyrób medyczny
MDR 2017/745/EU



Darmowa dostawa
na terenie Polski



Deklaracja zgodności
Oznakowanie CE



Maksymalna waga
pacjenta



Nr 01 biały	Nr 03 beżowy	Nr 05 turkusowy	Nr 06 morski	Nr 07 niebieski
Nr 08 granatowy	Nr 09 brązowy	Nr 10 czarny	Nr 11 czerwony	Nr 12 ciemny zielony
Nr 13 fiososowy	Nr 14 żółty	Nr 16 szary	Nr 17 pomarańczowy	Nr 18 burgund
Nr 19 amarantowy	Nr 20 jasny zielony	Nr 21 zielony	Nr 22 brązowy jasny	Nr 23 różowy jasny
Nr 24 szaro-fioletowy				

TAPICERKA kolory

Kozetka lekarska o stałej wysokości 55 cm na stabilnym stelażu wykonanym z profili stalowych o przekroju rurki, lakierowanym proszkowo na kolor szary lakierem odpornym na promieniowanie UV. Kozetka medyczna wyposażona jest w 2-częściowe leże z zagłówkiem regulowanym przy pomocy rastomatów w zakresie +/- Leże kozetki posiada wypełnienie z elastycznej pianki PU i obszyte jest bezszwowo atestowanym materiałem skóropodobnym w wielu kolorach do wyboru. Kozetka posiada w podstawie podgumowane stopki oraz wieszak na podkłady higieniczne w rolce zamontowany pod tylną częścią leża.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny
(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000043708](https://www.epicmed.pl)

PRODUCENT



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym



Email: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

DANE TECHNICZNE

Leże kozetki lekarskiej	2-częściowe
Kozetka niemagnetyczna do MR	Nie
Kozetka składana do transportu	Nie
Kozetka przysięnna (składana do ściany)	Nie
Regulowany zagłówek	Tak
Otwór w leżu do badań kardiologicznych	Nie
Podłokietniki w standardzie	Nie
Podłokietniki opcjonalnie	Nie
Sekcja podnóżka	Nie
Sekcja podnóżka z regulacją	Nie
Materiał ramy dolnej kozetki	stal lakierowana
Długość całkowita kozetki	190 cm
Szerokość całkowita kozetki	55 cm
Skokowa regulacja wysokości kozetki	Nie
Wysokość całkowita kozetki	55 cm
Dopuszczalne obciążenie kozetki	180 kg
Kozetka z barierkami bocznymi	Nie
Relingi do pasów stabilizujących	Nie
Uchwyt na podkłady w standardzie	Tak
Uchwyt na podkłady opcjonalnie	Nie
Koła w standardzie	Nie
Koła opcjonalnie	Nie
Usługa wniesienia kozetki do lokalu	(nie dotyczy)
Materiał ramy dolnej - szczegóły	rukry stalowe lakierowane proszkowo w kolorze szarym
Sekcja zagłówka	tapicerowana
Sekcja zagłówka - sposób regulacji	skokowa (rastomat)
Sekcja zagłówka - zakres regulacji	-30° do +45°
Wieszak na podkłady higieniczne	w standardzie, montowany z tyłu pod leżem
Wieszak na podkłady higieniczne - pojemność	1 rolka o szerokości 50 cm
Wieszak na podkłady higieniczne - szerokość [cm]	53
Długość sekcji zagłówka [cm]	43
Długość sekcji leżwiowej [cm]	145
Waga kozetki [kg]	35
Numer katalogowy produktu	STORE
Kod PKWiU	32.50.30.0

Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	59048836100176X
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	Klasa I, reguła 1
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	StoRe – Basic stół rehabilitacyjny
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na konstrukcję	2 lata
Gwarancja na tapicerkę standardową	1 rok
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka gabarytowo ponadnormatywna - waga powyżej 30kg
Liczba paczek w przesyłce	1
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	40
Producent wyrobu	[34] U.B.M. Katarzyna Kotasieńska s.c. ul. Pułaskiego 4b; 46-100 Namysłów [Polska] ☎77 410 52 57 @ info@meble-medyczne.pl
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[34] PL-MF-000043708
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 77 412 70 78 @ biuro@meble-medyczne.pl
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[34] ☎ 77 410 52 57 info@meble-medyczne.pl

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
GSM/SMS: **533 99 22 01**
Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
ul. Staromiejska 6/10d
40-013 Katowice
NIP 9542784362
NIP UE: PL9542784362
REGON 368734116
KRS 0000703242
Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24