


UGL2

kabina UGUL pojedyncza z drabinką



Kabina UGUL Juventas UGL2 z drabinką pojedyncza 200x200x203 cm składająca się z 8 prostokątnych pręseł wypełnionych prętami stalowymi lakierowanymi proszkowo w standardzie na kolor biały. Jedno pręseło z drabinką ze szczeblami.

Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego UGUL stosowany jest w kinezyterapii indywidualnej do usprawniania leczniczego schorzeń ortopedycznych, reumatologicznych i neurologicznych poprzez ćwiczenia ruchowe w zawieszeniu, czynne w odciążeniu oraz czynne z oporem i z zastosowaniem systemu bloczkowo-ciężarkowego. Jednocześnie w kabinie UGUL i przy niej może ćwiczyć do kilku pacjentów.

Producent: Ziółkowski JUVENTAS Spółka Komandytowo - Akcyjna



Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

Gabaryt przesyłki z produktem	paleta 200x100cm
Kraj producenta	Polska
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarancja - gwarant	gwarantem jest producent wyrobu
Serwis	fabryczny producenta
Konstrukcja UGUL	kabina pojedyncza
Drabinka	z drabinką
Przewieszka boczna	bez przewieszki
Osprzęt do ćwiczeń UGUL	bez osprzętu
Materiał konstrukcji	stal lakierowana proszkowo
Wysokość kabiny UGUL [cm]	203
Szerokość kabiny UGUL [cm]	200
Głębokość kabiny UGUL [cm]	200

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>