

Corrado Max

wysoka kozetka lekarska 2-częściowa



TAPICERKA



Wysoka kozetka lekarska o stałej wysokości 82 cm na stabilnym stelażu wykonanym z profili stalowych o przekroju rurki pokrytych białym lakierem proszkowym odpornym na promieniowanie UV. Kozetka medyczna wyposażona jest w 2-częściowe leże z zagłówkiem regulowanym przy pomocy rastomatu w zakresie +/- od poziomu głównej części leża. Leże kozetki wypełnione jest elastyczną pianką PU i obszyte bezszwowo atestowanym materiałem skóropodobnym w wielu kolorach do wyboru. Kozetka posiada w podstawie podgumowane stopki, w tym 1 stopkę z regulacją śrubową do poziomowania kozetki na nierównej powierzchni gabinetu. Standardowym wyposażeniem kozetki jest wieszak na podkłady higieniczne w rolce o szerokości 62 cm.

Kozetka dostarczana jest w elementach do samodzielnego montażu (rama z jedną nogą wyraźnie krótszą, główna część leża i zagłówek). Drobne elementy przytwierdzone są przy dostawie do spodniej części leża w woreczku plastikowym. Znajduje się w nim między innymi stopka regulacyjna do poziomowania kozetki, którą należy wkręcić w krótszą nogę kozetki.

Producent: Corradomed sp. z o.o.



Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

Tapicerka kozetki lekarskiej - charakterystyka i paleta kolorów

Materiał obiciowy produkowany przez Sanwil Polska pod nazwą handlową SKADEN B353 jako skóropodobny i nieprzemakalny materiał powlekany PCW o podwyższonej odporności na zadrapania i ograniczonej palności. Nie zawiera ftalanów i lateksu. Może być stosowany w wyposażeniu przeznaczonym dla dzieci.



Parametry: grubość 0.85 ±0,15 mm | masa powierzchniowa: ≥540 g/m² | wytrzymałość na rozdieranie wzdłużne ≥35 /≥20 daN/5cm | wytrzymałość na rozdieranie wszerz ≥2,5/≥2,5 daN/5cm | odporność powłoki na ścieranie ≥40.000 cykli wg metody Martindale'a. **Surowce:** powłoka olejoodporna - PCV modyfikowane 100% | nośnik - PES 100%. **Dezynfekcja:** można dezynfekować ogólnodostępnymi środkami do dezynfekcji.



Leże kozetki lekarskiej	2-częściowe
Kozetka niemagnetyczna do MR	Nie
Kozetka składana do transportu	Nie
Kozetka przyścienna (składana do ściany)	Nie
Regulowany zagłówek	Tak
Otwór w leżu do badań kardiologicznych	Nie
Podłokietniki w standardzie	Nie
Podłokietniki opcjonalnie	Nie
Sekcja podnóżka	Nie
Sekcja podnóżka z regulacją	Nie
Materiał ramy dolnej kozetki	stal lakierowana
Długość całkowita kozetki	188 cm
Szerokość całkowita kozetki	56 cm
Skokowa regulacja wysokości kozetki	Nie
Wysokość całkowita kozetki	82 cm
Dopuszczalne obciążenie kozetki	180 kg
Kozetka z barierkami bocznymi	Nie
Reingi do pasów stabilizujących	Nie
Uchwyt na podkłady w standardzie	Tak
Uchwyt na podkłady opcjonalnie	Nie
Koła w standardzie	Nie
Koła opcjonalnie	Nie
Usługa wniesienia kozetki do lokalu	(nie dotyczy)
Materiał ramy dolnej - szczegóły	rurki stalowe lakierowane proszkowo na biało
Sekcja zagłówka	tapicerowana
Sekcja zagłówka - sposób regulacji	skokowa (rastomat)
Sekcja zagłówka - zakres regulacji	-40° do +40°
Wieszak na podkłady higieniczne	w standardzie
Wieszak na podkłady higieniczne - pojemność	1 rolka o szerokości 60 cm
Wieszak na podkłady higieniczne - szerokość [cm]	62
Waga kozetki [kg]	29,5
Numer katalogowy produktu	KOZETKA PODWYŻSZANA
Kod PKWiU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84

Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg URPLWMIpB	wyrób medyczny
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	Klasa I, reguła 1
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na konstrukcję	2 lata
Gwarancja na tapicerkę standardową	1 rok
Producent	Corradomed sp. z o.o. [50]
Siedziba producenta	[50] ul. Dobromyśli 5, 25-825 Kielce [Polska]
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	[50] ☎ 41 346 47 73 biuro@corradomed.pl
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Liczba paczek w przesyłce	1
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	31

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: **sklep@epicmed.pl**

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>