

ST01.D

mobilny stolik zabiegowy na kołach z blatami i szufladami



Polski producent
Polski serwis techniczny



Wyrób medyczny
MDR 2017/745/EU



Darmowa dostawa
na terenie Polski



Deklaracja zgodności
Oznakowanie CE



Mobilny stolik zabiegowy wykonany w całości ze stali lakierowanej proszkowo. Posiada dwa blaty zabiegowe – górny blat na korpusie szuflady z pogłębieniem zabezpieczającym instrumentalium przed zsunieniem się z blatu podczas przetaczania stolika i dolny w formie pogłębionej półki z trzech stron zabezpieczonej relingiem – oraz trzy użytkowe szuflady na akcesoria zabiegowe i obustronne odcinki szyn instrumentalnych do mocowania lub zawieszania innego wyposażenia zabiegowego. Szuflady bez zamków z uchwytyami frontowymi do ich wysuwania i wsuwania. Stelaż stolika zabiegowego wykonany jest z giętego na zimno profilu stalowego z gniazdami kół i uchwytami do przetaczania stolika w obrębie gabinetu lub placówki. Mobilności stolikowi zabiegowemu nadają 4 duże kółka kierunkowe (skrętne) o średnicy 100 mm z wysuniętymi odbojami i oponkami do twardej podłoży nierysującymi powierzchnią. 2 kółka posiadają blokadę jazdy (hamulec postojowy).

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000009262](https://www.epicmed.pl)

PRODUCENT



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

LAKIER PROSZKOWY - kolory

RAL 1015 beżowy	RAL 1018 żółty	RAL 2008 pomarańczowy	RAL 3000 czerwony	RAL 4003 różowy
RAL 5002 granatowy	RAL 5012 niebieski	RAL 5021 morski	RAL 6018 zielony	RAL 7035 szary
RAL 9001 kremowy	RAL 9003 biały	RAL 9006 aluminowy		



DANE TECHNICZNE

Konstrukcja stelaża stolika zabiegowego	stal lakierowana
Stolik zabiegowy w całości ze stali kwasoodpornej	Nie
Wysokość stolika zabiegowego	90 cm
Szerokość stolika zabiegowego	57 cm
Ilość blatów zabiegowych	2 blaty zabiegowe
Materiał blatów zabiegowych	stal lakierowana
Ilość szuflad na akcesoria	3 szuflady
Materiał szuflad na akcesoria	stal lakierowana
Stolik zabiegowy z szafką	Nie
Misy zabiegowe - ilość	1 misa zabiegowa
Misy zabiegowe - materiał	stal kwasoodporna
Misy zabiegowe w standardzie	Nie
Misy zabiegowe opcjonalnie	Tak
Mobilny stolik na kółkach	Tak
Nośność maksymalna stolika [kg]	25
Stelaż stolika - materiał	stal lakierowana proszkowo
Blat zabiegowy (instrumentalny) - materiał	stal lakierowana proszkowo
Blat zabiegowy (instrumentalny) - szerokość [cm]	45
Blat zabiegowy (instrumentalny) - głębokość [cm]	50
Blat zabiegowy (instrumentalny) - maksymalne obciążenie [kg]	5
Szuflada(y) - materiał	stal lakierowana proszkowo
Szuflada - szerokość [cm]	37,5
Szuflada - głębokość [cm]	43
Szuflada - wysokość [cm]	10,5
Szuflada(y) - zamknięcia	opcjonalnie
Szuflada - maksymalne obciążenie [kg]	5
Miski na odpady - ilość	opcjonalnie 1 sztuka
Miski na odpady - pojemność [ml]	250
Miski na odpady - średnica [cm]	22
Miski na odpady - materiał	stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Miski na odpady - maksymalne obciążenie [kg]	2
Podstawa stolika	mobilna na kołach
Kółka - rodzaj	skrętne z odbojami
Kółka - średnica [mm]	100
Kółka - blokowanie	2 koła z blokadą

Szerokość całkowita stolika [cm]	57
Głębokość całkowita stolika [cm]	55
Wysokość całkowita stolika [cm]	90
Waga stolika [kg]	22
Numer katalogowy produktu	STKO-02-S(3)P-45-ST-0000-K8.3
Kod PKWiU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	5904126-STKO/MK
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	klasa I, reguła 1
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	STKO-02 stolik zabiegowy Typ STKO
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na konstrukcję	1 rok
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka paletowa
Rodzaj palety	paleta EUR 1 (120x80 cm) bezzwrotna
Waga przesyłki wraz z paletą (paletami) [kg]	45
Producent wyrobu	[37] TECH-MED Zakład Techniki Medycznej sp. z o.o. ☐ ul. Ernsta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz [Polska] ☎ 52 360 58 50 @ techmed@techmed.com.pl
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[37] PL-MF-000009262
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 52 360 58 50 w. 41 @ reklamacje@techmed.com.pl
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[37] ☎ 58 360 58 50 techmed@techmed.com.pl

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
 GSM/SMS: **533 99 22 01**
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
 E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
 ul. Staromiejska 6/10d
 40-013 Katowice
 NIP 9542784362
 NIP UE: PL9542784362
 REGON 368734116
 KRS 0000703242
 identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24