

## KRG-W

rotor rehabilitacyjny kończyn górnych mechaniczny



Rotor rehabilitacyjny Kinesis KRG-W mechaniczny z ręczną regulacją oporu do aktywnej terapii kończyn górnych poprzez kontrolowany ruch obrotowy z użyciem siły mięśni pacjenta. Niezwykle prosty w budowie i tym samym łatwy w obsłudze rotor rehabilitacyjny sprawdzi się zarówno w placówkach rehabilitacyjnych jak również w warunkach domowych. Wykonany na bazie konstrukcji ze stali lakierowanej proszkowo. Posiada regulację wysokości kolumny z mechanizmem oporowym i osadzony jest na podstawie wyposażonej w podgumowane stopki.

Ten typ rotora rehabilitacyjnego najczęściej stosowany jest do terapii w stanach niedowładów kończyn górnych i w stanach pourazowych, a także w innych stanach o podłożu neurologicznym, reumatologicznym i ortopedycznym. Ćwiczenia z rotorem przyspieszają odbudowę upośledzonej siły mięśniowej kończyn górnych oraz poprawiają krążenie krwi i koordynację ruchową.

Jako wyposażenie dodatkowe do rotora dostępne są rękawice RR do ćwiczeń z rotorem rehabilitacyjnym, których zadaniem jest usztywnienie dłoni i części przedramienia oraz zachowanie ciepłoty w tych partiach ręki.

Producent: BH Kinesis Andrzej Boruta

**KiNESiS**

Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

Kraj producenta	Polska
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarancja - gwarant	gwarantem jest producent wyrobu
Serwis	fabryczny producenta
Rodzaj rotora	mechaniczny
Rodzaj terapii	aktywna
Terapia partii ciała	kończyny górne
Napęd	bez napędu
Regulacja oporu	manualna
Długość [cm]	41
Szerokość [cm]	45
Wysokość [cm]	50
Wyposażenie	opcja dodatkowa: rękawice do ćwiczeń
Montaż	model wolnostojący
Waga rotora [kg]	4

#### Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

#### Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

#### Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: [dk@dkarkadia.pl](mailto:dk@dkarkadia.pl)

<http://dkarkadia.pl>