

## SP.2B1 Przyjaciel

stolik przyłóżkowy z regulacją wysokości i pochylecia blatu



Polski producent  
Polski serwis techniczny



Wyrób medyczny  
MDR 2017/745/EU



Darmowa dostawa  
na terenie Polski



Deklaracja zgodności  
Oznakowanie CE



Profesjonalny stół przyłóżkowy typu "Przyjaciel" z regulacją wysokości i kąta nachylenia blatu do spożywania posiłków przez pacjenta oraz zajęć i zabaw w łóżku medycznym. Stół posiada stabilny, profilowany (pogłębiany) blat wykonany z tworzywa sztucznego ABS. Regulacja wysokości odbywa się ręcznie zaciskiem śrubowym na kolumnie stelaża. Stelaż stolika wykonano na konstrukcji z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na promieniowanie UV i na zarysowania. Podstawa stolika pokryta jest powłoką z tworzywa sztucznego ABS i posiada 4 koła skrętne (kierunkowe) o średnicy 75 mm, z których 2 koła wyposażone są w blokadę jazdy (hamulec postojowy). Wysokość podstawy (12 cm) umożliwia wjazd stolikiem pod każde praktycznie łóżko szpitalne, czy rehabilitacyjne.

Stół przyłóżkowy typu Przyjaciel poprawia komfort pacjenta leżącego w łóżku medycznym pozwalając na samodzielne lub wspomagane przez opiekuna albo personel medyczny spożywanie posiłków w łóżku. Umożliwia też pisanie lub rysowanie w łóżku przez pacjenta albo zabawę w przypadku dzieci. Stoliki przyłóżkowe znajdują zastosowanie na szpitalnych salach chorych oraz w placówkach opiekuńczych i hospicjach, a także w warunkach domowych jako sprzęt pomocny choremu i jego opiekunowi.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-00009262](https://ec.europa.eu/eudamed/)

PRODUCENT

**ZTM  
TECHMED**

Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

### LAKIER PROSZKOWY - kolory

<b>RAL 1015</b> beżowy	<b>RAL 1018</b> żółty	<b>RAL 2008</b> pomarańczowy	<b>RAL 3000</b> czerwony	<b>RAL 4003</b> różowy
<b>RAL 5002</b> granatowy	<b>RAL 5012</b> niebieski	<b>RAL 5021</b> morski	<b>RAL 6018</b> zielony	<b>RAL 7035</b> szary
<b>RAL 9001</b> kremowy	<b>RAL 9003</b> biały	<b>RAL 9006</b> aluminowy		



Blat - rodzaj	1-częściowy pogłębiany
Blat - materiał	tworzywo ABS
Blat - wymiary	730x410 mm
Blat -regulacja wysokości	ręczna 85-130 cm
Blat - regulacja kąta nachylenia	Tak
Stelaż - materiał	stalowy lakierowany
Wysokość podstawy	12,5 cm
Kółka	4 (75 mm)
Blat - długość [mm]	730
Blat - szerokość [mm]	410
Blat - sposób regulacji wysokości	ręcznie zaciskiem śrubowym
Blat - zakres regulacji wysokości [cm]	85-130
Blat - sposób regulacji kąta nachylenia	ręczny
Blat - zakres regulacji kąta nachylenia	od -60° do +60°
Blat - maksymalne obciążenie [kg]	10
Wymiary podstawy [mm]	730x430
Koła - średnica [mm]	75
Koła - blokowanie	2 koła z blokadą jazdy (hamulec postojowy)
Ciężar stolika [kg]	13,5
Numer katalogowy produktu	SP2-ABS3-ABS3-R-K6.3
Kod PKWiU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	5904126-SP/VH
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	klasa I, reguła 1
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	SP-2 stolik przyłóżkowy serii SP
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	1 rok

Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	15
Producent wyrobu	[37] TECH-MED Zakład Techniki Medycznej sp. z o.o. * ul. Ernsta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz [Polska] ☎ 52 360 58 50 @ techmed@techmed.com.pl
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[37] PL-MF-000009262
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 52 360 58 50 w. 41 @ reklamacje@techmed.com.pl
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[36] ☎ 13 464 44 49   biuro@wstech.eu

#### Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym  
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)  
 GSM/SMS: **533 99 22 01**  
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)  
 E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)  
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.  
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

#### Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.  
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.  
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.  
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.  
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

#### Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.  
 ul. Staromiejska 6/10d  
 40-013 Katowice  
 NIP 9542784362  
 NIP UE: PL9542784362  
 REGON 368734116  
 KRS 0000703242  
 Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000  
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24