




## WD7A

## szafka przyłóżkowa pacjenta jednostronna z wnęką na butelki

Polski producent  
Polski serwis technicznyWyrób medyczny  
MDR 2017/745/EUDarmowa dostawa  
na terenie PolskiDeklaracja zgodności  
Oznakowanie CE

## LAKIER PROSZKOWY - kolory

RAL 1015  
beżowyRAL 1018  
żółtyRAL 2008  
pomarańczowyRAL 3000  
czerwonyRAL 4003  
różowyRAL 5002  
granatowyRAL 5012  
niebieskiRAL 5021  
morskiRAL 6018  
zielonyRAL 7035  
szaryRAL 9001  
kremowyRAL 9003  
białyRAL 9006  
aluminiowy

Szpitalna szafka przyłóżkowa pacjenta, jednostronna, wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na lakierowanym proszkowo stelażu stalowym. Posiada blat wykonany z płyty HPL i wysuwaną szufladę oraz część dolną z drzwiczkami i boczną wnęką na butelki z napojami wykonaną z białego tworzywa sztucznego ABS. Szafka pacjenta oparta jest na podstawie wyposażonej w 4 kółka kierunkowe (skrętne) o średnicy 55 mm w kolorze białym w obudowie z tworzywa sztucznego. Kółka posiadają bieżnik nie rysujący podłogi. 2 kółka wyposażone są w blokadę jazdy (hamulec postojowy).

## Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000009262](https://www.pl-mf-000009262)

## PRODUCENT



## Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



# DANE PRODUKTU

Typ szafki przyłóżkowej	<b>jednostronna</b>
Konstrukcja szafki	<b>stal lakierowana</b>
Wysokość szafki [cm]	<b>86</b>
Szerokość szafki [cm]	<b>52,5</b>
Głębokość szafki [cm]	<b>46</b>
Błat górny szafki	<b>plaski - płyta HPL</b>
Błat boczny szafki	<b>bez blatu bocznego</b>
Kosz lub wnęka na butelki	<b>Tak</b>
Półka lub kosz na obuwie	<b>Nie</b>
Szafka przyłóżkowa na kółkach	<b>Tak</b>
Błat górny - materiał	<b>wodoodporna płyta HPL laminowana</b>
Błat górny - wymiary [mm]	<b>525x460</b>
Szuflada szafki - materiał	<b>stal lakierowana proszkowo</b>
Szuflada szafki - wymiary [mm]	<b>350x280x105 (S x G x H)</b>
Szafka - materiał	<b>stal lakierowana proszkowo</b>
Szafka - wymiary korpusu [mm]	<b>380x430x475 (S x G x H)</b>
Podstawa szafki - materiał	<b>stal lakierowana proszkowo</b>
Kółka - średnica [mm]	<b>55</b>
Kółka - blokowanie	<b>2 kółka z blokadą jazdy (hamulec)</b>
Wnęka na butelki - materiał	<b>tworzywo sztuczne ABS</b>
Ciężar szafki [kg]	<b>22</b>
Numer katalogowy produktu	<b>WD3-1-B(HPL3)SD-0000-K4.3</b>
Kod PKWiU	<b>32.50.30.0</b>
Kod CN	<b>9018 90 84</b>
Certyfikacja produktu	<b>CE/MDD/MDR</b>
Dokument certyfikacji produktu	<b>deklaracja zgodności</b>
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	<b>wyrób medyczny</b>
Kod Basic UDI-DI	<b>5904126-WD/UZ</b>
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	<b>klasa I, reguła 1</b>
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	<b>Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych</b>
Nazwa zgłoszona do organu	<b>WD7 szafka przyłóżkowa serii WD</b>
Stawka podatku VAT na produkt	<b>8%</b>

Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	<b>art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)</b>
Gwarancja ogólna	<b>1 rok</b>
Gwarant udzielający gwarancji	<b>producent wyrobu / produktu</b>
Rodzaj przesyłki z produktem	<b>przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)</b>
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	<b>25</b>
Producent wyrobu	<b>[37] TECH-MED Zakład Techniki Medycznej sp. z o.o. * ul. Ernsta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz [Polska] ☎ 52 360 58 50 @ techmed@techmed.com.pl</b>
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	<b>[37] PL-MF-000009262</b>
Serwis techniczny w Polsce	<b>fabryczny producenta</b>
Serwis techniczny - kontakt	<b>☎ 52 360 58 50 w. 41 @ reklamacje@techmed.com.pl</b>
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	<b>producent wyrobu medycznego (dane powyżej)</b>
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	<b>producent (dane powyżej)</b>
Zgłaszanie incydentów medycznych	<b>[36] ☎ 13 464 44 49   biuro@wstech.eu</b>

## Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym  
Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)  
GSM/SMS: **533 99 22 01**  
Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)  
E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)  
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.  
Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

## Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.  
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.  
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.  
Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.  
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

## Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.  
ul. Staromiejska 6/10d  
40-013 Katowice  
NIP 9542784362  
NIP UE: PL9542784362  
REGON 368734116  
KRS 0000703242  
Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000  
e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24