

T/ZP

tor z przeszkodami do nauki i reedukacji
chodzenia

Tor z przeszkodami Kinesis T/ZP jest sprzętem rehabilitacyjnym stosowanym w terapii i reedukacji chodu u osób, które z różnych przyczyn utraciły zdolność chodzenia. Dostępne w urządzeniu zakresy regulacji wysokości i szerokości poręczy pozwalają na prowadzenie terapii chodzenia zarówno u osób dorosłych jak i u dzieci. Tor umożliwia stopniowanie poziomu trudności ćwiczeń rehabilitacyjnych poprzez ustawianie wysokości i gęstości przeszkód na torze. Rehabilitacja przy użyciu tego sprzętu terapeutycznego pozwala korygować dysfunkcje kończyn dolnych, w tym ich wady rozwojowe, oraz w przypadku osób po urazach reedukować umiejętność chodzenia.

Konstrukcja i poręcze toru T/ZP do nauki chodzenia zostały wykonane z zamkniętych profili stalowych lakierowanych proszkowo. Ścianki z otworami i ścieżkę toru wykonano z płyt drewnianych (sklejki), przekładane drążki poprzeczne wykonano z litego drewna liściastego.

Tor do nauki chodzenia T/ZP jest wyrobem medycznym, zgodnie z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych i w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, zgłoszonym do Rejestru Wyrobów Medycznych prowadzonego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, wyposażonym w deklarację zgodności producenta i opatrzonym znakiem CE.

Producent: BH Kinesis Andrzej Boruta

KINESIS

Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

Kraj producenta	Polska
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarancja - gwarant	gwarantem jest producent wyrobu
Serwis	fabryczny producenta
Nr katalogowy wyrobu u producenta	TIZP
Rodzaj sprzętu do terapii chodu	tor z poręczami
Długość całkowita [cm]	300
Szerokość całkowita [cm]	140
Wysokość całkowita [cm]	110
Dopuszczalne maksymalne obciążenie [kg]	150
Waga urządzenia [kg]	62
Poręcze - konstrukcja	stal lakierowana proszkowo
Poręcze - zakres regulacji długości [cm]	bez regulacji
Poręcze - zakres regulacji szerokości [cm]	32-125
Poręcze - zakres regulacji wysokości [cm]	63-104
Tor - konstrukcja	sklejka i drewno liściaste
Tor - wyposażenie	system otworów i drążków do stopniowania trudności ćwiczeń
Rozstaw otworów w pionie [od poziomu podłogi toru]	6 cm 9 cm 33 cm

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>