

SP.2A1 Przyjaciel

stolik przyłóżkowy z regulacją wysokości



Polski producent
Polski serwis techniczny



Wyrób medyczny
MDR 2017/745/EU



Darmowa dostawa
na terenie Polski



Deklaracja zgodności
Oznakowanie CE



LAKIER PROSZKOWY - kolory



Profesjonalny stół przyłóżkowy typu "Przyjaciel" z regulacją wysokości nieruchomego blatu do spożywania posiłków przez pacjenta oraz zajęć i zabaw w łóżku medycznym. Stół posiada stabilny, profilowany (pogłębiony) blat wykonany z tworzywa sztucznego ABS. Regulacja wysokości odbywa się ręcznie zaciskiem śrubowym na kolumnie stelaża. Stelaż stolika wykonano na konstrukcji z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na promieniowanie UV i na zarysowania. Podstawa stolika pokryta jest powłoką z tworzywa sztucznego ABS i posiada 4 koła skrętne (kierunkowe) o średnicy 75 mm, z których 2 koła wyposażone są w blokadę jazdy (hamulec postojowy). Wysokość podstawy (12,5 cm) umożliwia wjazd stolikiem pod każde praktycznie łóżko szpitalne, czy rehabilitacyjne.

Stół przyłóżkowy typu Przyjaciel poprawia komfort pacjenta leżącego w łóżku medycznym pozwalając na samodzielne lub wspomagane przez opiekuna albo personel medyczny spożywanie posiłków w łóżku. Umożliwia też pisanie lub rysowanie w łóżku przez pacjenta albo zabawę w przypadku dzieci. Stołki przyłóżkowe znajdują zastosowanie na szpitalnych salach chorych oraz w placówkach opiekuńczych i hospicjach, a także w warunkach domowych jako sprzęt pomocny choremu i jego opiekunowi.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-00009262](https://ec.europa.eu/eudamed/)

PRODUCENT



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



Blat - rodzaj	1-częściowy pogłębiany
Blat - materiał	tworzywo ABS
Blat - wymiary	730x410 mm
Blat -regulacja wysokości	ręczna 85-130 cm
Blat - regulacja kąta nachylenia	Nie
Stelaż - materiał	stalowy lakierowany
Wysokość podstawy	12,5 cm
Kółka	4 (75 mm)
Blat - długość [mm]	730
Blat - szerokość [mm]	410
Blat - sposób regulacji wysokości	ręcznie zaciskiem śrubowym
Blat - zakres regulacji wysokości [cm]	85-130
Blat - maksymalne obciążenie [kg]	10
Wymiary podstawy [mm]	730x430
Koła - średnica [mm]	75
Koła - blokowanie	2 koła z blokadą jazdy (hamulec postojowy)
Ciężar stolika [kg]	13,5
Numer katalogowy produktu	SP1-ABS3-ABS3-R-K6.3
Kod PKWiU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	5904126-SP/VH
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	klasa I, reguła 1
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	SP-2 stolik przyłóżkowy serii SP
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)

Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	15
Producent wyrobu	[37] TECH-MED Zakład Techniki Medycznej sp. z o.o. ul. Ernsta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz [Polska] ☎ 52 360 58 50 @ techmed@techmed.com.pl
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[37] PL-MF-000009262
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 52 360 58 50 w. 41 @ reklamacje@techmed.com.pl
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[36] ☎ 13 464 44 49 biuro@wstech.eu

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
 GSM/SMS: **533 99 22 01**
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
 E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowi reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
 ul. Staromiejska 6/10d
 40-013 Katowice
 NIP 9542784362
 NIP UE: PL9542784362
 REGON 368734116
 KRS 0000703242
 Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24