

Donna.195

kozetka lekarska 2-częściowa składana



Polski producent
Polski serwis techniczny



Wyrób medyczny
MDR 2017/745/EU




Darmowa dostawa
na terenie Polski



Deklaracja zgodności
Oznakowanie CE



Maksymalna waga
pacjenta



Składana kozetka lekarska ze skokową regulacją wysokości przy pomocy zacisków śrubowych na nogach kozetki. Wykonana na stabilnej konstrukcji z lakierowanych proszkowo profili stalowych. Kozetka posiada 2-częściowe leże wypełnione elastyczną pianką PU z regulowanym zagłówkiem wyposażonym w otwór do oddychania z zatyczką. W tylnej części leża wyposażona jest w podłużny otwór do stabilizacji wraz z zatyczką. Leże pokryte jest bezszwową tapicerką z atestowanego i zmywalnego materiału skóropodobnego (paleta Standard Line) lub winylowego (paleta Exclusive Line). Wzdłuż leża znajdują się obustronne relingi do pasów stabilizujących pacjenta. W opcjach wyposażenia dodatkowego kozetkę za dopłatą można doposażyć w uchwyt na podkłady higieniczne w rolce o szerokości 70 cm.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

PL-MF-000035501

PRODUCENT



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



Leże kozetki lekarskiej	2-częściowe
Kozetka niemagnetyczna do MR	Nie
Kozetka składana do transportu	Tak
Kozetka przysięnna (składana do ściany)	Nie
Regulowany zagłówek	Tak
Otwór w leżu do badań kardiologicznych	Nie
Podłokietniki w standardzie	Nie
Podłokietniki opcjonalnie	Nie
Sekcja podnóżka	Nie
Sekcja podnóżka z regulacją	Nie
Materiał ramy dolnej kozetki	stal lakierowana
Długość całkowita kozetki	195 cm
Szerokość całkowita kozetki	69 cm
Skokowa regulacja wysokości kozetki	Tak
Wysokość całkowita kozetki	55-80 cm
Dopuszczalne obciążenie kozetki	200 kg
Kozetka z barierkami bocznymi	Nie
Relingi do pasów stabilizujących	Nie
Uchwyt na podkłady w standardzie	Nie
Uchwyt na podkłady opcjonalnie	Tak
Koła w standardzie	Nie
Koła opcjonalnie	Nie
Usługa wniesienia kozetki do lokalu	niedostępna
Materiał ramy dolnej - szczegóły	zamknięte profile stalowe lakierowane proszkowo
Sposób regulacji wysokości leża	skokowa zaciskami śrubowymi na nogach kozetki
Zakresy skokowej regulacji wysokości	55-80
Sekcja zagłówka	tapicerowana
Sekcja zagłówka - sposób regulacji	skokowa (rastomat)
Sekcja zagłówka - zakres regulacji	0-35°
Otwór w zagłówku	otwór na twarz
Zaślepka otworu w zagłówku	w standardzie
Otwory w leżu	otwór w tylnej części leża
Zaślepki otworów w leżu	w standardzie
Wieszak na podkłady higieniczne	opcjonalnie
Wieszak na podkłady higieniczne - pojemność	1 rolka o szerokości 60 cm

Wieszak na podkłady higieniczne - szerokość [cm]	70
Długość sekcji zagłówka [cm]	60
Długość sekcji łóżwiowo-nożnej [cm]	133
Waga kozetki [kg]	36,5
Numer katalogowy produktu	DONNA 195
Kod PKWiU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	590401370kozmetG4
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	Klasa I, reguła 1
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	DONNA 195 kozetka lekarska metalowa
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na konstrukcję	2 lata
Gwarancja na tapicerkę standardową	1 rok
Gwarancja na tapicerkę premium	1 rok
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka gabarytowo ponadnormatywna - waga powyżej 30kg
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	39
Producent wyrobu	[38] Ziółkowski JUVENTAS S.K.A. - Srogów Górny 172, 38-507 Jurowce [Polska] ☎13 463 80 35 @ biuro@juventas.pl
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[38] PL-MF-000035501
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 13 463 80 35 @ reklamacje@juventas.pl
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[38] ☎ 881 090 520 michal@juventas.pl

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
 GSM/SMS: **533 99 22 01**
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
 E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
 ul. Staromiejska 6/10d
 40-013 Katowice
 NIP 9542784362
 NIP UE: PL9542784362
 REGON 368734116
 KRS 0000703242
 identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24