

## MB3.H8A

### zabiegowy wózek oddziałowy z wyposażeniem



Polski producent  
Polski serwis techniczny



Wyrób medyczny  
MDR 2017/745/EU



Darmowa dostawa  
na terenie Polski



Deklaracja zgodności  
Oznakowanie CE



Oddziałowy wózek szpitalny z trzema profilowanymi (pogłębionymi) blatami zabiegowo-instrumentalnymi wykonanymi z wytrzymałego i lekkiego tworzywa ABS oraz z stalowym koszykiem lakierowanym proszkowo na akcesoria i stalowym uchwytem do zawieszenia worka na odpady lub brudną bieliznę o pojemności 100-120 litrów. Uchylna pokrywa worka z tworzywa ABS. Pogłębienie blatów zabezpiecza instrumentarium przed zsunieniem się z blatu podczas przetaczania wózka. Stelaż wózka oddziałowego wykonany jest z lekkich profili aluminiowych lakierowanych proszkowo. Stelaż umożliwia regulację rozstawu elementów w osi pionowej, co umożliwia zastosowanie wózka do akcesoriów zabiegowych i narzędzi medycznych o większych gabarytach. Podstawa wykonana jest z profili stalowych z estetyczną nakładką wykonaną z tworzywa sztucznego ABS. Cięższa podstawa stalowa nadaje stabilności całej konstrukcji wózka poprzez obniżenie jego środka ciężkości. W podstawie znajdują się 4 kółka kierunkowe (skrętne) o średnicy 75 mm w obudowie z białego tworzywa sztucznego z oponkami nie rysującymi twardych podłoży. Dwa kółka posiadają blokadę jazdy (hamulec postojowy). Uzupełnieniem konstrukcji wózka oddziałowego jest praktyczny uchwyt do jego przetaczania w obrębie oddziału szpitalnego i placówki.

W aluminiowym stelażu wózka oddziałowego znajdują się zewnętrzne i wewnętrzne kanały montażowe. Kanały wewnętrzne umożliwiają regulację położenia blatów zawieszonych na stelażu, a kanały zewnętrzne służą do montowania wyposażenia dodatkowego, jak również w przyszłości także doposażenia wózka w szereg dodatkowych akcesoriów pomocnych przy zabiegach i montowanych do stelaża za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów i przeróbek. Kanały montażowe zaślepienie są maskownicami z tworzywa sztucznego stanowiącymi element dekoracyjny wózka oddziałowego i zapobiegają zbieraniu się brudu w kanałach montażowych.

#### Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-00009262](mailto:PL-MF-00009262)

#### PRODUCENT



#### Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

#### LAKIER PROSZKOWY - kolory



# DANE TECHNICZNE

|  |   |
|--|---|
| Przeznaczenie wózka oddziałowego                 | <b>procedury medyczne</b>   |
| Konstrukcja wózka oddziałowego                   | <b>stal + aluminium lakierowane</b>   |
| Wysokość wózka                                   | <b>88 cm</b>  |
| Szerokość wózka                                  | <b>102 cm</b>   |
| Wózek z białem/białami zabiegowymi               | <b>Tak</b>  |
| Błaty zabiegowo-instrumentalne                   | <b>3 białe tworzywo ABS</b>   |
| Wózek z tacą/tacami instrumentalnymi             | <b>Nie</b>  |
| Wózek z szufladą/szufladami                      | <b>Nie</b>  |
| Wózek z półką/półkami koszowymi                  | <b>Nie</b>  |
| Wózek z misami zabiegowymi                       | <b>Nie</b>  |
| Wózek z kuwetami                                 | <b>Nie</b>  |
| Wózek z uchwytem worka na odpady 100-120L        | <b>Tak</b>  |
| Wózek w całości ze stali kwasoodpornej           | <b>Nie</b>  |
| Wózek mobilny na kółkach                         | <b>Tak</b>  |
| Nośność maksymalna wózka [kg]                    | <b>35</b>   |
| Stelaż wózka - materiał                          | <b>aluminium lakierowane proszkowo</b>  |
| Biał(y) zabiegowe (instrumentalne) - materiał    | <b>tworzywo sztuczne ABS</b>  |
| Biał zabiegowe (instrumentalne) - długość [cm]   | <b>górny 74 cm   dolne 65,5</b>   |
| Biał zabiegowe (instrumentalne) - szerokość [cm] | <b>41</b>   |
| Biał - maksymalne obciążenie [kg]                | <b>10</b>   |
| Uchwyt worka na odpady - rodzaj                  | <b>z pokrywą i podstawą</b>   |
| Uchwyt worka na odpady - materiał pokrywy        | <b>tworzywo ABS</b>   |
| Uchwyt worka na odpady - materiał podstawy       | <b>stal lakierowana proszkowo</b>   |
| Podstawa wózka - materiał                        | <b>stal pokryta tworzywem ABS</b>   |
| Kółka - rodzaj                                   | <b>4 kółka skrętne w obudowie z tworzywa ABS</b>  |
| Kółka - średnica [mm]                            | <b>75</b>   |
| Kółka - blokowanie                               | <b>2 koła z blokadą jazdy</b>   |
| Szerokość całkowita wózka [cm]                   | <b>102</b>  |
| Głębokość całkowita wózka [cm]                   | <b>45,5</b>   |
| Wysokość całkowita wózka [cm]                    | <b>88</b>   |
| Ciążar wózka bez wyposażenia dodatkowego [kg]    | <b>20</b>   |
| Numer katalogowy produktu                        | <b>H-03-B2P-ABS3-0000-K6.3-W   STW2.01.ST.9003.ABS3-75   KR2,(295)x95x85.ST.0000-75</b> |
| Kod PKWiU  | <b>32.50.30.0</b>   |
| Kod CN   | <b>9018 90 84</b>   |
| Certyfikacja produktu                            | <b>CE/MDD/MDR</b>   |

|   |  |
|---|--|
| Dokument certyfikacji produktu  | <b>deklaracja zgodności</b>  |
| Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR  | <b>wyrób medyczny</b>  |
| Kod Basic UDI-DI  | <b>5904126-MB3/FS</b>  |
| Klasa ryzyka wyrobu medycznego  | <b>klasa I, reguła 1</b>   |
| Organ zgłoszenia wyrobu medycznego  | <b>Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych</b>   |
| Nazwa zgłoszona do organu   | <b>H-08 stoлик oddziałowy wielofunkcyjny serii MB-3 Typ H</b>  |
| Stawka podatku VAT na produkt   | <b>8%</b>  |
| Podstawa prawna obniżonej stawki VAT  | <b>art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)</b>  |
| Gwarancja ogólna  | <b>1 rok</b>   |
| Gwarant udzielający gwarancji   | <b>producent wyrobu / produktu</b>   |
| Rodzaj przesyłki z produktem  | <b>przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)</b>   |
| Waga przesyłki z opakowaniem [kg]   | <b>22</b>  |
| Producent wyrobu  | <b>[37] TECH-MED Zakład Techniki Medycznej sp. z o.o. ul. Ernsta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz [Polska] ☎ 52 360 58 50 @ techmed@techmed.com.pl</b> |
| SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej                   | <b>[37] PL-MF-000009262</b>  |
| Serwis techniczny w Polsce  | <b>fabryczny producenta</b>  |
| Serwis techniczny - kontakt   | <b>☎ 52 360 58 50 w. 41 @ reklamacje@techmed.com.pl</b>  |
| Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce | <b>producent wyrobu medycznego (dane powyżej)</b>  |
| Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu                           | <b>producent (dane powyżej)</b>  |
| Zgłaszanie incydentów medycznych  | <b>[37] ☎ 58 360 58 50   techmed@techmed.com.pl</b>  |

## Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym  
Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)  
GSM/SMS: **533 99 22 01**  
Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)  
E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)  
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.  
Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

## Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.  
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.  
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.  
Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.  
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

## Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.  
ul. Staromiejska 6/10d  
40-013 Katowice  
NIP 9542784362  
NIP UE: PL9542784362  
REGON 368734116  
KRS 0000703242  
Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000  
e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24