

Norma.IIAk



szeroka kozetka lekarska 3-częściowa na kółkach


 Polski producent
Polski serwis techniczny

 Wyrób medyczny
MDR 2017/745/EU

 Darmowa dostawa
na terenie Polski

 Deklaracja zgodności
Oznakowanie CE

 Maksymalna waga
pacjenta


Mobilna, szeroka kozetka lekarska o stałej wysokości 55cm wykonana na stabilnej konstrukcji z lakierowanych proszkowo profili stalowych. Kozetka posiada 3-częściowe leże wypełnione elastyczną pianką PU z regulowanym w zakresie +/- zagłówkiem wyposażonym w otwór do oddychania z zatyczką oraz z podnoszonym podnóżkiem. Leże pokryte jest bezszwową tapicerką z atestowanego i zmywalnego materiału skóropodobnego (paleta Standard Line) lub winylowego (paleta Exclusive Line). Kozetka wyposażona jest w 4 kółka kierunkowe (skrętne) o średnicy 50 mm z hamulcem (blokadą jazdy) nadające kozetce mobilności w obrębie gabinetu i placówki. W opcjach wyposażenia dodatkowego kozetkę za dopłatą można doposażyć w uchwyt na podkłady higieniczne w rolce o szerokości 70 cm i w praktyczną półkę pod leżem na akcesoria oraz w odboje ochronne na nogach kozetki.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000035501](https://ec.europa.eu/eudamed/)
PRODUCENT

Autoryzowany dystrybutor producenta
EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

 Email: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



1 biały	4 zielony ciemny	5 błękitny	6 niebieski	7 beżowy
8 złoty	9 zielony jasny	10 niebieski jasny	11 pomarańczowy jasny	12 bordowy
13 czerwony	15 pomarańczowy	16 beżowy jasny	17 morski	18 czarny
19 żółty	20 szary	21 zielony trawiasty	22 brązowy ciemny	23 różowy
24 fioletowy	25 limonka	26 patyna miedzi	TAPICERKA paleta STANDARD Line	

DANE PRODUKTU

Leże kozetki lekarskiej	3-częściowe
Kozetka niemagnetyczna do MR	Nie
Kozetka składana do transportu	Nie
Kozetka przysięciana (składana do ściany)	Nie
Regulowany zagłówek	Tak
Otwór w leżu do badań kardiologicznych	Nie
Podłokietniki w standardzie	Nie
Podłokietniki opcjonalnie	Nie
Sekcja podnóżka	Nie
Sekcja podnóżka z regulacją	Tak
Materiał ramy dolnej kozetki	stal lakierowana
Długość całkowita kozetki	185 cm
Szerokość całkowita kozetki	70 cm
Skokowa regulacja wysokości kozetki	Nie
Wysokość całkowita kozetki	55 cm
Dopuszczalne obciążenie kozetki	200 kg
Kozetka z barierkami bocznymi	Nie
Relingi do pasów stabilizujących	Nie
Uchwyt na podkłady w standardzie	Nie
Uchwyt na podkłady opcjonalnie	Tak
Koła w standardzie	Tak
Koła opcjonalnie	Nie
Usługa wniesienia kozetki do lokalu	niedostępna
Materiał ramy dolnej - szczegóły	rukry stalowe lakierowane proszkowo
Sekcja zagłówek	tapicerowana
Sekcja zagłówek - sposób regulacji	skokowa (rastomat)
Sekcja zagłówek - zakres regulacji	-60° do +45°
Otwór w zagłówku	otwór na twarz
Zaślepka otworu w zagłówku	w standardzie
Półka pod leżem	opcjonalnie
Sekcja podnóżka	tapicerowana
Sekcja podnóżka - sposób regulacji	skokowa (rastomat)
Sekcja podnóżka - zakres regulacji	0-45°
Wieszak na podkłady higieniczne	opcjonalnie
Wieszak na podkłady higieniczne - pojemność	1 rolka o szerokości 60 cm
Wieszak na podkłady higieniczne - szerokość [cm]	70
Koła	skrótnie (kierunkowe)

Koła - średnica [mm]	50
Koła - blokowanie	blokada jazdy (hamulec postojowy)
Długość sekcji zagłówek [cm]	40
Długość sekcji środkowej [cm]	70
Długość sekcji podnóżka [cm]	71
Waga kozetki [kg]	34,5
Numer katalogowy produktu	NORMA II A+K
Kod PKWiU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektywy MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	590401370kozmetG4
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	Klasa I, reguła 1
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	Norma II A kozetka lekarska metalowa
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na konstrukcję	2 lata
Gwarancja na tapicerkę standardową	1 rok
Gwarancja na tapicerkę premium	1 rok
Gwarancja na akcesoria	1 rok
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka gabarytowo ponadnormatywna - waga powyżej 30kg
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	37
Producent wyrobu	[38] Ziółkowski JUVENTAS S.K.A. ☎ Srogów Górny 172, 38-507 Jurowce [Polska] ☎13 463 80 35 @ biuro@juventas.pl
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[38] PL-MF-000035501
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 13 463 80 35 @ reklamacje@juventas.pl
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[38] ☎ 881 090 520 michal@juventas.pl

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
GSM/SMS: **533 99 22 01**
Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
ul. Staromiejska 6/10d
40-013 Katowice
NIP 9542784362
NIP UE: PL9542784362
REGON 368734116
KRS 0000703242
identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24