

AsCARD Grey 07.205

elektrokardiograf 12-kanałowy



Polski producent
Polski serwis techniczny




Wyrób medyczny
MDR 2017/745/EU



Darmowa dostawa
na terenie Polski



Deklaracja zgodności
Oznakowanie CE



Prosty w obsłudze, wysokiej klasy 12-kanałowy elektrokardiograf wykonany w oparciu o nowoczesne technologie mikroprocesorowe. Aparat umożliwia wykonywanie elektrokardiogramów w pełnym zakresie 12 odprowadzeń u dorosłych pacjentów i u dzieci (elektrody pediatryczne dostępne opcjonalnie).

Elektrokardiograf oferuje manualny, automatyczny i mieszany (automatyczny) tryb rejestracji zapisu EKG. Posiada ekran dotykowy LCD TFT 7" i alfanumeryczną klawiaturę z przyciskami funkcyjnymi oraz wbudowaną drukarkę termiczną (papier 112 mm) z głowicą wysokiej rozdzielczości i akumulator pozwalający na wykonanie do 130 badań bez zasilania z sieci. Wyposażony jest w szereg przydatnych funkcji, między innymi w moduł automatycznej analizy i interpretacji elektrokardiogramu oraz bazę danych pamięci do 1000 badań i do 1000 pacjentów. Z nowych funkcji wersji 07.205 warto wskazać tryb LONG zapisu EKG oraz zapis wsteczny, a także 2 dodatkowe prędkości zapisu EKG i wydruki dodatkowych odprowadzeń rytmów.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000018796](https://www.pl-mf-000018796.com)

PRODUCENT
ASPEL
SPRZĘT MEDYCZNY

Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



DANE PRODUKTU

Zastosowanie w dziedzinie	medycyna
Seria aparatu EKG	AsCard Grey
EKG ilość kanałów	12 kanałowy
EKG ilość odprowadzeń	12 odprowadzeń
Analiza i interpretacja wyników	Tak
Pulsoksymetr w zestawie	Nie
EKG ekran / wyświetlacz	LCD TFT dotykowy 7"
Klawiatura w aparacie EKG	alfanumeryczna i funkcyjna
Zasilanie aparatu EKG	sieć i akumulator
Porty (gniazda) aparatu EKG	USB Ethernet
Komunikacja Wi-Fi	Nie
Protokół HL7	Nie
Drukarka wewnętrzna EKG	termiczna EKG 112 mm
Drukarka zewnętrzna EKG	brak w zestawie (jest port drukarki)
Wózek do aparatu EKG	dostępny opcjonalnie
Częstotliwość próbkowania jednego kanału [Hz/s]	8000
Aparat EKG - tryb rejestracji	ręczny, automatyczny lub AUTOMANUAL
Aparat EKG - tryb automatyczny	badanie automatyczne z wydrukiem danych pacjenta i danych gabineetu
Drukarka wewnętrzna - szczegóły	termiczna z głowicą wysokiej rozdzielczości na papier w rolkach 112 mm
Drukarka wewnętrzna - tryb wydruku	wydruk 3, 6 lub 12 kanałów
Drukarka wewnętrzna - opcje wydruku	prezentacja na wyświetlaczu i wydruk 3, 6 lub 12 przebiegów EKG w układzie standardowym lub Cabrera
Zapis EKG - czułość zapisu	2,5/5/10/20 mm/mV
Zapis EKG - prędkość zapisu	5/6,25/10/12,5/25/50 mm/s
Zapis EKG - tryb LONG	1-15 minut
Filtr zakłóceń sieciowych	50 Hz 60 Hz (cyfrowa filtracja)
Filtr zakłóceń mięśniowych	25 Hz 35 Hz 45 Hz (cyfrowa filtracja)
Filtr izolinii	0,15 Hz 0,45 Hz 0,75 Hz 1,5 Hz (cyfrowy filtr pływania izolinii)
Funkcje EKG - moduł analityczny	moduł automatycznej analizy i interpretacji
Funkcje EKG - detekcja QRS	automatyczna detekcja zespołów QRS
Funkcje EKG - zapis wsteczny	1-30 sekund
Funkcje EKG - detekcja HR	ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu
Funkcje EKG - prezentacja krzywych	w układzie standardowym lub Cabrera
Funkcje EKG - detekcja częstości akcji serca	wybór dowolnego kanału do detekcji częstości akcji serca
Funkcje EKG - detekcja pobudzeń	sygnalizacja dźwiękowa
Funkcje EKG - detekcja stymulatora serca	tak
Funkcje EKG - inne funkcje	aparat przystosowany do bezpośredniej pracy na otwartym sercu
Funkcje EKG - detekcja odpięcia elektrody	niezależna dla każdej elektrody
Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym	tak
Ekran aparatu EKG - typ	ekran dotykowy LCD TFT WVGA 800x480
Ekran aparatu EKG - przekątna	7"
Ekran aparatu EKG - funkcje	prezentacja na wyświetlaczu 3, 6 lub 12 przebiegów EKG graficzne menu wyświetlane na ekranie umożliwiające łatwą

Pamięć aparatu EKG	obsługę za pomocą klawiatury
Archiwizacja danych	baza danych pamięci 1000 badań i 1000 pacjentów
Klawiatura aparatu EKG- rodzaj	archiwizacja EDM (Elektroniczna Dokumentacja Medyczna)
Komunikacja - USB	membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi
Komunikacja - Wi-Fi	port USB Device do podłączenia z komputerem 2 porty USB Host (drukarka zewnętrzna, pamięć Flash, etc.)
Komunikacja - Ethernet (LAN)	nie
Komunikacja - funkcje	port Ethernet (UTP Patchcord) do podłączenia sieci Internet
Menu aparatu EKG	eksport badań PDF, SCP, CardioTEKA (.a01) i AseCG-XML zapis badań do pamięci USB EKG-M@L wysyłanie badań EKG na e-mail lub inny aparat
Zasilanie sieciowe	menu wyświetlane na ekranie w języku polskim lub angielskim
Zasilanie akumulatorowe	AC 100-230 V 50/60 Hz
Szerokość aparatu [cm]	wbudowany akumulator do 130 badań automatycznych na akumulatorze sygnalizacja stanu naładowania
Głębokość aparatu [cm]	25,8
Wysokość aparatu [cm]	19,9
Waga aparatu[kg]	5
Numer katalogowy produktu	1,3
Kod PKWU	07-101-0222
Kod CN	26.60.12.0
Certyfikacja produktu	9018 11 00
Dokument certyfikacji produktu	CE/MD/MDR
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	deklaracja zgodności
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	wyrób medyczny
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	klasa IIa, reguła 10
Stawka podatku VAT na produkt	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	8%
Gwarancja ogólna	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarant udzielający gwarancji	2 lata
Gwarancja na aparat	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na akcesoria	2 lata
Rodzaj przesyłki z produktem	6 miesięcy
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Producent wyrobu	3
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[2] ASPEL S.A. ☎ os. H. Sieniewicza 33; 32-080 Zabierzów [Polska]☎12 285 22 22 @ esklep@aspel.com.pl
Serwis techniczny w Polsce	[2] PL-MF-000016796
Serwis techniczny - kontakt	krajowa sieć serwisowa producenta
Zdalna pomoc techniczna	☎ 694 423 953 https://aspel.com.pl/serwis,47 @ serwis@aspel.com.pl
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	☎ 694 423 953 ☎ 7:00 - 15:00 @ serwis@aspel.com.pl
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	producent (dane powyżej)
	[2] ☎ 508 295 181 eudamed@aspel.com.pl

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
 GSM/SMS: **533 99 22 01**
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
 E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
 ul. Staromiejska 6/10d
 40-013 Katowice
 NIP 9542784362
 NIP UE: PL9542784362
 REGON 368734116
 KRS 0000703242
 identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24