

## MR-03A

materac rehabilitacyjny do ćwiczeń 3-częściowy 195x85x5cm składany



Polski producent  
Polski serwis techniczny



Wyrób medyczny  
MDR 2017/745/EU



Darmowa dostawa  
na terenie Polski



Deklaracja zgodności  
Oznakowanie CE



S01 niebieski	S02 błękitny	S03 zielony	S04 zielony jasny	S05 pomarańczowy jasny
S06 czerwony	S07 różowy	S08 fioletowy	S09 ecru	S10 pomarańczowy
S11 biały beskidzki	S12 szary	S13 morski	S14 pistacjowy limonka	S15 beżowy
S16 czarny	S17 żółty	S18 brązowy		

**TAPICERKA paleta STANDARD**

Trzyczęściowy materac rehabilitacyjny o wymiarach 195x85x5 cm składany do przechowywania, wypełniony elastyczną a zarazem twardą pianką poliuretanową o podwyższonej odporności na odkształcenia. Materac rehabilitacyjny obszyty jest atestowanym materiałem skóropodobnym z palety Standard. Tapicerka nie wymaga szczególnych zabiegów konserwacyjnych, jest łatwa w utrzymaniu jej w czystości oraz pozwala dezynfekcję szeroko dostępnymi preparatami do dezynfekcji powierzchni medycznych.

Materac rehabilitacyjny MR-03A może być z powodzeniem stosowany do ćwiczeń rehabilitacyjnych w gabinetach kinezyterapii, jak również do zajęć fizjoterapeutycznych i w gimnastyce korekcyjnej, np. do korekcji wad postawy. Sprawdza się też jako materac do ćwiczeń gimnastycznych i ogólnorozwojowych w warunkach domowych i w placówkach oświatowych (żłobki, przedszkola, szkoły). Materac może też być wykorzystywany do niektórych rodzajów masażu oraz terapii manualnych.

**Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny**

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000045163](https://ec.europa.eu/eudamed/med-devices/PL-MF-000045163)

**PRODUCENT**



**Autoryzowany dystrybutor producenta**

**EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym**



Email: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

# DANE TECHNICZNE

Typ materaca	3-częściowy składany
Długość materaca [cm]	195
Szerokość materaca [cm]	85
Grubość materaca [cm]	5
Wyrób medyczny [MDD/MDR]	Tak
Twardość materaca	twardy
Pokrowiec transportowy	bez pokrowca
Wypełnienie materaca	planka poliuretanowa
Uchwyty do przenoszenia materaca	2 uchwyty
Waga materaca [kg]	10
Numer katalogowy produktu	MR-03A
Kod PKWiU	32.50.50.0
Kod CN	3926 90 00
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	5900415491MatRehS9
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	klasa I, reguła 1
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	MR-03A materac rehabilitacyjny
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na tapicerkę standardową	2 lata
Gwarancja na wkład piankowy	1 rok
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	12
Producent wyrobu	[36] WS TECH Lorens sp.j. ☒ ul. Leopolda Okulickiego 43; 38-500 Sanok [Polska] ☎ 13 464 44 49 @ biuro@wstech.eu
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[36] PL-MF-000045163

Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 13 464 44 49 @ biuro@wstech.eu
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[36] ☎ 13 464 44 49   biuro@wstech.eu

## Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym  
Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)  
GSM/SMS: **533 99 22 01**  
Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)  
E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)  
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.  
Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowi reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

## Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.  
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.  
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.  
Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.  
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

## Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.  
ul. Staromiejska 6/10d  
40-013 Katowice  
NIP 9542784362  
NIP UE: PL9542784362  
REGON 368734116  
KRS 0000703242  
Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000  
e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24