

SAM-4

stolik-wózek uniwersalny pod aparat medyczny



Polski producent
Polski serwis techniczny



Darmowa dostawa
na terenie Polski



Uniwersalny stolik z funkcją wózka pod aparaturę medyczną i aparat do fizykoterapii wyposażony w stalową półkę do ustawienia aparatu medycznego zaopatrzoną w wspornik do odprowadzenia przewodów aparatu. Wykonany na chromowanym stelażu z profilu stalowego (rurka. Półka (półki) i podstawa wykonane z profili stalowych lakierowanych proszkowo na kolor wybrany z palety RAL. Półka posiada podniesione ranty boczne zabezpieczające aparat przed zsunięciem. Stolik posiada podstawę wyposażoną w 4 kółka kierunkowe, w tym 2 kółka przednie z blokadą jazdy (hamulcem). W opcjach wyposażenia dodatkowego stolik może być doposażony w dodatkową półkę i szufladę z wysuwaną misą ze stali nierdzewnej oraz w uchwyty na żel i wieszak na ręczniki papierowe w rolce.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000045163](https://www.eudamed.eu/PL-MF-000045163)

PRODUCENT**Autoryzowany dystrybutor producenta**

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

Przeznaczenie stolika / wózka	uniwersalne - różne aparaty
Seria produkcyjna stolików pod aparaty	SAM (WStech)
Konstrukcja stelaża stolika / wózka	stal chromowana
Liczba pólek (blatów) pod aparaty	1 blat
Materiał pólek (blatów) pod aparaty	stal lakierowana
Szuflada/szuflady na akcesoria w standardzie	Nie
Szuflada na akcesoria opcjonalnie	Tak
Stolik z regulacją wysokości	Nie
Wysokość całkowita stolika (wózka) [cm]	89
Szerokość całkowita stolika (wózka) [cm]	53
Głębokość całkowita stolika (wózka) [cm]	42
Uchwyt monitora ekranowego	bez uchwytu do monitora
Wysięgnik podtrzymujący kable	bez wysięgnika kabli
Wysięgnik z głowicą na kropiółki	bez wysięgnika na kropiółki
Koszyk na kable do aparatów	bez koszyka na kable
Listwa zasilająca aparaty	bez listwy zasilającej
Stolik mobilny na kółkach	Tak
Nośność maksymalna stolika [kg]	20
Stelaż stolika - materiał	chromowany profil stalowy (rurka)
Półki/blaty stolika - materiał	stal lakierowana proszkowo
Półki/blaty stolika - szerokość [cm]	36
Półki/blaty stolika - głębokość [cm]	30
Półka/blat stolika - maksymalne obciążenie [kg]	5
Szuflada(y) - materiał	stal lakierowana proszkowo
Szuflada - szerokość [cm]	34,5
Szuflada - głębokość [cm]	28,5
Szuflada - maksymalne obciążenie [kg]	5
Miski na odpady - ilość	opcjonalnie 1 miska wraz z dodatkową półką i szufladą
Miski na odpady - materiał	stal nierdzewna
Miski na odpady - maksymalne obciążenie [kg]	1,5
Podstawa stolika	stalowa, mobilna na kółkach
Kółka - rodzaj	skrętne
Kółka - średnica [mm]	50
Kółka - blokowanie	2 kółka z blokadą
Szerokość całkowita stolika [cm]	53

Głębokość całkowita stolika [cm]	42
Wysokość całkowita stolika [cm]	89
Waga stolika [kg]	14
Numer katalogowy produktu	SAM-4
Kod PKWiU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Stawka podatku VAT na produkt	23%
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	15 - 20
Producent wyrobu	[36] WS TECH Lorens sp.j. ☑ ul. Leopolda Okulickiego 43; 38-500 Sanok [Polska] ☎13 464 44 49 @ biuro@wstech.eu
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 13 464 44 49 @ biuro@wstech.eu
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
 GSM/SMS: **533 99 22 01**
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
 E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
 ul. Staromiejska 6/10d
 40-013 Katowice
 NIP 9542784362
 NIP UE: PL9542784362
 REGON 368734116
 KRS 0000703242
 Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24