

MDBW/1s.9010



szafa lekarska 1-skrzydłowa 2-komorowa biała



Polski producent
Polski serwis techniczny



Darmowa dostawa
na terenie Polski



Kolorystyka szaf
lakier proszkowy



Wolnostojąca szafa lekarska 1-skrzydłowa z oddzielnie zamykaną górną i dolną komorą szafy, wykonana z czarnej blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor RAL 9010 (biały alpejski). Górna komora szafy posiada od frontu stalowe drzwi w typie wtriny z przeszkleniem wykonanym z bezpiecznego szkła hartowanego. Z tego samego szkła przeszklono również boki górnej komory korpusu szafy. Dolna komora posiada pełne drzwi stalowe bez przeszklenia. Wszystkie drzwi osadzone są na zawiasach kotkowych. Każde skrzydło drzwi posiada 3-punktowe ryglowanie zwalniane umieszczonym w drzwiach zamkiem baszkwilowym (bębenkowy, patentowy) z obracającym uchwytem klamkowym.

Standardowym wyposażeniem szafy lekarskiej są 3 półki, których położenie można regulować w pionie przenosząc półkę na kolejne wsporniki umieszczone w narożnikach szafy. 2 półki znajdują się w górnej komorze szafy, a 1 w dolnej komorze. Półki wykonane są z bezpiecznego szkła hartowanego. Nośność każdej półki wynosi 25 kg. W opcjach wyposażenia dodatkowego szafę można doposażyć w jedną lub dwie dodatkowe półki.

Standardowo podstawa szafy lekarskiej wyposażona jest w podgumowane stopki z regulacją do poziomowania szafy. W opcjach wyposażenia dodatkowego dostępne są podwyższające szafę o 10 cm nóżki stalowe z podgumowaniem albo z podgumowanymi stopkami regulacyjnymi do poziomowania szafy.

Szafa lekarska MDBW/1s.9010 spełnia wymagania zabezpieczeń przed nieautoryzowanym dostępem do leków i środków medycznych na poziomie podstawowym i jest dedykowana do powszechnego stosowania w gabinetach lekarskich i zabiegowych placówek ochrony zdrowia, a także w szkolnych gabinetach pielęgniarskich oraz w stacjonarnych punktach pierwszej pomocy przedlekarskiej znajdujących się na terenie biur, zakładów pracy i innych obiektów niemedycejskich.

Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu - PRODUCENT

KART-MAP Spółka Jawna
Nikiełkowo, ul. Parkowa 3; 10-376 Olsztyn
89 535 71 50 | biuro@janpol.pl



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym



Email: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

DANE TECHNICZNE

Rodzaj szafy	wolnostojąca na stopkach
Typ szafy lekarskiej	1-skrzydłowa 2-drzwiowa
Podział szafy	2-komorowa
Kolor korpusu szafy	RAL 9010 biały alpejski
kolor drzewi szafy	dostępne różne kolory
Materiał szafy	blacha stalowa
Przeszklenie witrynowe szafy	tylko górna komora - drzwi i boki
Wysokość całkowita korpusu szafy	180 cm
Szerokość całkowita szafy	60 cm
Głębokość całkowita szafy	42 cm
Podstawa szafy	4 stopki
Usługa wniesienia szafy do lokalu	dostępna
Konstrukcja	metalowa
Konstrukcja - materiał	czarna blacha stalowa
Grubość blachy [mm]	0,8
Powłoka malarska szafy	lakier proszkowy (epoksydowo-poliestrowy)
Zawiasy szafy	kolkowe
Rodzaj zamka drzwi	baskwilowy z obrotowym uchwytem klamkowym
Ryglowanie drzwi	3-punktowe
Przeszklenie drzwi - materiał	bezpieczne szkło hartowane
Przeszklenie korpusu na bokach - materiał	bezpieczne szkło hartowane
Liczba półek na wyposażeniu	3 półki
Materiał półek	bezpieczne szkło hartowane
Rozstaw półek w pionie	regulowany
Maksymalne obciążenie 1 półki [kg]	25
Wysokie stopki w podstawie	opcjonalnie wys. 10 cm
Szerokość szafy [cm]	60
Głębokość szafy [cm]	42
Wysokość szafy bez wyposażenia dodatkowego [cm]	180
Wysokość szafy z nóżkami [cm]	N: 190 cm NS: 192 - 193,4 cm
Ciężar szafy [kg]	55
Numer katalogowy produktu	MDBW/1s RAL 9010
Kod PKWiU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Dokument certyfikacji produktu	atest bezpieczeństwa (nie wymaga zmkau CE)
Stawka podatku VAT na produkt	23%

Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka paletowa
Rodzaj palety	paleta EUR 1 (120x80 cm) bezzwrotna
Waga przesyłki wraz z paletą (paletami) [kg]	70
Producent wyrobu	[15] KART-MAP Krzysztof Lachacz sp. z o.o. Nikielkowo, ul. Parkowa 3; 10-376 Olsztyn [Polska] ☎ 89 535 71 50 @ biuro@janpol.pl
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 89 535 71 50 @ handlowy@kart-map.com.pl
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
GSM/SMS: **533 99 22 01**
Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowi reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF. Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu. Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów. Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty. © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
ul. Staromiejska 6/10d
40-013 Katowice
NIP 9542784362
NIP UE: PL9542784362
REGON 368734116
KRS 0000703242
Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24