


## Airex Coronella 200

rehabilitacyjna mata do ćwiczeń 200x60x1.5 niebieska

Wyrób medyczny  
MDR 2017/745/EUDarmowa dostawa  
na terenie PolskiDeklaracja zgodności  
Oznakowanie CE

Profesjonalna mata piankowa w kolorze niebieskim do ćwiczeń gimnastycznych i rehabilitacyjnych oraz do hydroterapii dzieci i dorosłych o wymiarach katalogowych 200 x 60 cm i grubości 15 mm (tolerancja wymiarów +/- 2,5%). Wykonana z miękkiej pianki komórkowej formowanej bez form i wtrysku. W przestrzeni kilku tysięcy komórek zamknięte jest powietrze, dzięki czemu mata ma doskonałe właściwości izolacyjne i amortyzujące. Posiada powłokę antybakteryjną na wierzchniej stronie oraz powłokę antypoślizgową od spodu. Wodoodporna, nie wchłania wilgoci i potu.

Coronella 200 to wygodna, przyjemna w dotyku i przyjazna dla ciała mata do ćwiczeń o długiej żywotności i wysokich właściwościach izolacyjnych od podłoża oraz dużej skuteczności amortyzacji stawów podczas ćwiczeń, a przy tym wytwarzana w zgodzie z ekologią. Nie zawiera lateksu i ftalanów, ani też innych zmiękczaczy.

**AIREX®**

Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu - PRODUCENT

AIREX AG

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

Industrie Nord 26; 5643 Sins [Szwajcaria]

[CH-MF-000014202](#)Tel. +41 41 789 66 00 @ [info@my-airex.com](mailto:info@my-airex.com)

EC-REP Autoryzowany (upoważniony) przedstawiciel producenta w Unii Europejskiej

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[DE-AR-000013431](#)

Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce - IMPORTER

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-IM-000001671](#)

Autoryzowany dystrybutor importera - SPRZEDAWCA

[EpicMED.pl](#) sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym[sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)<https://epicmed.pl>

32 720 94 11

Rodzaj oferty	standard: pojedyncze sztuki
Marka maty	Airex Coronella 200
Przeznaczenie maty	ćwiczenia   rehabilitacja   hydroterapia
Użytkowanie maty	w budynku   w terenie   w wodzie
Materiał maty	pianka
Długość maty	200 cm
Szerokość maty	60 cm
Grubość maty	1,5 cm
Kolor maty	niebieski
Powłoka antybakteryjna	Tak
Narozniki maty	zaokrąglone
Oczka do zawieszania	opcjonalnie 2 oczka
Materiał wykonania maty	innowacyjna pianka formowana komórkowo
Waga maty [kg]	2,4
Numer katalogowy produktu	CORONELLA 200
Kod EAN produktu	7613005085700
Kod PKWiU	32.50.50.0
Kod CN	3926 90 00
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	7613005140S50YT
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	klasa I, reguła 1
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	1) Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg Dezernat Gesundheitswesen, Medizinprodukte und Strahlenschutz [Oldenburg, Niemcy]; 2) Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych [Warszawa, Polska]
Nazwa zgłoszona do organu	Piankowa mata rehabilitacyjna Coronella 200
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	3
Producent wyrobu	[1] AIREX AG - Industrie Nord 26; 5643 Sins [Szwajcaria] ☎+41 41 789 66 00 @ info@my-airex.com

SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[1] CH-MF-000014202
Importer wyrobu na rynek polski	[4] MEDEN-INMED sp. z o.o. - ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin [Polska] ☎94 347 10 40 @ meden@meden.com.pl
SRN - kod importera krajowego w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[4] PL-IM-000001671
Autoryzowany (upoważniony) przedstawiciel w Unii Europejskiej [EC-REP]	[1] 3A Composites GmbH - Kiefernweg 10; DE-49090 Osnabrück [Niemcy] ☎+49 0 541 121 930 @ info@3acomposites.com #AIREX
SRN - kod podmiotu EC-REP w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[1] DE-AR-000013431
Serwis techniczny w Polsce	autoryzowany importera produktu
Serwis techniczny - kontakt	☎ 94 344 90 48 @ serwis-wrh@meden.com.pl
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	importer wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[36] ☎ 13 464 44 49   biuro@wstech.eu

## Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym  
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)  
 GSM/SMS: **533 99 22 01**  
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)  
 E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)  
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.  
 Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowi reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

## Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.  
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.  
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.  
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.  
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

## Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.  
 ul. Staromiejska 6/10d  
 40-013 Katowice  
 NIP 9542784362  
 NIP UE: PL9542784362  
 REGON 368734116  
 KRS 0000703242  
 Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000  
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24